

[suiteDXT Release Notes](#)

[suiteDXT Versionshinweise](#)

[suiteDXT Notes de publication](#)

[suiteDXT Note di rilascio](#)

[suiteDXT Σημειώσεις έκδοσης](#)

[„suiteDXT“ Išleidimo pastabos](#)

[suiteDXT Notas de publicación](#)

[suiteDXT Versionsinformation](#)

[suiteDXT Sürüm Notları](#)

[suiteDXT Note privind versiunea](#)

[suiteDXT Opmerkingen bij deze uitgave](#)

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rev. 2
Copyright 2020 NeoSoft, LLC
All rights reserved

suiteDXT

Release Notes

NeoSoft, LLC

The logo for NeoSoft, featuring the word "NEO" in a bold, blue, sans-serif font, followed by "SOFT" in a lighter, grey, sans-serif font.

NS-03-040-0028 Rev. 2
Copyright 2020 NeoSoft,
LLC All rights reserved

CE



Manufacturer

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

Sales: orders@neosoftmedical.com

Service: service@neosoftmedical.com

The Instructions for Use for this device are provided electronically in Portable Document Format, (.pdf). A pdf viewer is required to view the Instructions for Use. A paper copy of the Instructions for Use can be provided upon request, at no cost, within 7 calendar days, by emailing service@neosoftmedical.com.

Instructions for Use may be accessed in the following ways:

1. After launching the application, click “Help” or “About” from the main screen. Select the “Instructions for Use” option. The Instructions for Use will open in a pdf viewer.
2. If the original installation package received from NeoSoft is available, open the zip file and navigate to the “Documentation” folder, then the “Instructions for Use” folder and double click on the Instructions for Use.pdf in your language, denoted by EN - English, FR - French, DE - German, EL - Greek, IT - Italian, LT - Lithuanian, ES - Spanish, SV - Swedish, TR - Turkish, RO - Romanian, NL - Dutch.
3. Navigate to the folder where the application is installed. Locate the “Documentation” folder, open the “Instructions for Use” folder and double click on the Instructions for Use.pdf in your language, denoted by EN - English, FR - French, DE - German, EL - Greek, IT - Italian, LT - Lithuanian, ES - Spanish, SV - Swedish, TR - Turkish, RO - Romanian, NL - Dutch.
4. Electronic copies of Instructions for Use are also available at www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Software Revision History

suiteDXT Software Revision History

Software Version	Release Date	Description
1.0.0	June 2013	Initial Release.
1.0.1	February 2014	Implemented software licensing options.
2.0.0	October 2014	Removed Microsoft SQL dependency. Updated UI to match suiteHEART. Added support for study export to zipfile. Added support for compressed DICOM images. Translated application to German and French. Added support for Microsoft Windows 8.1. Dropped support for Microsoft Windows XP.
2.1.0	January 2015	Minor updates and defect fixes. Added Medical Device Directive information.
3.0.0	October 2015	Minor updates and defect fixes.
3.0.1	March 2016	Added Multiuser capabilities. Minor updates and defect fixes.
4.0.0	October 2016	Added support for suiteDXT to suiteDXT DICOM network transfer. Improved DICOM transfer performance.
4.0.2	May 2017	Added Pre-Processing. Removed support for Microsoft Windows 8.1.
4.0.4	November 2017	Added support for configuring multiple series in preprocessing.
4.0.5	November 2017	Minor updates and defect fixes.
4.0.6	May 2018	Updated support for preprocessing configuration. Improved DICOM import performance.
4.0.7	November 2018	Added access controls\permission
5.0.0	July 2019	Contains updates relating to: Preprocessing.
5.0.1	February 2020	Contains updates relating to: Exporting and Importing of Studies

suiteDXT supports software upgrades from all previous versions to the current version, 5.0.1. Software upgrade support is provided by NeoSoft. Please contact NeoSoft Support at service@neosoftmedical.com to schedule your software upgrade. Considerations for upgrade options will be discussed and implemented on your system.

Software Updates

Batch Exporting of Studies

- Studies can be exported as a .zip file by selecting a group of studies and performing a right mouse click and selecting ***Export Study***.
- If the exporting is canceled the incomplete .zip file will not be saved.
- A check will be performed of the free space available prior to exporting.

Importing of Studies

- The automatic identification of shared network drives is now supported.

Software Release Notes

Study Import

- During an import do not click the Refresh button.

Preprocessing

- Preprocessing will not overwrite a previously analyzed series.
- If there are more than six phase contrast series detected for the Flow analysis tabs the preprocessing will be performed on the last six phase contrast series detected.

Performance

To improve loading performance time, add the suiteDXT\Image directory (ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) and the suiteDXT\SQLData directory (ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) to the anti-virus exclusion list.

Windows 10 Enterprise

If suiteDXT becomes unresponsive after resizing when installed on Windows 10 Enterprise, disable Snap in Windows Multitasking Settings and then restart suiteDXT.

Multi-User Environment

When a study is launched in suiteHEART® Software and then suiteDXT is set to full screen, the minimize, restore and close functions in the upper right corner may become unresponsive. If this happens, select suiteHEART® Software from the toolbar at the bottom of the screen and minimize the application to regain the functions in suiteDXT. To avoid the issue either auto hide the toolbar or do not make suiteDXT full screen.

In the rare event that a pop-up is unresponsive, press the Enter key on the keyboard to reset the pop-up functionality.

suiteDXT

Versionshinweise

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rev. 2
Copyright 2020 NeoSoft, LLC
Alle Rechte vorbehalten



Hersteller

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072, USA

Vertrieb: orders@neosoftmedical.com

Service: service@neosoftmedical.com

Die Bedienungsanleitung für dieses Gerät wird elektronisch im PDF-Format bereitgestellt. Für die Anzeige der Bedienungsanleitung ist ein PDF-Viewer erforderlich. Auf Anfrage per E-Mail an service@neosoftmedical.com kann innerhalb von 7 Kalendertagen eine kostenlose Hardcopy der Bedienungsanleitung bereitgestellt werden.

Die Bedienungsanleitung kann wie folgt aufgerufen werden:

1. Klicken Sie nach dem Start der Anwendung auf „Hilfe“ oder „Infos“ auf dem Hauptbildschirm. Wählen Sie die Option „Bedienungsanleitung“ aus. Die Bedienungsanleitung wird im PDF-Viewer geöffnet.
2. Wenn das ursprüngliche Installationspaket von NeoSoft verfügbar ist, öffnen Sie die Zip-Datei, navigieren Sie zum Ordner „Dokumentation“ und anschließend zum Ordner „Bedienungsanleitung“. Doppelklicken Sie auf die Datei Instructions for Use.pdf in Ihrer Sprache (EN für Englisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, EL für Griechisch, IT für Italienisch, LT für Litauisch, ES für Spanisch, SV für Schwedisch, TR für Türkisch, RO für Rumänisch und NL für Niederländisch).
3. Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Anwendung enthält. Machen Sie den Ordner „Dokumentation“ ausfindig, öffnen Sie den Ordner „Bedienungsanleitung“ und doppelklicken Sie auf die Datei Instructions for Use.pdf in Ihrer Sprache (EN für Englisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, EL für Griechisch, IT für Italienisch, LT für Litauisch, ES für Spanisch, SV für Schwedisch, TR für Türkisch, RO für Rumänisch und NL für Niederländisch).
4. Elektronische Kopien der Bedienungsanleitung sind zudem erhältlich unter www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Software-Versionsverlauf

suite DXT – Software-Versionsverlauf

Softwareversion	Veröffentlichungsdatum	Beschreibung
1.0.0	Juni 2013	Erste Version.
1.0.1	Februar 2014	Software-Lizenzierungsoptionen wurden implementiert.
2.0.0	Oktober 2014	Microsoft SQL-Abhängigkeit entfernt. Benutzeroberfläche wurde in Anpassung an suiteHEART aktualisiert. Support für Studienexport in Zip-Datei wurde hinzugefügt. Support für komprimierte DICOM-Bilder wurde hinzugefügt. Anwendung wurde ins Deutsche und Französische übersetzt. Support für Microsoft Windows 8.1 wurde hinzugefügt. Support für Microsoft Windows XP wurde eingestellt.
2.1.0	Januar 2015	Kleinere Updates und Fehler-Fixes. Informationen zur Richtlinie über Medizinprodukte hinzugefügt.
3.0.0	Oktober 2015	Kleinere Updates und Fehler-Fixes.
3.0.1	März 2016	Multiuser-Funktionen hinzugefügt. Kleinere Updates und Fehler-Fixes.
4.0.0	Oktober 2016	Support für den suiteDXT-Netzwerktransfer zu suiteDXT DICOM wurde hinzugefügt. Verbesserte DICOM-Transferleistung.
4.0.2	Mai 2017	Vorbearbeitung wurde hinzugefügt. Support für Microsoft Windows 8.1 wurde entfernt.
4.0.4	November 2017	Support für die Konfiguration mehrerer Serien in der Vorbearbeitung hinzugefügt.
4.0.5	November 2017	Kleinere Updates und Fehler-Fixes.
4.0.6	Mai 2018	Aktualisierter Support für die Vorbearbeitungskonfiguration. Verbesserte DICOM-Importleistung.
4.0.7	November 2018	Hinzugefügte Zugriffskontrollen/Berechtigung.
5.0.0	Juli 2019	Enthält Aktualisierungen bezüglich: Vorbearbeitung.
5.0.1	Februar 2020	Enthält Aktualisierungen bezüglich: Exportieren und Importieren von Studien.

suiteDXT unterstützt Software-Upgrades aller früheren Versionen auf die aktuelle Version 5.0.1. Der Software-Upgrade-Support wird von NeoSoft bereitgestellt. Wenden Sie sich für Ihr Software-Upgrade bitte an den NeoSoft-Support unter service@neosoftmedical.com. In Frage kommende Upgrade-Optionen werden diskutiert und auf Ihrem System implementiert.

Software-Updates

Batch-Export von Studien

- Studien können als komprimierte Datei (.zip) exportiert werden. Wählen Sie hierfür eine Gruppe von Studien aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die markierten Studien und wählen Sie **Studie exportieren** aus.
- Bei Abbruch des Exportvorgangs wird die unvollständige ZIP-Datei nicht gespeichert.
- Vor der Durchführung des Exports erfolgt eine Prüfung des verfügbaren Speicherplatzes.

Importieren von Studien

- Die automatische Identifizierung von gemeinsam genutzten Netzwerkverzeichnissen wird nun unterstützt.

Software-Versionshinweise

Importieren von Studien

- Klicken Sie während des Importvorgangs nicht auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.

Vorbearbeitung

- Bei der Vorbearbeitung wird keine zuvor analysierte Serie überschrieben.
- Bei Erkennung von mehr als sechs Phasenkontrastserien für die Flussanalyse-Registerkarten wird die Vorbearbeitung für die sechs zuletzt erkannten Phasenkontrastserien durchgeführt.

Leistung

Um die Ladezeit zu verbessern, fügen Sie das suiteDXT\Bildverzeichnis (z. B. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) und das suiteDXT\SQL-Datenverzeichnis (z. B. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) der Antivirenausschlussliste hinzu.

Windows 10 Enterprise

Wenn suiteDXT nach der Größenänderung bei Installation unter Windows 10 Enterprise nicht reagiert, deaktivieren Sie Snap in den Windows-Multitasking-Einstellungen und starten Sie dann suiteDXT neu.

Mehrbenutzerumgebung

Wenn eine Studie in der suiteHEART®-Software aufgerufen und suiteDXT dann im Vollbildmodus angezeigt wird, reagieren die Schaltflächen für Minimieren, Wiederherstellen und Schließen in der rechten oberen Ecke möglicherweise nicht mehr. Wählen Sie in diesem Fall die suiteHEART®-Software aus der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand aus und minimieren Sie die Anwendung, um die Funktionen in suiteDXT wieder verfügbar zu machen. Zur Vermeidung dieses Problems blenden Sie die Symbolleiste automatisch aus oder verwenden Sie den Vollbildmodus von suiteDXT nicht.

In dem seltenen Fall, dass ein Popup-Fenster nicht mehr reagiert, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur, um die Popup-Funktionalität zurückzusetzen.

suiteDXT

Notes de publication

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rév. 2
Copyright 2020 NeoSoft, LLC
Tous droits réservés



Fabricant

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072, États-Unis

Ventes : orders@neosoftmedical.com

Assistance technique : service@neosoftmedical.com

Les instructions d'utilisation de ce dispositif sont fournies en version électronique au format PDF. Vous aurez besoin d'une visionneuse PDF pour consulter les instructions d'utilisation. Une version imprimée des instructions d'utilisation est disponible gratuitement dans un délai de 7 jours en soumettant une demande par e-mail à l'adresse suivante : service@neosoftmedical.com.

Les instructions d'utilisation sont accessibles des manières suivantes :

1. Après le lancement de l'application, cliquez sur « Aide » ou « À propos » sur l'écran principal. Sélectionner l'option « Instructions d'utilisation ». Les Instructions d'utilisation s'ouvriront dans une visionneuse PDF.
2. Si le package d'installation original de NeoSoft est disponible, ouvrez le fichier Zip et accédez au dossier « Documentation » puis au dossier « Instructions d'utilisation » et double-cliquez sur le fichier « Instructions for Use.pdf » dans votre langue, désignée par EN pour l'anglais, FR pour le français, DE pour l'allemand, EL pour le grec, IT pour l'italien, LT pour le lituanien, ES pour l'espagnol, SV pour le suédois, TR pour le turc, RO pour le roumain et NL pour le néerlandais.
3. Accédez au dossier dans lequel est installée l'application. Dans le dossier « Documentation », ouvrez le dossier « Instructions d'utilisation » et double-cliquez sur le fichier « Instructions for Use.pdf » dans votre langue (EN pour l'anglais, FR pour le français, DE pour l'allemand, EL pour le grec, IT pour l'italien, LT pour le lituanien, ES pour l'espagnol, SV pour le suédois, TR pour le turc, RO pour le roumain et NL pour le néerlandais).
4. Une version électronique du mode d'emploi est également disponible à l'adresse www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Historique des révisions du logiciel

Historique des révisions du logiciel suiteDXT

Version du logiciel	Date de la version	Description
1.0.0	Juin 2013	Diffusion initiale.
1.0.1	Février 2014	Installation des options de mise sous licence du logiciel.
2.0.0	Octobre 2014	Suppression de la dépendance de Microsoft SQL. Actualisation de l'IU pour correspondance avec suiteHEART. Ajout de la prise en charge de l'exportation des études vers zipFile. Ajout de la prise en charge des images DICOM comprimées. Traduction de l'application en allemand et en français. Ajout de la prise en charge de Microsoft Windows 8.1. Abandon de la prise en charge de Microsoft Windows XP.
2.1.0	Janvier 2015	Mises à jour et correctifs de défauts mineurs. Ajout d'informations sur la directive relative aux dispositifs médicaux.
3.0.0	Octobre 2015	Mises à jour et correctifs de défauts mineurs.
3.0.1	Mars 2016	Capacités multi-utilisateurs ajoutées. Mises à jour et correctifs de défauts mineurs.
4.0.0	Octobre 2016	Ajout de la prise en charge pour le transfert par réseau de suiteDXT vers suiteDXT DICOM. Amélioration de la performance du transfert de DICOM.
4.0.2	Mai 2017	Ajout du pré-traitement. Retrait de la prise en charge de Microsoft Windows 8.1.
4.0.4	Novembre 2017	Prise en charge ajoutée pour la configuration de séries multiples lors du pré-traitement.
4.0.5	Novembre 2017	Mises à jour et correctifs de détection mineurs.
4.0.6	Mai 2018	Mise à jour de la prise en charge de la configuration du pré-traitement. Amélioration de la performance de l'importation de DICOM.
4.0.7	Novembre 2018	Ajout de commandes et autorisations d'accès.
5.0.0	Juillet 2019	Contient des mises à niveau relatives aux fonctions suivantes : Prétraitement.
5.0.1	Février 2020	Contient des mises à niveau relatives aux fonctions suivantes : Exporter et importer des études.

Le logiciel suiteDXT prend en charge les mises à niveau du logiciel à partir de toutes les versions antérieures à la version actuelle 5.0.1. NeoSoft fournit l'assistance nécessaire à la mise à niveau du logiciel. Pour programmer votre mise à niveau du logiciel, veuillez contacter le service d'assistance NeoSoft à l'adresse suivante : service@neosoftmedical.com. Diverses options de mise à niveau seront discutées et mises en œuvre sur votre système.

Mises à niveau logicielles

Exportation d'études par lots

- Les études peuvent être exportées au format de fichier .zip en sélectionnant un groupe d'études et en faisant un clic droit avec la souris pour sélectionner ***Exporter l'étude***.
- Si l'exportation est annulée, le fichier .zip incomplet ne sera pas enregistré.
- Une vérification de l'espace libre disponible sera effectuée avant l'exportation.

Importer des études

- L'identification automatique des disques de réseau partagés est désormais prise en charge.

Notes de publication du logiciel

Importer une étude

- Ne pas cliquer sur le bouton Actualiser pendant une importation.

Prétraitement

- Le prétraitement n'écrasera pas une série analysée préalablement.
- Si le système détecte plus de six séries de contraste de phase pour les onglets Analyse de flux, le prétraitement s'effectue sur les six dernières séries de contraste de phase détectées.

Performance

Pour améliorer les temps de chargement, ajoutez le répertoire suiteDXT\Image (par ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) et le répertoire suiteDXT\SQLData (ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) à la liste d'exclusions du programme antivirus.

Windows 10 Enterprise

Si suiteDXT reste sans réponse après un redimensionnement lorsque le logiciel fonctionne sous Windows 10 Enterprise, désactivez la fonction Snap (Aligner) dans les paramètres multitâche (Multitasking Settings) sous Windows puis redémarrez le logiciel suiteDXT.

Environnement multi-utilisateur

Lorsqu'une étude est lancée dans le logiciel suiteHEART® et que suiteDXT est configuré au mode plein écran, les fonctions Restaurer et Fermer dans le coin supérieur droit peuvent rester sans réponse. Dans ce cas, cliquez sur le logiciel suiteHEART® dans la barre d'outils au bas de l'écran et minimisez l'application pour rétablir les fonctions dans suiteDXT. Il est possible d'éviter cette situation avec le masquage automatique de la barre d'outils ou en évitant le mode plein écran dans suiteDXT.

Dans les rares cas où une fenêtre contextuelle reste sans réponse, appuyez sur la touche Entrée du clavier pour réinitialiser la fonctionnalité de fenêtre contextuelle.

suiteDXT

Note di rilascio

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rev. 2
Copyright 2020 NeoSoft, LLC
Tutti i diritti riservati



Produttore

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

Vendite: orders@neosoftmedical.com

Assistenza: service@neosoftmedical.com

Le istruzioni per l'uso di questo dispositivo vengono fornite elettronicamente in formato .pdf (Portable Document Format). Per visualizzare le istruzioni per l'uso è necessario un lettore PDF. È possibile ottenere gratuitamente ed entro 7 giorni una copia cartacea delle istruzioni per l'uso mandando una richiesta scritta all'indirizzo email service@neosoftmedical.com.

È possibile accedere alle istruzioni per l'uso come segue:

1. Dopo aver lanciato l'applicazione, fare clic su "Guida" o "Informazioni" sulla schermata principale. Selezionare l'opzione "Istruzioni per l'uso". Le istruzioni per l'uso verranno aperte in un lettore pdf.
2. Se è disponibile il pacchetto di installazione originale inviato da NeoSoft, aprire il file zip e accedere alla cartella "Documentazione", quindi alla cartella "Istruzioni per l'uso" e fare doppio clic sul file Instructions for Use.pdf nella lingua preferita, individuabile grazie alle sigle EN (inglese), FR (francese), DE (tedesco), EL (greco), IT (italiano), LT (lituano), ES (spagnolo), SV (svedese), TR (turco), RO (rumeno), NL (olandese).
3. Accedere alla cartella in cui è installata l'applicazione. Individuare la cartella "Documentazione", aprire la cartella "Istruzioni per l'uso" e fare doppio clic sul file Instructions for Use.pdf nella lingua preferita, individuabile grazie alle sigle EN (inglese), FR (francese), DE (tedesco), EL (greco), IT (italiano), LT (lituano), ES (spagnolo), SV (svedese), TR (turco), RO (rumeno), NL (olandese).
4. Copie elettroniche delle istruzioni per l'uso sono disponibili anche alla pagina www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Cronologia delle revisioni del software

Cronologia delle revisioni del software suiteDXT

Versione software	Data di rilascio	Descrizione
1.0.0	Giugno 2013	Versione iniziale.
1.0.1	Febbraio 2014	Implementazione di opzioni di licenza del software.
2.0.0	Ottobre 2014	Eliminazione della dipendenza Microsoft SQL. Aggiornamento dell'interfaccia utente per l'adattamento a suiteHEART. Aggiunta del supporto per l'esportazione dello studio in file zip. Aggiunta del supporto per le immagini DICOM compresse. Traduzione dell'applicazione in tedesco e francese. Aggiunta del supporto per Microsoft Windows 8.1. Eliminazione del supporto per Microsoft Windows XP.
2.1.0	Gennaio 2015	Aggiornamenti minori e correzione difetti. Aggiunta di informazioni sulla direttiva sui dispositivi medici.
3.0.0	Ottobre 2015	Aggiornamenti minori e correzione difetti.
3.0.1	Marzo 2016	Aggiunta delle funzionalità multiutente. Aggiornamenti minori e correzione difetti.
4.0.0	Ottobre 2016	Aggiunta del supporto per trasferimento di rete DICOM da suiteDXT a suiteDXT. Miglioramento delle prestazioni di trasferimento DICOM.
4.0.2	Maggio 2017	Aggiunta della pre-elaborazione. Rimozione del supporto per Microsoft Windows 8.1.
4.0.4	Novembre 2017	Aggiunta del supporto per la configurazione di serie multiple in pre-elaborazione.
4.0.5	Novembre 2017	Aggiornamenti minori e correzione difetti.
4.0.6	Maggio 2018	Aggiornamento del supporto per la configurazione di pre-elaborazione. Miglioramento delle prestazioni di importazione DICOM.
4.0.7	Novembre 2018	Aggiunta di controlli/autorizzazione all'accesso.
5.0.0	Luglio 2019	Contiene aggiornamenti relativi a: Pre-elaborazione.
5.0.1	Febbraio 2020	Contiene aggiornamenti relativi a: Esportazione e importazione di studi.

suiteDXT supporta gli aggiornamenti del software da tutte le versioni precedenti alla versione corrente, 5.0.1. Il supporto all'aggiornamento del software è fornito da NeoSoft. Contattare il supporto NeoSoft all'indirizzo service@neosoftmedical.com per programmare l'aggiornamento del software. Le considerazioni sulle opzioni di aggiornamento saranno discusse e implementate sul sistema in uso.

Aggiornamenti del software

Esportazione di studi in batch

- Gli studi possono essere esportati sotto forma di file .zip: selezionare un gruppo di studi, fare clic sul pulsante destro del mouse e scegliere ***Esporta studio***.
- Se si annulla l'esportazione, il file .zip incompleto non verrà salvato.
- Prima dell'esportazione verrà eseguita una verifica dello spazio libero disponibile.

Importazione di studi

- È ora supportata l'identificazione automatica delle unità di rete condivise.

Note di rilascio del software

Importazione di uno studio

- Durante un'importazione, non fare clic sul pulsante **Aggiorna**.

Pre-elaborazione

- La pre-elaborazione non sovrascrive una serie precedentemente analizzata.
- Se sono state rilevate più di sei serie a contrasto di fase per le schede **Analisi del flusso**, la pre-elaborazione verrà eseguita sulle ultime sei serie a contrasto di fase rilevate.

Prestazioni

Per migliorare le prestazioni del tempo di caricamento, aggiungere la directory suiteDXT\Image (es. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) e la directory suiteDXT\SQLData (es. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) all'elenco di esclusione anti-virus.

Windows 10 Enterprise

Se suiteDXT non risponde dopo il ridimensionamento quando installato su Windows 10 Enterprise, disabilitare l'opzione di ancoraggio nelle impostazioni **Multitasking** di Windows e quindi riavviare suiteDXT.

Ambiente multiutente

Quando si avvia uno studio nel software suiteHEART® e suiteDXT viene impostato in modalità a schermo intero, le funzioni di riduzione a icona, ripristino e chiusura disponibili nell'angolo superiore destro potrebbero non rispondere. In tal caso, selezionare il software suiteHEART® dalla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo e ridurre a icona l'applicazione per ripristinare le funzioni in suiteDXT. Per evitare questo problema, nascondere automaticamente la barra degli strumenti o non impostare suiteDXT a schermo intero.

Nella rara eventualità in cui un pop-up non rispondesse, premere il tasto Invio sulla tastiera per ripristinare la funzionalità di pop-up.

suiteDXT

Σημειώσεις έκδοσης

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Αναθ. 2
Copyright 2020 NeoSoft, LLC
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος



Κατασκευαστής

NeoSoft, LLC

N27 W23910A Paul Road

Rewaukee, WI 53072 Η.Π.Α.

Τμήμα πωλήσεων: orders@neosoftmedical.com

Εξυπηρέτηση: service@neosoftmedical.com

Οι Οδηγίες χρήσης για αυτήν τη συσκευή παρέχονται ηλεκτρονικά στη μορφή Portable Document Format (.pdf). Για την προβολή των Οδηγιών χρήσης απαιτείται πρόγραμμα προβολής pdf. Ένα έντυπο αντίγραφο των Οδηγιών χρήσης μπορεί να δοθεί κατόπιν αιτήματος, δωρεάν, εντός 7 ημερολογιακών ημερών, μέσω email στη διεύθυνση service@neosoftmedical.com.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Οδηγίες χρήσης με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, κάντε κλικ στην επιλογή «Βοήθεια» ή «Πληροφορίες» από την κύρια οθόνη. Επιλέξτε «Οδηγίες χρήσης». Οι Οδηγίες χρήσης θα ανοίξουν σε πρόγραμμα προβολής pdf.
2. Εάν το αρχικό πακέτο εγκατάστασης που λήφθηκε από τη NeoSoft είναι διαθέσιμο, ανοίξτε το αρχείο zip, μεταβείτε στο φάκελο «Τεκμηρίωση», κατόπιν στο φάκελο «Οδηγίες χρήσης» και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Instructions for Use.pdf στη γλώσσα σας, η οποία υποδηλώνεται από τα γράμματα EN για τα Αγγλικά, FR για Γαλλικά, DE για Γερμανικά, EL για Ελληνικά, IT για Ιταλικά, LT για τα Λιθουανικά, ES για τα Ισπανικά, SV για τα Σουηδικά, TR για τα Τουρκικά, RO για τα Ρουμανικά, NL για τα Ολλανδικά.
3. Μεταβείτε στο φάκελο όπου είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή. Εντοπίστε το φάκελο «Τεκμηρίωση», ανοίξτε το φάκελο «Οδηγίες χρήσης» και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Instructions for Use.pdf στη γλώσσα σας, η οποία υποδηλώνεται από τα γράμματα EN για τα Αγγλικά, FR για Γαλλικά, DE για Γερμανικά, EL για Ελληνικά, IT για Ιταλικά, LT για τα Λιθουανικά, ES για τα Ισπανικά, SV για τα Σουηδικά, TR για τα Τουρκικά, RO για τα Ρουμανικά, NL για τα Ολλανδικά.
4. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των Οδηγιών χρήσης διατίθενται, επίσης, στη διεύθυνση www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Ιστορικό αναθεώρησης λογισμικού

Ιστορικό αναθεώρησης λογισμικού suiteDXT

Έκδοση λογισμικού	Ημερομηνία έκδοσης	Περιγραφή
1.0.0	Ιούνιος 2013	Αρχική έκδοση.
1.0.1	Φεβρουάριος 2014	Εφαρμοσμένες επιλογές αδειοδότησης λογισμικού.
2.0.0	Οκτώβριος 2014	Κατάργηση εξάρτησης Microsoft SQL. Ενημέρωση της διεπαφής χρήστη για αντιστοιχία με το suiteHEART. Προσθήκη υποστήριξης για εξαγωγή μελέτης σε αρχείο συμπίεσης. Προσθήκη υποστήριξης για συμπιεσμένες εικόνες DICOM. Μετάφραση εφαρμογής στα Γερμανικά και τα Γαλλικά. Προσθήκη υποστήριξης για Microsoft Windows 8.1. Κατάργηση υποστήριξης για Microsoft Windows XP.
2.1.0	Ιανουάριος 2015	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων. Προσθήκη πληροφοριών στην Οδηγία περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
3.0.0	Οκτώβριος 2015	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων.
3.0.1	Μάρτιος 2016	Προσθήκη δυνατοτήτων πολλών χρηστών. Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων.
4.0.0	Οκτώβριος 2016	Προσθήκη υποστήριξης για μεταφορά δικτύου DICOM από suiteDXT σε suiteDXT. Βελτίωση απόδοσης μεταφοράς DICOM.
4.0.2	Μάιος 2017	Προσθήκη δυνατότητας προεπεξεργασίας. Κατάργηση υποστήριξης για Microsoft Windows 8.1.
4.0.4	Νοέμβριος 2017	Προσθήκη υποστήριξης για διαμόρφωση πολλαπλών σειρών στην προεπεξεργασία.
4.0.5	Νοέμβριος 2017	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων.
4.0.6	Μάιος 2018	Ενημέρωση υποστήριξης για προεπεξεργασία διαμόρφωσης. Βελτίωση απόδοσης εισαγωγής DICOM.
4.0.7	Νοέμβριος 2018	Προσθήκη στοιχείων ελέγχου/πρόσβασης.
5.0.0	Ιούλιος 2019	Περιέχει ενημερώσεις σχετικά με: Προεπεξεργασία.
5.0.1	Φεβρουάριος 2020	Περιέχει ενημερώσεις σχετικά με: Εξαγωγή και Εισαγωγή Μελετών.

Το suiteDXT υποστηρίζει αναβαθμίσεις λογισμικού από όλες τις προηγούμενες εκδόσεις στην τρέχουσα έκδοση, 5.0.1. Προσφέρεται υποστήριξη στην αναβάθμιση του λογισμικού από τη NeoSoft. Επικοινωνήστε με το Τμήμα υποστήριξης της NeoSoft στη διεύθυνση service@neosoftmedical.com για να προγραμματίσετε την αναβάθμιση του λογισμικού σας. Θα συζητήσουμε τις επιλογές αναβάθμισης οι οποίες θα εφαρμοστούν στο σύστημά σας.

Ενημερώσεις λογισμικού

Ομαδική Εξαγωγή Μελετών

- Οι μελέτες μπορούν να εξαχθούν ως ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip επιλέγοντας μια ομάδα μελετών και πατώντας δεξί κλικ στο ποντίκι και επιλέγοντας **Export Study** (Εξαγωγή Μελέτης).
- Εάν η εξαγωγή ακυρωθεί, το μη πλήρες συμπιεσμένο αρχείο .zip δεν θα αποθηκευτεί.
- Πριν την εξαγωγή, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για τον διαθέσιμο ελεύθερο χώρο.

Εισαγωγή μελετών

- Τώρα υποστηρίζεται η αυτόματη αναγνώριση κοινόχρηστων μονάδων δικτύου.

Σημειώσεις έκδοσης λογισμικού

Μελέτες που εισήχθησαν

- Κατά τη διάρκεια μιας εισαγωγής, μην πατήσετε το κουμπί Ανανέωση.

Προ-επεξεργασία

- Η προεπεξεργασία δεν θα αντικαταστήσει μια προηγούμενη σειρά που έχει ήδη αναλυθεί.
- Εάν έχουν εντοπιστεί περισσότερες από έξι σειρές αντίθεσης φάσης για τις καρτέλες ανάλυσης ροής, η προεπεξεργασία θα πραγματοποιηθεί στις τελευταίες έξι σειρές αντίθεσης φάσης που εντοπίστηκαν.

Απόδοση

Για βελτίωση του χρόνου απόδοσης φόρτωσης, προσθέστε τον κατάλογο suiteDXT\Image (π.χ. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) και τον κατάλογο suiteDXT\SQLData (π.χ. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) στη λίστα εξαιρέσεων προστασίας του προγράμματος από ιούς.

Windows 10 Enterprise

Εάν το suiteDXT δεν ανταποκρίνεται μετά από αλλαγή μεγέθους για εγκατάσταση σε Windows 10 Enterprise, απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Snap για προβολή πολλαπλών παραθύρων από τις ρυθμίσεις πολυδιεργασίας των Windows και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το suiteDXT.

Περιβάλλον Πολλαπλών Χρηστών

Εάν μια μελέτη ανοίγεται στο Λογισμικό suiteHEART® και ύστερα η εφαρμογή suiteDXT τεθεί σε πλήρη οθόνη, οι λειτουργίες ελαχιστοποίηση, επαναφορά και κλείσιμο στην άνω δεξιά γωνία μπορεί να μην αποκρίνονται. Εάν συμβεί αυτό, επιλέξτε το Λογισμικό suiteHEART® στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και ελαχιστοποιήστε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε πάλι τις λειτουργίες στην εφαρμογή suiteDXT. Για να αποφύγετε την κατάσταση αυτή, είτε επιλέξτε αυτόματη απόκρυψη της γραμμής εργαλείων, ή μην θέσετε την εφαρμογή suiteDXT σε πλήρη οθόνη.

Στη σπάνια περίπτωση όπου ένα αναδυόμενο παράθυρο δεν αποκρίνεται, πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να επαναφέρετε τη λειτουργία αναδυόμενου παράθυρου.

„suiteDXT“

Išleidimo pastabos

„NeoSoft“, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Red. 2
Autorinės teisės 2020 „NeoSoft, LLC“
Visos teisės saugomos.



Gamintojas

„NeoSoft“, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 JAV

Pardavimai: orders@neosoftmedical.com

Aptarnavimas: service@neosoftmedical.com

Šio įrenginio naudojimo instrukcijos pateikiamos elektroniniu būdu nešiojamojo dokumento formatu (.pdf). Norint peržiūrėti naudojimo instrukcijas, reikalinga PDF (nešiojamojo dokumento formato) peržiūros priemonė. Paprašius, naudojimo instrukcijų popierinę kopiją galima gauti nemokamai per 7 kalendorines dienas, el. paštu service@neosoftmedical.com.

Naudojimo instrukcijas galima rasti šiais būdais:

1. Paleidę programą pagrindiniame ekrane spustelėkite „Pagalba“ arba „Apie“. Pasirinkite parinktį „Naudojimo instrukcijos“. Naudojimo instrukcijos bus atidarytos PDF peržiūros priemonėje.
2. Jei turite originalų diegimo paketą, gautą iš „NeoSoft“, atidarykite ZIP failą ir eikite į aplanką „Dokumentacija“, tada į aplanką „Naudojimo instrukcijos“ ir du kartus spustelėkite „Naudojimo instrukcijos.pdf“ jūsų kalba, pažymėtą EN – anglų, FR – prancūzų, DE – vokiečių, EL – graikų, IT – italų, LT – lietuvių, ES – ispanų, SV – švedų, TR – turkų, RO – rumunų, NL – olandų.
3. Eikite į aplanką, kuriame įdiegta programa. Suraskite aplanką „Dokumentacija“, atidarykite aplanką „Naudojimo instrukcijos“ ir du kartus spustelėkite „Naudojimo instrukcijos.pdf“ jūsų kalba, žymimą EN – anglų, FR – prancūzų, DE – vokiečių, EL – graikų, IT – italų, LT – lietuvių, ES – ispanų, SV – švedų, TR – turkų, RO – rumunų, NL – olandų.
4. Elektronines naudojimo instrukcijos kopijas taip pat galima rasti tinklalapyje www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Programinės įrangos persvarstymų istorija

„suiteDXT“ Programinės įrangos Persvarstymų istorija

Programinės įrangos versija	Išleidimo data	Aprašas
1.0.0	2013 m. birželis	Pradinis leidimas.
1.0.1	2014 m. vasaris	Igyvendintos programinės įrangos licencijavimo galimybės.
2.0.0	2014 m. spalio	Pašalintas priklausymas nuo „Microsoft SQL“. Atnaujinta UI, kad sutaptų su „suiteHEART“. Pridėta pagalba tyrimų eksportui į „zipfile“. Pridėta pagalba suspaustiems DICOM vaizdams. Programa išversta į vokiečių ir prancūzų kalbas. Pridėta pagalba „Microsoft Windows 8.1“. Pašalinta pagalba „Microsoft Windows XP“.
2.1.0	2015 m. sausis	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai. Pridėta Medicinos prietaisų direktyvos informacija.
3.0.0	2015 m. spalio	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai.
3.0.1	2016 m. kovas	Pridėti Daugybinio vartotojo pajėgumai. Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai.
4.0.0	2016 m. spalio	Pridėta pagalba tinklo perdavimui iš „suiteDXT“ į „suiteDXT“ DICOM. Patobulintas DICOM perkėlimo veikimas.
4.0.2	2017 m. gegužė	Pridėtas Išankstinis apdorojimas. Pašalinta pagalba „Microsoft Windows 8.1“.
4.0.4	2017 m. lapkritis	Pridėta pagalba kelių serijų konfigūracijai išankstiniame apdorojime.
4.0.5	2017 m. lapkritis	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai.
4.0.6	2018 m. gegužė	Atnaujinta pagalba išankstinio apdorojimo konfigūracijai. Patobulintas DICOM importo veikimas.
4.0.7	2018 m. lapkritis	Pridėti prieigos kontrolė/leidimas.
5.0.0	2019 m. liepa	Turi atnaujinimų, susijusių su: Pirminis apdorojimas.
5.0.1	2020 m. vasaris	Turi atnaujinimų, susijusių su: Tyrimo Eksportas ir Importas.

„suiteDXT“ palaiko programinės įrangos atnaujinimus nuo visų praeitų versijų iki dabartinės versijos, 5.0.1. Programinės įrangos atnaujinimo pagalba yra teikiama „NeoSoft“. Kreipkitės į „NeoSoft“ pagalbos tarnybą adresu service@neosoftmedical.com, kad suplanuotumėte savo programinės įrangos atnaujinimą. Svarstymai dėl atnaujinimų galimybių bus aptarti ir įgyvendinti jūsų sistemoje.

Programinės įrangos atnaujinimai

Tyrimų krūvos eksportas

- Tyrimai gali būti eksportuojami kaip .zip failai, pasirenkant tyrimų grupę ir dešiniu juo pelės klavišu spustelint ir pasirenkant ***Eksportuoti tyrimą***.
- Jei eksportas yra atšaukiamas, nebaigtas .zip failas nebus išsaugotas.
- Laisvos vietos patikra bus atlikta prieš eksportą.

Tyrimų importas

- Dabar palaikoma bendrų tinklo diskų automatinė identifikacija.

Programinės įrangos paleidimo pastabos

Tyrimo importas

- Importo metu nespauskite Perkrovimo klavišo.

Pirminis apdorojimas

- Išankstinis apdorojimas neįrašys vietoje anksčiau analizuotos serijos.
- Jei yra daugiau negu šešių fazių kontrasto serijos, aptiktos Srauto analizės skirtukų, išankstinis apdorojimas bus atliekamas paskutinėms šešioms aptiktoms fazių kontrasto serijoms.

Veikimas

Norėdami patobulinti krovimo veikimo laiką, pridėkite „suiteDXT\Image“ katalogą (pvz. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) ir „suiteDXT\SQLData“ katalogą (pvz. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) į antivirusinės programos išimčių sąrašą.

„Windows 10 Enterprise“

Jei „Windows 10 Enterprise“ instaliuota „suiteDXT“ nebeatsako po dydžio pakeitimo, išjunkite „Snap“ „Windows Multitasking“ nustatymuose ir paleiskite „suiteDXT“ iš naujo.

Kelių vartotojų aplinka

Kai tyrimas paleidžiamas „suiteHEART®“ programinėje įrangoje ir tada „suiteDXT“ nustatoma į pilną ekraną, sumažinimo, atkūrimo ir išjungimo funkcijos viršutiniame dešiniajame kampe gali neveikti. Jei tai nutinka, pasirinkite „suiteHEART®“ programinę įrangą iš įrankių juostos ekrano apačioje, kad sumažintumėte programą ir atgautumėte „suiteDXT“ funkcijas. Kad to išvengtumėte, automatiškai paslėpkite įrankių juostą ar netalpinkite „suiteDXT“ į pilną ekraną.

Retais atvejais, kai išskylantieji pranešimai neatsako, paspauskite „Enter“ klaviatūros klavišą, kad atstatytumėte išskylančių pranešimų funkcionalumą.

suiteDXT

Notas de publicación

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rev. 2
Derechos de autor 2020 NeoSoft, LLC
Todos los derechos reservados



Fabricante

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 EE. UU.

Ventas: orders@neosoftmedical.com
Servicio: service@neosoftmedical.com

Las instrucciones de uso de este dispositivo se proporcionan electrónicamente en formato de documento portátil (.pdf). Se requiere un visor de pdf para ver las Instrucciones de uso. Se puede proporcionar una copia impresa de las Instrucciones de uso a pedido, sin costo, dentro de los 7 días calendario, previo envío de un correo electrónico a service@neosoftmedical.com.

Se puede acceder a las Instrucciones de uso de las siguientes maneras:

1. Después de iniciar la aplicación, haga clic en “Ayuda” o “Acerca de” en la pantalla principal. Seleccione la opción “Instrucciones de uso”. Las Instrucciones de uso se abrirán en un visor de pdf.
2. Si se encuentra disponible el paquete de instalación original que envía NeoSoft, abra el archivo zip y navegue a la carpeta “Documentación”, luego a la carpeta “Instrucciones de uso” y haga doble clic en las “Instrucciones de uso.pdf” en su idioma, señalado como EN (inglés), FR (francés), DE (alemán), EL (griego), IT (italiano), LT (lituano), ES (español), SV (sueco), TR (turco), RO (rumano), NL (holandés).
3. Navegue a la carpeta donde se instaló la aplicación. Localice la carpeta “Documentación”, abra la carpeta “Instrucciones de uso” y haga doble clic en Instructions for Use.pdf en su idioma, indicado por las letras EN (inglés), FR (francés), DE (alemán), EL (griego), IT (italiano), LT (lituano), ES (español), SV (sueco), TR (turco), RO (rumano), NL (holandés).
4. Las copias electrónicas de las instrucciones de uso también se encuentran disponibles en www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Historial de revisión del software

Historial de revisión del software suiteDXT

Versión del software	Fecha de lanzamiento	Descripción
1.0.0	Junio de 2013	Versión inicial.
1.0.1	Febrero de 2014	Implementación de opciones de licencia del software.
2.0.0	Octubre de 2014	Eliminación de la dependencia de Microsoft SQL. Actualización de la interfaz de usuario para que coincida con suiteHEART. Compatibilidad con la exportación del estudio a un archivo zip añadida. Compatibilidad con las imágenes DICOM comprimidas añadida. Traducción de la aplicación al alemán y francés. Nueva compatibilidad con Microsoft Windows 8.1. Fin de compatibilidad con Microsoft Windows XP.
2.1.0	Enero de 2015	Actualizaciones menores y corrección de defectos. Incorporación de información sobre las directivas para equipos médicos.
3.0.0	Octubre de 2015	Actualizaciones menores y corrección de defectos.
3.0.1	Marzo de 2016	Incorporación de capacidades multiusuario. Actualizaciones menores y corrección de defectos.
4.0.0	Octubre de 2016	Compatibilidad con suiteDXT para la transferencia de red suiteDXT DICOM añadida. Mejora del rendimiento de la transferencia DICOM.
4.0.2	Mayo de 2017	Incorporación del procesamiento previo. Fin de compatibilidad con Microsoft Windows 8.1.
4.0.4	Noviembre de 2017	Compatibilidad con la configuración de series múltiples en el procesamiento previo añadida.
4.0.5	Noviembre de 2017	Actualizaciones menores y corrección de defectos.
4.0.6	Mayo de 2018	Actualización de la compatibilidad con la configuración de procesamiento previo. Mejora del rendimiento de importación DICOM.
4.0.7	Noviembre de 2018	Incorporación de permiso y controles de acceso.
5.0.0	Julio de 2019	Contiene actualizaciones relacionadas con: Procesamiento previo.
5.0.1	Febrero de 2020	Contiene actualizaciones relacionadas con: Exportación e importación de estudios.

suiteDXT admite actualizaciones de software de todas las versiones anteriores a la versión actual, 5.0.1. NeoSoft proporciona asistencia de actualización del software. Contáctese con la asistencia de NeoSoft en service@neosoftmedical.com para programar su actualización del software. Se analizarán y se implementarán en su sistema las consideraciones para las opciones de actualización.

Actualizaciones de software

Exportación por lotes de estudios

- Los estudios se pueden exportar como un archivo .zip al seleccionar un grupo de estudios, hacer clic con el botón derecho del mouse y seleccionar ***Exportar estudio***.
- Si se cancela la exportación, no se guardará el archivo .zip incompleto.
- Se realizará una verificación del espacio libre disponible antes de la exportación.

Importación de estudios

- Ahora se admite la identificación automática de unidades de red compartidas.

Notas de publicación del software

Importar estudio

- Durante una importación, no haga clic en el botón Actualizar.

Procesamiento previo

- El procesamiento previo no sobrescribirá una serie que se analizó.
- Si se detectan más de seis series de contraste de fase para las pestañas de análisis de flujo, el procesamiento previo se realizará en las últimas seis series de contraste de fase detectadas.

Rendimiento

Para mejorar el rendimiento del tiempo de carga, agregue el directorio suiteDXT\Image (ej. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) y el directorio suiteDXT\SQLData (ej. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) a la lista de exclusiones del antivirus.

Windows 10 Enterprise

Si suiteDXT no responde después de cambiar de tamaño cuando se instala en Windows 10 Enterprise, desactive la opción Ajustar en la configuración multitarea de Windows y luego reinicie suiteDXT.

Entorno multiusuario

Cuando se inicia un estudio en el software suiteHEART® y luego suiteDXT se configura en pantalla completa, puede que dejen de responder las funciones de minimizar, restaurar y cerrar en la esquina superior derecha de la pantalla. Si esto sucede, seleccione el software suiteHEART® de la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla y minimice la aplicación para recuperar las funciones en suiteDXT. Para evitar este problema, oculte automáticamente la barra de herramientas o no configure suiteDXT en pantalla completa.

En el inusual caso de que una ventana emergente no responda, presione la tecla Enter en el teclado para reiniciar la función de la ventana emergente.

suiteDXT

Versionsinformation

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rev. 2
Copyright 2020 NeoSoft, LLC
Med ensamrätt



Tillverkare

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 USA

Försäljning: orders@neosoftmedical.com
Service: service@neosoftmedical.com

Bruksanvisningen för den här enheten finns elektroniskt i Portable Document Format, (.pdf). En pdf-visare krävs för att läsa bruksanvisningen. En papperskopia av bruksanvisningen kan tillhandahållas på begäran utan kostnad inom 7 kalenderdagar, via e-post till service@neosoftmedical.com.

Bruksanvisningar kan nås på följande sätt:

1. Klicka på "Hjälp" eller "Om" från startskärmen när applikationen har startats. Välj alternativet "Bruksanvisning". Bruksanvisningen öppnas i en pdf-visare.
2. Om det ursprungliga installationspaketet som erhållits från NeoSoft är tillgängligt, öppna zip-filen och navigera till mappen "Dokumentation", sedan mappen "Bruksanvisning" och dubbelklicka på bruksanvisning.pdf på ditt språk, betecknat med EN - engelska, FR - franska, DE - tyska, EL - grekiska, IT - italienska, LT - litauiska, ES - spanska, SV - svenska, TR - turkiska, RO - rumänska, NL - holländska.
3. Navigera till mappen där applikationen är installerad. Leta reda på mappen "Dokumentation", öppna mappen "Bruksanvisning" och dubbelklicka på bruksanvisning.pdf på ditt språk, betecknad med EN - engelska, FR - franska, DE - tyska, EL - grekiska, IT - italienska, LT - litauiska, ES - spanska, SV - svenska, TR - turkiska, RO - rumänska, NL - holländska.
4. Elektroniska kopior av bruksanvisningen finns också tillgängliga på www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Revisionshistorik för programvara

Revisionshistorik för suiteDXT programvara

Programvaruversion	Versionsdatum	Beskrivning
1.0.0	Juni 2013	Första utgåvan.
1.0.1	Februari 2014	Implementerade alternativ för programvarulicenser.
2.0.0	Oktober 2014	Tagit bort Microsoft SQL-beroende. Uppdaterat UI för att matcha suiteHEART. Lagt till stöd för att exportera studie till zip-fil. Lagt till stöd för att komprimera DICOM-bilder. Översatt program till tyska och franska. Lagt till stöd för Microsoft Windows 8.1. Tagit bort stöd för Microsoft Windows XP.
2.1.0	Januari 2015	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel. Lagt till information om direktiv för medicintekniska produkter.
3.0.0	Oktober 2015	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel.
3.0.1	Mars 2016	Lagt till kapacitet för flera användare. Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel.
4.0.0	Oktober 2016	Lagt till stöd för nätverksöverföring av suiteDXT till suiteDXT DICOM. Förbättrad prestanda för DICOM-överföring.
4.0.2	Maj 2017	Lagt till förbehandling. Tagit bort stöd för Microsoft Windows 8.1.
4.0.4	November 2017	Lagt till stöd för konfigurering av flera serier i förbehandling.
4.0.5	November 2017	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel.
4.0.6	Maj 2018	Uppdaterat stöd för förbehandlingskonfigurering. Förbättrad prestanda för DICOM-import.
4.0.7	November 2018	Lagt till åtkomstkontroller\tilstånd.
5.0.0	Juli 2019	Innehåller uppdateringar relaterade till: Förbehandling.
5.0.1	Februari 2020	Innehåller uppdateringar relaterade till: Export och import av studier.

suiteDXT stöder programvaruuppdateringar från alla tidigare versioner till aktuell version, 5.0.1. Support vid programvaruuppdatering tillhandahålls av NeoSoft. Kontakta NeoSoft Support på service@neosoftmedical.com för att schemalägga din programvaruuppdatering. Överväganden för uppdateringsalternativ kommer att diskuteras och implementeras på ditt system.

Programvaruuppdateringar

Satsexport av studier

- Studier kan exporteras som en .zip-fil genom att välja en grupp av studier, högerklicka och välja ***Exportera studie***.
- Om exporten avbryts sparas inte den inkompleta .zip-filen.
- En kontroll av ledigt utrymme utförs innan export.

Import av studier

- Automatisk identifiering av delade nätverksenheter stöds nu.

Programvarans versionsinformation

Studieimport

- Klicka inte på uppdateringsknappen under import.

Förbehandling

- Förbehandling kommer inte att skriva över en tidigare analyserad serie.
- Om fler än sex faskontrastserier detekteras för flödesanalysfliken, kommer förbehandlingen att utföras på de sista sex detekterade faskontrastserierna.

Prestanda

För att förbättra laddningstiden, lägg till suiteDXT\Bildkatalog (t.ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) och suiteDXT\SQLData-katalogen (t.ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) till antivirus-uteslutningslistan.

Windows 10 Enterprise

Om suiteDXT inte svarar efter att storleken ändrats när den är installerad i Windows 10 Enterprise, inaktivera Snap i Windows multitasking-inställningar och starta sedan om suiteDXT.

Fleranvändarmiljö

När en studie startas i suiteHEART® programvara och suiteDXT ställs in till helskärm, kanske inte funktionerna minimera, återställ och stäng i övre högra hörnet svarar. Om det händer, välj suiteHEART® programvara från verktygsfältet längst ned på skärmen och minimera programmet för att återfå funktionerna i suiteDXT. För att undvika problemet, autodölj verktygsfältet eller använd inte helskärmsläge för suiteDXT.

I det sällsynta fallet att en pop-up inte svarar, tryck på Enter-tangenten på tangentbordet för att återställa pop-up-funktionen.

suiteDXT

Sürüm Notları

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rev. 2
Telif Hakkı © 2020 NeoSoft LLC.
Tüm hakları saklıdır



Üretici

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 ABD

Satış: orders@neosoftmedical.com
Servis: service@neosoftmedical.com

Bu cihaz için Kullanım Talimatları, elektronik olarak Taşınabilir Doküman Biçiminde (.pdf) sunulmuştur. Bu Kullanım Talimatlarını görüntülemek için bir pdf görüntüleyici gereklidir. E-posta gönderilerek service@neosoftmedical.com adresinden talep edildiği takdirde, bu Kullanım Talimatlarının basılı bir kopyası 7 takvim günü içinde ücretsiz olarak gönderilebilir.

Kullanım Talimatlarına aşağıdaki yollarla erişilebilir:

1. Uygulamayı açtıktan sonra, ana ekranda “Yardım” (“Help”) veya “Hakkında” (“About”) ögesine tıklayın. “Kullanım Talimatları” (“Instructions for Use”) ögesini seçin. Bir pdf görüntüleyici içinde Kullanım Talimatları açılacaktır.
2. NeoSoft’tan alınan orijinal kurulum paketi mevcutsa, zip dosyasını açın ve önce “Belgeler” (“Documentation”) klasörünü ardından “Kullanım Talimatları” (“Instructions for Use”) klasörünü bulun ve kendi dilinizdeki Instructions for Use.pdf dosyasına çift tıklayın. Diller ve işaretleri EN - İngilizce, FR - Fransızca, DE - Almanca, EL - Yunanca, IT - İtalyanca, LT - Litvanca, ES - İspanyolca, SV - İsveççe, TR - Türkçe, RO - Romence ve NL - Felemenkçe olarak gösterilmiştir.
3. Uygulamanın kurulu olduğu klasöre gidin. “Belgeler” (“Documentation”) klasörünü ardından “Kullanım Talimatları” (“Instructions for Use”) klasörünü bulun ve kendi dilinizdeki Instructions for Use.pdf dosyasına çift tıklayın. Diller ve işaretleri EN - İngilizce, FR - Fransızca, DE - Almanca, EL - Yunanca, IT - İtalyanca, LT - Litvanca, ES - İspanyolca, SV - İsveççe, TR - Türkçe, RO - Romence ve NL - Felemenkçe olarak gösterilmiştir.
4. Kullanım Talimatlarının elektronik kopyalarına www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/ adresinden ulaşılabilir.

Yazılım Revizyon Geçmişi

suiteDXT Yazılım Revizyon Geçmişi

Yazılım Versiyonu	Sürüm Tarihi	Açıklama
1.0.0	Haziran 2013	İlk Sürüm.
1.0.1	Şubat 2014	Uygulanan yazılım lisanslama seçenekleri.
2.0.0	Ekim 2014	Microsoft SQL bağımlılığı kaldırıldı. KA (Kullanıcı arayüzü), suiteHEART ile eşleşecek şekilde güncellendi. Zip dosyasına çalışmayı dışa aktarma desteği eklendi. Sıkıştırılmış DICOM görüntüleri için destek eklendi. Uygulama Almanca ve Fransızca'ya çevrildi. Microsoft Windows 8.1 desteği eklendi. Microsoft Windows XP desteği kaldırıldı.
2.1.0	Ocak 2015	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri. Tıbbi Cihaz Direktifi bilgisi eklendi.
3.0.0	Ekim 2015	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri.
3.0.1	Mart 2016	Çoklu kullanıcı yetenekleri eklendi. Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri.
4.0.0	Ekim 2016	suiteDXT'den suiteDXT DICOM'a ağ aktarımı desteği eklendi. DICOM aktarım performansı geliştirildi.
4.0.2	Mayıs 2017	Ön İşleme eklendi. Microsoft Windows 8.1 desteği kaldırıldı.
4.0.4	Kasım 2017	Ön işlemede çoklu serilerin yapılandırılmasına yönelik destek eklendi.
4.0.5	Kasım 2017	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri.
4.0.6	Mayıs 2018	Ön işleme yapılandırılmasına yönelik destek güncellendi. DICOM içe aktarma performansı geliştirildi.
4.0.7	Kasım 2018	Erişim kontrolleri\izni eklendi.
5.0.0	Temmuz 2019	Aşağıda belirtilen hususla ilgili güncellemeler içerir: Ön İşleme.
5.0.1	Şubat 2020	Aşağıda belirtilen hususla ilgili güncellemeler içerir: Çalışmaların Dışa Aktarımı ve İçe Aktarımı.

suiteDXT, önceki sürümlerden geçerli sürüm olan 5.0.1'e kadar yazılım yükseltmelerini destekler. Yazılım yükseltme desteği NeoSoft tarafından sağlanmaktadır. Yazılım yükseltmeniz ile ilgili planlama yapmak için, lütfen service@neosoftmedical.com adresinden NeoSoft Destek ile iletişime geçin. Yükseltme seçenekleri ile ilgili dikkate alınacak hususlar sisteminizde tartışılacak ve uygulanacaktır.

Yazılım Yükseltmeleri

Çalışmaların Toplu Dışa Aktarımı

- Çalışmalar, bir grup çalışma seçilerek ve farenin sağ tuşuna tıklanarak ve **Çalışmayı Dışa Aktar** ögesi seçilerek bir .zip dosyası olarak dışa aktarılabilir.
- Dışa aktarma iptal edilirse, tamamlanmamış .zip dosyası kaydedilmeyecektir.
- Dışa aktarmadan önce boş alanın olup olmadığının kontrolü yapılacaktır.

Çalışmaların İçe Aktarılması

- Paylaşılan ağ sürücülerinin otomatik olarak tanımlanması artık desteklenmektedir.

Yazılım Sürüm Notları

Çalışma İçe Aktarımı

- İçe aktarma sırasında Yenile düğmesine tıklamayın.

Ön İşleme

- Ön işleme, daha önce analiz edilen bir dizinin üzerine yazmaz.
- Akış analizi sekmelerine yönelik altıdan fazla faz kontrast serisi tespit edilirse, ön işleme tespit edilen son altı faz kontrast serisinde gerçekleştirilecektir.

Performans

Yükleme performansı süresini geliştirmek için, suiteDXT\Image directory (ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) ve suiteDXT\SQLData directory (ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData)'yı anti-virüs yasaklı listesine ekleyin.

Windows 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise'in yüklenmesinin ardından, suiteDXT yeniden boyutlandırıldıktan sonra yanıt vermez hale gelirse, Windows Çoklu Görev Ayarlarında Snap'i devre dışı bırakın ve sonra suiteDXT'yi yeniden başlatın.

Çok Kullanıcı Ortam

suiteHEART® Software’de bir çalışma başlatıldıktan sonra ve akabinde de suiteDXT tam ekrana ayarlandığında, sağ üst köşedeki simge durumuna küçültme, geri yükleme ve kapatma işlevleri yanıt vermeyebilir. Bu gerçekleştiğinde, ekranın altındaki araç çubuğundan suiteHEART® Software’i seçin ve suiteDXT’deki işlevleri tekrar kazanmak için uygulamayı simge durumuna küçültün. Sorunu önlemek için araç çubuğunu otomatik olarak gizleyin veya suiteDXT’yi tam ekran olarak ayarlamayın.

Bir pop-up’ın (açılan pencere) yanıt vermediği nadir durumlarda, pop-up işlevselliğini sıfırlamak için klavyedeki Enter tuşuna basınız.

suiteDXT

Note privind versiunea

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rev. 2
Drepturi de autor 2020 NeoSoft, LLC
Toate drepturile rezervate



Producător

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072 S.U.A.

Vânzări: orders@neosoftmedical.com
Service: service@neosoftmedical.com

Instrucțiunile de utilizare pentru acest dispozitiv sunt furnizate electronic în format document portabil (.pdf). Un vizualizator pdf este necesar pentru a vizualiza instrucțiunile de utilizare. O copie pe hârtie a instrucțiunilor de utilizare poate fi furnizată la cerere, fără costuri, în termen de 7 zile calendaristice, prin e-mail către service@neosoftmedical.com.

Instrucțiunile de utilizare pot fi accesate în următoarele moduri:

1. După lansarea aplicației, faceți clic pe „Ajutor” sau „Despre” din ecranul principal. Selectați opțiunea „Instrucțiuni de utilizare”. Instrucțiunile de utilizare se vor deschide într-un vizualizator pdf.
2. Dacă pachetul de instalare inițial primit de la NeoSoft este disponibil, deschideți fișierul zip și navigați la folder-ul „Documentație”, apoi la folder-ul „Instrucțiuni de utilizare” și faceți dublu clic pe Instrucțiunile de utilizare.pdf în limba dvs., denumit EN - Engleză, FR - Franceză, DE - Germană, EL - Greacă, IT - Italiană, LT - Lituaniană, ES - Spaniolă, SV - Suedeză, TR - Turcă, RO - Română, NL - Olandeză.
3. Navigați la folder-ul în care este instalată aplicația. Găsiți folder-ul „Documentație”, deschideți folder-ul „Instrucțiuni de utilizare” și faceți dublu clic pe Instrucțiunile de utilizare.pdf în limba dumneavoastră, denumit EN - Engleză, FR - Franceză, DE - Germană, EL - Greacă, IT - Italiană, LT - Lituaniană, ES - Spaniolă, SV - Suedeză, TR - Turcă, RO - Română, NL - Olandeză.
4. Copii electronice ale instrucțiunilor de utilizare sunt, de asemenea, disponibile pe www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Istoric revizii software

Istoric revizii pentru software-ul suiteDXT

Versiune software	Data de lansare	Descriere
1.0.0	Iunie 2013	Prima ediție.
1.0.1	Februarie 2014	Au fost implementate opțiunile de licențiere a software-ului.
2.0.0	Octombrie 2014	A fost eliminată dependența de Microsoft SQL. A fost actualizată interfața utilizatorului pentru a corespunde suiteHEART. A fost adăugat suport pentru exportarea studiului în fișier zip. A fost adăugat suport pentru imaginile DICOM comprimate. Aplicația a fost tradusă în germană și franceză. A fost adăugat suport pentru Microsoft Windows 8.1. A încetat suportul pentru Microsoft Windows XP.
2.1.0	Ianuarie 2015	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore. Au fost adăugate informații despre Directiva privind dispozitivele medicale.
3.0.0	Octombrie 2015	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore.
3.0.1	Martie 2016	Au fost adăugate capacități pentru utilizatori multipli. Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore.
4.0.0	Octombrie 2016	A fost adăugat suport pentru transferul prin rețea suiteDXT către DICOM suiteDXT. A fost îmbunătățită performanța de transfer DICOM.
4.0.2	Mai 2017	A fost adăugată pre-procesarea. A încetat suportul pentru Microsoft Windows 8.1.
4.0.4	Noiembrie 2017	A fost adăugat suport pentru configurarea seriilor multiple în pre-procesare.
4.0.5	Noiembrie 2017	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore.
4.0.6	Mai 2018	A fost actualizat suportul pentru configurarea pre-procesării. A fost îmbunătățită performanța de importare DICOM.
4.0.7	Noiembrie 2018	Au fost adăugate permisiunea/comenzi de acces.
5.0.0	Iulie 2019	Conține actualizări relative la: Pre-procesare în curs.
5.0.1	Februarie 2020	Conține actualizări relative la: Exportarea și importarea studiilor.

suiteDXT acceptă actualizări ale software-ului de la toate versiunile anterioare la versiunea actuală, 5.0.1. Suportul pentru îmbunătățirea software-ului este furnizat de către NeoSoft. Vă rugăm să contactați asistența NeoSoft la service@neosoftmedical.com pentru a programa îmbunătățirea software-ului dumneavoastră. Compensațiile pentru opțiunile de îmbunătățire vor fi discutate și implementate pe sistemul dumneavoastră.

Actualizări software

Exportare lot de studii

- Studiile pot fi exportate ca fișier .zip selectând un grup de studii și făcând clic pe butonul din dreapta al mouse-ului și selectând ***Exportare studiu***.
- Dacă exportarea este anulată, fișierul .zip incomplet nu va fi salvat.
- Va fi efectuată o verificare a spațiului liber disponibil înainte de exportare.

Importarea studiilor

- Identificarea automată a unităților din rețea partajate este acum suportată.

Note privind versiunea software-ului

Importare studiu

- În timpul unei importări nu faceți clic pe butonul Reîmprospătare.

Pre-procesare în curs

- Pre-procesarea nu va suprascrie o serie analizată anterior.
- Dacă există mai mult de șase serii cu contrast de fază detectate pentru filele de analiză a fluxului, pre-procesarea se va efectua pe ultimele șase serii cu contrast de fază detectate.

Performanță

Pentru a îmbunătăți timpul performanței de încărcare, adăugați directorul suiteDXT\Imagine (de ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) și directorul suiteDXT\SQLData (de ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) la lista de excludere a antivirușilor.

Windows 10 Enterprise

Dacă suiteDXT nu mai răspunde după redimensionare atunci când este instalat pe Windows 10 Enterprise, dezactivați Captură în setările privind sarcinile multiple ale Windows și apoi reporniți suiteDXT.

Mediu utilizatori multipli

Atunci când un studiu este lansat în software-ul suiteHEART® și apoi suiteDXT este setat pe ecran complet, este posibil ca funcțiile de minimizare, restabilire și închidere din colțul din dreapta sus să nu mai răspundă. Dacă se întâmplă acest lucru, selectați software-ul suiteHEART® din bara de instrumente din partea de jos a ecranului și minimizați aplicația pentru a redobândi funcțiile în suiteDXT. Pentru a evita această problemă, fie selectați opțiunea de ascundere automată a barei de instrumente, fie nu setați suiteDXT pe ecran complet.

În cazul rar în care o fereastră pop-up nu răspunde, apăsați tasta Enter de pe tastatură pentru a reseta funcționalitatea pop-up.

suiteDXT

Opmerkingen bij deze uitgave

NeoSoft, LLC

NEOSOFT

NS-03-040-0028 Rev. 2
Copyright 2020 NeoSoft, LLC
Alle rechten voorbehouden



Fabrikant

NeoSoft, LLC
N27 W23910A Paul Road
Pewaukee, WI 53072, VS

Verkoop: orders@neosoftmedical.com

Service: service@neosoftmedical.com

De gebruikshandleiding voor dit apparaat wordt elektronisch verstrekt in Portable Document Format, (.pdf). Een pdf-lezer is vereist om de gebruikshandleiding te bekijken. Een papieren exemplaar van de gebruikshandleiding kan op verzoek kosteloos en binnen 7 kalenderdagen worden verstrekt door een e-mail te sturen naar service@neosoftmedical.com.

De gebruikshandleiding is op de volgende manieren toegankelijk:

1. Nadat u de applicatie hebt gestart, klikt u in het hoofdscherm op „Help” of „Over”. Selecteer de optie „Gebruikshandleiding”. De gebruikshandleiding wordt geopend in een pdf-lezer.
2. Als het originele installatiepakket dat u van NeoSoft hebt ontvangen beschikbaar is, opent u het zipbestand en navigeert u naar de map „Documentatie” en vervolgens naar de map „Gebruikshandleiding” en dubbelklikt u in uw taal op de Gebruikshandleiding.pdf, aangegeven door EN - Engels, FR - Frans, DE - Duits, EL - Grieks, IT - Italiaans, LT - Litouws, ES - Spaans, SV - Zweeds, TR - Turks, RO - Roemeens, NL - Nederlands.
3. Navigeer naar de map waarin de applicatie is geïnstalleerd. Zoek de map „Documentatie”, open de map „Gebruikshandleiding” en dubbelklik op de Gebruikshandleiding.pdf in uw taal, aangegeven door EN - Engels, FR - Frans, DE - Duits, EL - Grieks, IT - Italiaans, LT - Litouws, ES - Spaans, SV - Zweeds, TR - Turks, RO - Roemeens, NL - Nederlands.
4. Elektronische kopieën van de gebruikshandleiding zijn ook beschikbaar op www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/.

Versieoverzicht software

suiteDXT Versieoverzicht software

Softwareversie	Uitgavedatum	Beschrijving
1.0.0	Juni 2013	Oorspronkelijke publicatiedatum.
1.0.1	Februari 2014	Geïmplementeerde softwarelicentieringopties.
2.0.0	Oktober 2014	Afhankelijkheid van Microsoft SQL verwijderd. UI geüpdatet om overeen te komen met suiteHEART. Ondersteuning voor het exporteren van een studie naar een zipfile toegevoegd. Ondersteuning voor gecomprimeerde DICOM-afbeeldingen toegevoegd. Applicatie naar Duits en Frans vertaald. Ondersteuning voor Microsoft Windows 8.1 toegevoegd. Ondersteuning voor Microsoft Windows XP opgegeven.
2.1.0	Januari 2015	Kleine updates en reparatie van mankementen. Richtlijn voor medische apparaten toegevoegd.
3.0.0	Oktober 2015	Kleine updates en reparatie van mankementen.
3.0.1	Maart 2016	Multigebruiker-mogelijkheden toegevoegd. Kleine updates en reparatie van mankementen.
4.0.0	Oktober 2016	Ondersteuning voor SuiteDXT naar SuiteDXT DICOM-netwerkoverdracht toegevoegd. DICOM-overdrachtsprestaties verbeterd.
4.0.2	Mei 2017	Voorverwerken toegevoegd. Ondersteuning voor Microsoft Windows 8.1 verwijderd.
4.0.4	November 2017	Ondersteuning voor het configureren van meerdere series in voorverwerken toegevoegd.
4.0.5	November 2017	Kleine updates en reparatie van mankementen.
4.0.6	Mei 2018	Ondersteuning voor voorverwerken-configuratie toegevoegd. DICOM-importprestaties verbeterd.
4.0.7	November 2018	Toegangscontrole/toestemming toegevoegd.
5.0.0	Juli 2019	Bevat updates met betrekking tot: Voorverwerken.
5.0.1	Februari 2020	Bevat updates met betrekking tot: Exporteren en importeren van studies.

suiteDXT ondersteunt software-upgrades van alle eerdere versies naar de huidige versie, 5.0.1. Software upgradeondersteuning wordt geleverd door NeoSoft. Neem contact op met NeoSoft Support op service@neosoftmedical.com om uw software-upgrade te plannen. Overwegingen omtrent upgrade-opties zullen worden besproken en geïmplementeerd in uw systeem.

Software-updates

Batch exporteren van studies

- Studies kunnen worden geëxporteerd als een .zip-bestand door het selecteren van een groep studies en met de rechtermuisknop te klikken, selecteer daarna ***Studie exporteren***.
- Als het exporteren wordt geannuleerd, zal het incomplete .zip-bestand niet worden opgeslagen.
- Er zal een controle worden uitgevoerd omtrent de vrije ruimte voordat er wordt geëxporteerd.

Importeren van studies

- De automatische identificatie van gedeelte netwerkschijven wordt nu ondersteund.

Software Release-opmerkingen

Studie importeren

- Tijdens importeren niet op de Refresh-knop drukken.

Voorverwerken

- Voorverwerken zal een eerder geanalyseerde serie niet overschrijven.
- Als er meer dan zes fasecontrastseries worden gedetecteerd voor het tabblad Stroomanalyse, zal het voorverwerken worden uitgevoerd op de laatste zes fasecontrastseries die worden gedetecteerd.

Prestaties

Om laadtijdprestaties te verbeteren, voegt u het suiteDXT\Image directory (ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\Images) en het suiteDXT\SQLData directory (ex. C:\ProgramData\NeoSoft, LLC\suiteDXT\SQLData) toe aan de antivirus uitsluitingslijst.

Windows 10 Enterprise

Als suiteDXT niet reageert na resizing wanneer er geïnstalleerd is op Windows 10 Enterprise, schakel dan Snap in Windows Multitasking-instelling uit en herstart dan suiteDXT.

Multi-useromgeving

Wanneer er een studie wordt gestart in suiteHEART® software en daarna wordt suiteDXT op volledig scherm gezet, zullen de functies verkleinen, terugzetten en sluiten in de rechterbovenhoek mogelijk niet reageren. Als dit gebeurt selecteert u de suiteHEART® software vanuit de toolbar aan de onderkant van het scherm en verkleint u de applicatie om deze functies weer terug te krijgen in suiteDXT. Om het probleem te vermijden kunt u of automatisch verbergen van de toolbar inschakelen, of u zet suiteDXT niet op volledig scherm.

In het zeldzame geval dat een pop-up niet reageert, drukt u op de entertoets op het toetsenbord om de pop-up-functionaliteit te resetten.