

# suiteDXT

## 发布说明

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-042-0019 修订版 1  
Copyright 2021 NeoSoft, LLC 版权所有  
保留所有权利

## 制造商



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

销售: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)

服务: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

本设备的使用说明书采用可移植文档格式 (.pdf) 以电子方式提供。需要使用 pdf 查看器才能查看该使用说明书。通过发送电子邮件至 [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com), 可根据请求在 7 个日历天内免费提供使用说明书的纸质副本。

可通过以下方式访问使用说明书:

1. 启动该应用程序后, 在主屏幕中, 单击“帮助”或“关于”。选择“使用说明书”选项。使用说明书将在 pdf 查看器中打开。
2. 如果可获得从 NeoSoft 收到的原始安装包, 则打开 zip 文件, 导航到“Documentation”文件夹, 然后导航到“Instructions for Use”文件夹, 双击采用您语言的 Instructions for Use.pdf, 语言由以下表示: EN - 英语、FR - 法语、DE - 德语、EL - 希腊语、IT - 意大利语、LT - 立陶宛语、ES - 西班牙语、SV - 瑞典语、TR - 土耳其语、RO - 罗马尼亚语、NL - 荷兰语、ZH\_CN - 简体中文、PT-PT - 葡萄牙语、HU - 匈牙利语、JA - 日语, VI - 越南语。
3. 导航到该应用程序的安装文件夹。找到“Documentation”文件夹, 打开“Instructions for Use”文件夹, 双击采用您语言的 Instructions for Use.pdf, 语言由以下表示: EN - 英语、FR - 法语、DE - 德语、EL - 希腊语、IT - 意大利语、LT - 立陶宛语、ES - 西班牙语、SV - 瑞典语、TR - 土耳其语、RO - 罗马尼亚语、NL - 荷兰语、ZH\_CN - 简体中文、PT-PT - 葡萄牙语、HU - 匈牙利语、JA - 日语, VI - 越南语。
4. 此外, 从最后制造之日起至少 15 年可在 [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) 上获得使用说明书的电子副本。

# 医疗设备指令

当此产品贴有以下CE符合性标志时，表明此产品符合欧盟93/42/EEC指令中关于医疗设备的要求：



本产品属于医疗设备：



## 欧洲代表：

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

## 欧盟进口商：

MedEnvoy Global B.V.  
Pr. Margrietplantsoen 33, Suite 123,  
2595 AM The Hague,  
The Netherlands

## 瑞士授权代表和进口商：

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6300 Zug  
Switzerland

## 马来西亚授权代表：

Emergo Malaysia Sdn. Bhd.  
Level 16, 1 Sentral Jalan Stesen Sentral 5 KL  
Sentral, 50470  
Kuala Lumpur MALAYSIA

马来西亚医疗器械注册号：GB10979720-50888

加拿大：加拿大卫生部设备许可号：99490



**小心：**美国联邦法律限定此设备仅由医生销售，或在医生的指导下进行销售。

任何与此设备有关的严重事故都应报告给NeoSoft和您所在成员国的主管当局。

# 软件修订历史

## suiteHEART® 软件修订历史

软件版本	发布日期	说明
1.0.0	2013 年 6 月	首次发布。
1.0.1	2014 年 2 月	已实施的软件许可选项。
2.0.0	2014 年 10 月	移除了 Microsoft SQL 依赖。 更新了 UI 以匹配 suiteHEART。 添加了对将检查导出为压缩文件的支持。 添加了对压缩 DICOM 图像的支持。 将申请翻译成了德语和法语。 添加了对 Microsoft Windows 8.1 的支持。 减少了对 Microsoft Windows XP 的支持。
2.1.0	2015 年 1 月	小更新和缺陷修复。 添加了医疗设备指令信息。
3.0.0	2015 年 10 月	小更新和缺陷修复。
3.0.1	2016 年 3 月	添加了多用户功能。 小更新和缺陷修复。
4.0.0	2016 年 10 月	添加了对 suiteDXT 到 suiteDXT DICOM 网络传输的支持。 改善了 DICOM 传输性能。
4.0.2	2017 年 5 月	添加了预处理。 移除了对 Microsoft Windows 8.1 的支持。
4.0.4	2017 年 11 月	添加了对在预处理中配置多个系列的支持。
4.0.5	2017 年 11 月	小更新和缺陷修复。
4.0.6	2018 年 5 月	更新了对预处理配置的支持。 改善了 DICOM 导入性能。
4.0.7	2018 年 11 月	添加了访问控制\权限
5.0.0	2019 年 7 月	包含与下列有关的更新：预处理。
5.0.1	2020 年 2 月	包含与下列有关的更新：检查的导出和导入
5.0.2	2021 年 3 月	添加了“自动删除”功能，文件夹创建，增强的“匿名化”选项，小更新和缺陷修复。 此版本是中国的初始软件版本。
5.0.2	2021 年 6 月	增加了 MD 符号、进口商参考号、严重事故报告说明。
5.0.3	2021 年 9 月	增加了 T1/T2 处理和同步预处理。该版本是日语和越南语的初始软件版本。

suiteDXT 支持软件从先前的所有版本升级到最新版本，即 5.0.3。软件升级支持由 NeoSoft 提供。请发送电子邮件至 [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com) 联络 NeoSoft 支持部门，以安排您的软件升级。有关升级选项的注意事项将在您的系统上进行讨论和执行。

# 软件发布说明

## 操作系统支持

suiteDXT 版本 5.0.3 将是 Windows 7 上支持的该软件的最后一个版本。

## 检查导入

- 导入过程中，请勿单击“刷新”按钮。

## 预处理

- 预处理不会覆盖先前分析的系列。
- 对于“流量分析”选项卡，如果检测到超过六个相位增强系列，则将对检测到的最后六个相位增强系列执行预处理。
- 如果同时安装了 32 位和 64 位 Java 时未显示“预处理”配置，请卸载 32 位版本的 Java。

## Windows 10 Enterprise

如果在 Windows 10 Enterprise 上安装后，suiteDXT 在调整大小后无响应，请在 Windows 多任务设置中禁用“捕捉”，然后重新启动 suiteDXT。

## 多用户环境

在 suiteHEART® 软件中启动检查后，将 suiteDXT 设置为全屏显示时，右上角的最小化、还原和关闭功能可能无响应。如果发生这种情况，请从屏幕底部的工具栏中选择 suiteHEART®Software，并最小化应用程序以重新获得 suiteDXT 中的功能。为避免该问题，请自动隐藏工具栏或不全屏显示 suiteDXT。

万一弹出窗口没有响应（很少出现），请按键盘上的 Enter 键以重置弹出功能。