

suiteDXT Release Notes

suiteDXT Versionshinweise

suiteDXT Notes de publication

suiteDXT Note di rilascio

suiteDXT Σημειώσεις έκδοσης

„suiteDXT“ Išleidimo pastabos

suiteDXT Notas de publicación

suiteDXT Versionsinformation

suiteDXT Sürüm Notları

suiteDXT Note privind versiunea

suiteDXT Opmerkingen bij deze uitgave

suiteDXT Notas de lançamento

suiteDXT Kibocsátási megjegyzések

suiteDXT Thông tin phiên bản

suiteDXT Notas de versões

suiteDXT リリースノート

suiteDXT 发布说明

suiteDXT Väljalaskemärkmed

**NEO**SOFT

**NeoSoft, LLC**

NS-03-043-0012 Rev. 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
All rights reserved

# suiteDXT

## Release Notes

**NeoSoft, LLC**

The logo for NeoSoft, featuring the word "NEO" in a bold, cyan blue font and "SOFT" in a grey font, both in a sans-serif typeface.

NS-03-043-0012-EN Rev. 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
All rights reserved

# Manufacturer



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

Phone: 262-522-6120  
website: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Sales: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Service: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

To view compliance information (Authorized Representative, Importer, Registration information) after launching the application, click “Help” or “About” from the main screen. Select the “Regulatory Information” option. The document will open in a pdf viewer.

The Instructions for Use for this device are provided electronically in Portable Document Format, (.pdf). A pdf viewer is required to view the Instructions for Use. A paper copy of the Instructions for Use can be provided upon request, at no cost, within 7 calendar days, by emailing [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Instructions for Use may be accessed in the following ways:

1. After launching the application, click “Help” or “About” from the Main Screen. Select the “Instructions for Use” option. The Instructions for Use will open in a pdf viewer.
2. If the original installation package received from NeoSoft is available, open the zip file and navigate to the “Documentation” folder, then the “Instructions for Use” folder and double click on the Instructions for Use.pdf in your language, denoted by EN - English, FR - French, DE - German, EL - Greek, IT - Italian, LT - Lithuanian, ES - Spanish, SV - Swedish, TR - Turkish, RO - Romanian, NL - Dutch, ZH\_CN - Simplified Chinese, PT-PT - European Portuguese, HU - Hungarian, JA - Japanese, VI - Vietnamese, PT-BR - Brazilian Portuguese, ET - Estonian.
3. Navigate to the folder where the application is installed. Locate the “Documentation” folder, open the “Instructions for Use” folder and double click on the Instructions for Use.pdf in your language, denoted by EN - English, FR - French, DE - German, EL - Greek, IT - Italian, LT - Lithuanian, ES - Spanish, SV - Swedish, TR - Turkish, RO - Romanian, NL - Dutch, ZH\_CN - Simplified Chinese, PT-PT - European Portuguese, HU - Hungarian, JA - Japanese, VI - Vietnamese, PT-BR - Brazilian Portuguese, ET - Estonian.
4. Electronic copies of Instructions for Use are also available at [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) for at least 15 years from last date of manufacture.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## suiteDXT Software Revision History

Software Version	Release Date	Description
1.0.0	June 2013	Initial Release
1.0.1	February 2014	Implemented software licensing options
2.0.0	October 2014	Removed Microsoft SQL dependency Updated UI to match suiteHEART Added support for study export to zipfile Added support for compressed DICOM images Translated application to German and French Added support for Microsoft Windows 8.1 Dropped support for Microsoft Windows XP
2.1.0	January 2015	Minor updates and defect fixes Added Medical Device Directive information
3.0.0	October 2015	Minor updates and defect fixes
3.0.1	March 2016	Added Multiuser capabilities. Minor updates and defect fixes
4.0.0	October 2016	Added support for suiteDXT to suiteDXT DICOM network transfer Improved DICOM transfer performance
4.0.2	May 2017	Add Pre-Processing Removed support for Microsoft Windows 8.1
4.0.4	November 2017	Added support for configuring multiple series in preprocessing
4.0.5	November 2017	Minor updates and defect fixes
4.0.6	May 2018	Updated support for preprocessing configuration Improved DICOM import performance
4.0.7	November 2018	Added access controls\permission
5.0.0	July 2019	Contains updates relating to: Preprocessing
5.0.1	February 2020	Contains updates relating to: Exporting and Importing of Studies
5.0.2	March 2021	Added Auto Delete functionality, folder creation, enhanced Anonymization options, minor updates, and defect fixes. This release is the initial software release for China.
5.0.2	June 2021	Added MD symbol, importer reference, serious incident reporting note
5.0.3	September 2021	Added T1/T2 Processing and Sync Preprocessing. This release is the initial software release for Japanese and Vietnamese.
5.1.0	December 2022	Added support for Microsoft Windows 11 and removed support for Microsoft Windows 7. Added auto retrieval of prior studies. This is the initial software release for Brazilian Portuguese.
5.1.1	October 2023	Added study copy functionality. Added support for multi-study anonymization. suiteDXT version 5.1.1 will be the last version of software supported on Server 2012.

# Software Updates

suiteDXT version 5.1.1 will be the last version of software supported on Server 2012.

Batch export of results as an Excel spreadsheet is supported, refer to the suiteDXT Instructions for Use.

Retrieve and copy study functionality is supported. Study being imported or retrieved needs to already exist in the DXT database. Feature available if requested from NeoSoft.

Auto send capability now available. Feature available if requested from NeoSoft.

## Anonymization

More than one study can be selected for anonymizing, the Patient ID will increment per study. Additional fields now available including Accession and study time.

Anonymized Key CSV File Location will create a excel spreadsheet with the original study names for reference.

# Release Notes

## Study Import

During an import do not click the Refresh button.

## Preprocessing

- Preprocessing will not overwrite a previously analyzed series.
- If there are more than six phase contrast series detected for the Flow analysis tabs the preprocessing will be performed on the last six phase contrast series detected.
- If the Preprocessing configuration is not displayed when both 32 and 64 bit Java is installed, uninstall the 32-bit version of Java.

## Windows 10 Enterprise

If suiteDXT becomes unresponsive after resizing when installed on Windows 10 Enterprise, disable Snap in Windows Multitasking Settings and then restart suiteDXT.

## Multi-User Environment

When a study is launched in suiteHEART® Software and then suiteDXT is set to full screen, the minimize, restore and close functions (in the upper right corner) may become unresponsive. If this happens, select suiteHEART® Software from the toolbar at the bottom of the screen and minimize the application to regain the functions in suiteDXT. To avoid the issue either auto hide the toolbar or do not make suiteDXT full screen.

In the rare event that a pop-up is unresponsive, press the Enter key on the keyboard to reset the pop-up functionality.

# suiteDXT

## Versionshinweise

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-DE Rev. 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Alle Rechte vorbehalten

## Hersteller



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072, USA

Telefon: 262-522-6120  
Website: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Vertrieb: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Service: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Um nach dem Start der Anwendung Compliance-Informationen (Bevollmächtigter, Importeur, Registrierungsinformationen) anzuzeigen, klicken Sie auf dem Hauptbildschirm auf „Hilfe“ oder „Über“. Wählen Sie die Option „Regulatorische Informationen“. Das Dokument wird in einem PDF-Viewer geöffnet.

Die Bedienungsanleitung für dieses Gerät wird elektronisch im PDF-Format (.pdf) bereitgestellt. Für die Anzeige der Bedienungsanleitung ist ein PDF-Viewer erforderlich. Auf Anfrage per E-Mail an [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com) kann innerhalb von 7 Kalendertagen eine kostenlose Hardcopy der Bedienungsanleitung bereitgestellt werden.

Die Bedienungsanleitung kann wie folgt aufgerufen werden:

1. Klicken Sie nach dem Start der Anwendung auf „Hilfe“ oder „Infos“ auf dem Hauptbildschirm. Wählen Sie die Option „Bedienungsanleitung“ aus. Die Bedienungsanleitung wird im PDF-Viewer geöffnet.
2. Wenn das ursprüngliche Installationspaket von NeoSoft verfügbar ist, öffnen Sie die Zip-Datei, navigieren Sie zum Ordner „Dokumentation“ und anschließend zum Ordner „Bedienungsanleitung“. Doppelklicken Sie auf die Datei „Instructions for Use.pdf“ in Ihrer Sprache EN für Englisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, EL für Griechisch, IT für Italienisch, LT für Litauisch, ES für Spanisch, SV für Schwedisch, TR für Türkisch, RO für Rumänisch, NL für Niederländisch, ZH\_CN für vereinfachtes Chinesisch, PT-PT für Europäisches Portugiesisch, HU für Ungarisch, JA für Japanisch, VI für Vietnamesisch, PT-BR für Brasilianisches Portugiesisch, ET für Estnisch.
3. Navigieren Sie zu dem Ordner, der die Anwendung enthält. Machen Sie den Ordner „Dokumentation“ ausfindig, öffnen Sie den Ordner „Bedienungsanleitung“ und doppelklicken Sie auf die Datei „Instructions for Use.pdf“ in Ihrer Sprache EN für Englisch, FR für Französisch, DE für Deutsch, EL für Griechisch, IT für Italienisch, LT für Litauisch, ES für Spanisch, SV für Schwedisch, TR für Türkisch, RO für Rumänisch, NL für Niederländisch, ZH\_CN für vereinfachtes Chinesisch, PT-PT für Europäisches Portugiesisch, HU für Ungarisch, JA für Japanisch, VI für Vietnamesisch, PT-BR für Brasilianisches Portugiesisch, ET für Estnisch.
4. Elektronische Kopien der Bedienungsanleitung sind für mindestens 15 Jahre nach dem letzten Herstellungsdatum zudem unter [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) erhältlich.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.



## suite DXT – Software-Versionsverlauf

Softwareversion	Veröffentlichungsdatum	Beschreibung
1.0.0	Juni 2013	Erstveröffentlichung
1.0.1	Februar 2014	Software-Lizenzierungsoptionen wurden implementiert
2.0.0	Oktober 2014	Microsoft SQL-Abhängigkeit entfernt Benutzeroberfläche wurde in Anpassung an suiteHEART aktualisiert Support für Studienexport in Zip-Datei wurde hinzugefügt. Support für komprimierte DICOM-Bilder wurde hinzugefügt. Anwendung wurde ins Deutsche und Französische übersetzt. Support für Microsoft Windows 8.1 wurde hinzugefügt. Support für Microsoft Windows XP wurde eingestellt.
2.1.0	Januar 2015	Kleinere Updates und Fehlerkorrekturen Informationen zur Richtlinie über Medizinprodukte hinzugefügt
3.0.0	Oktober 2015	Kleinere Updates und Fehlerkorrekturen
3.0.1	März 2016	Multiuser-Funktionen hinzugefügt. Kleinere Updates und Fehlerkorrekturen
4.0.0	Oktober 2016	Support für den suiteDXT-Netzwerktransfer zu suiteDXT DICOM wurde hinzugefügt Verbesserte DICOM-Transferleistung
4.0.2	Mai 2017	Vorbearbeitung hinzugefügt Support für Microsoft Windows 8.1 wurde entfernt.
4.0.4	November 2017	Support für die Konfiguration mehrerer Serien in der Vorbearbeitung hinzugefügt
4.0.5	November 2017	Kleinere Updates und Fehlerkorrekturen
4.0.6	Mai 2018	Aktualisierter Support für die Vorbearbeitungskonfiguration Verbesserte DICOM-Importleistung
4.0.7	November 2018	Zugriffskontrollen/Berechtigung hinzugefügt
5.0.0	Juli 2019	Enthält Aktualisierungen bezüglich: Vorbearbeitung
5.0.1	Februar 2020	Enthält Aktualisierungen bezüglich: Exportieren und Importieren von Studien
5.0.2	März 2021	Funktionalität für automatischen Löschvorgang, Erstellen von Ordnern sowie erweiterte Anonymisierungsoptionen wurde hinzugefügt und kleinere Updates und Fehlerkorrekturen wurden vorgenommen. Diese Version ist die erste Softwareversion für China.
5.0.2	Juni 2021	Symbol für Medizinprodukt, Angabe des Importeurs, Anmerkung bezüglich der Meldung schwerwiegender Vorfälle hinzugefügt
5.0.3	September 2021	T1/T2-Verarbeitung und Synchronisierung der Vorbearbeitung wurden hinzugefügt. Diese Version ist die erste Softwareversion für Japanisch und Vietnamesisch.
5.1.0	Dezember 2022	Unterstützung für Microsoft Windows 11 hinzugefügt und Unterstützung für Microsoft Windows 7 entfernt. Automatisches Abrufen früherer Studien hinzugefügt. Dies ist die erste Softwareversion für brasilianisches Portugiesisch.
5.1.1	Oktober 2023	Funktion zum Kopieren von Studien hinzugefügt. Unterstützung für die Anonymisierung mehrerer Studien hinzugefügt. suiteDXT Version 5.1.1 wird die letzte Version der Software sein, die auf Server 2012 unterstützt wird.

# Software-Updates

suiteDXT Version 5.1.1 wird die letzte Version der Software sein, die auf Server 2012 unterstützt wird.

Der Batch-Export von Ergebnissen als Excel-Tabelle ist möglich. Lesen Sie dazu die suiteDXT Gebrauchsanweisung.

Die Funktionen zum Abrufen und Kopieren von Studien werden unterstützt. Die Studie, die importiert oder abgerufen wird, muss bereits in der DXT-Datenbank vorhanden sein. Diese Funktion ist auf Anfrage bei NeoSoft verfügbar.

Automatisches Senden ist jetzt möglich. Diese Funktion ist auf Anfrage bei NeoSoft verfügbar.

## Anonymisierung

Es können mehrere Studien zur Anonymisierung ausgewählt werden, die Patienten-ID erhöht sich dann pro Studie. Weitere Felder sind jetzt verfügbar, darunter Accession und Studienzeit.

Anonymized Key CSV File Location erstellt eine Excel-Tabelle mit den originalen Studiennamen als Referenz.

# Versionshinweise

## Importieren von Studien

Klicken Sie während des Importvorgangs nicht auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.

## Vorbereitung

- Bei der Vorbereitung wird keine zuvor analysierte Serie überschrieben.
- Bei Erkennung von mehr als sechs Phasenkontrastserien für die Flussanalyse-Registerkarten wird die Vorbereitung für die sechs zuletzt erkannten Phasenkontrastserien durchgeführt.
- Wenn bei Installation sowohl der 32-Bit-Version als auch der 64-Bit-Version von Java die Vorbearbeitungskonfiguration nicht angezeigt wird, deinstallieren Sie die 32-Bit-Version.

## Windows 10 Enterprise

Wenn suiteDXT nach der Größenänderung bei Installation unter Windows 10 Enterprise nicht reagiert, deaktivieren Sie Snap in den Windows-Multitasking-Einstellungen und starten Sie dann suiteDXT neu.

## Mehrbenutzerumgebung

Wenn eine Studie in der suiteHEART®-Software aufgerufen und suiteDXT dann im Vollbildmodus angezeigt wird, reagieren die Schaltflächen für Minimieren, Wiederherstellen und Schließen (in der rechten oberen Ecke) möglicherweise nicht mehr. Wählen Sie in diesem Fall die suiteHEART®-Software aus der Symbolleiste am unteren Bildschirmrand aus und minimieren Sie die Anwendung, um die Funktionen in suiteDXT wieder verfügbar zu machen. Zur Vermeidung dieses Problems blenden Sie die Symbolleiste automatisch aus oder verwenden Sie den Vollbildmodus von suiteDXT nicht.

In dem seltenen Fall, dass ein Popup-Fenster nicht mehr reagiert, drücken Sie die Eingabetaste auf der Tastatur, um die Popup-Funktionalität zurückzusetzen.

# suiteDXT

## Notes de publication

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-FR Rév. 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Tous droits réservés

**Fabricant**



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072, États-Unis

Téléphone : 262-522-6120  
Site Web : [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Vente : [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Assistance technique : [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Pour afficher les informations de conformité (représentant autorisé, importateur, informations d'enregistrement) une fois l'application lancée, cliquer sur « Aide » ou « À propos » à partir de l'écran principal. Sélectionnez l'option « Information réglementaire ». Le document s'ouvrira dans un lecteur PDF.

Les instructions d'utilisation de ce dispositif sont fournies en version électronique au format PDF. Une visionneuse PDF est nécessaire pour consulter les instructions d'utilisation. Une version imprimée des instructions d'utilisation est disponible gratuitement dans un délai de 7 jours en soumettant une demande par e-mail à l'adresse suivante : [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Les instructions d'utilisation sont accessibles des manières suivantes :

1. Après le lancement de l'application, cliquer sur « Aide » ou « À propos » sur l'écran principal. Sélectionner l'option « Instructions d'utilisation ». Les Instructions d'utilisation s'ouvriront dans une visionneuse PDF.
2. Si le package d'installation original de NeoSoft est disponible, ouvrez le fichier Zip et accédez au dossier « Documentation » puis au dossier « Instructions for Use » (Instructions d'utilisation) et double-cliquez sur le fichier « Instructions for Use.pdf » dans votre langue (EN pour l'anglais, FR pour le français, DE pour l'allemand, EL pour le grec, IT pour l'italien, LT pour le lituanien, ES pour l'espagnol, SV pour le suédois, TR pour le turc, RO pour le roumain, NL pour le néerlandais, ZH\_CN pour le chinois simplifié, PT-PT pour le portugais européen, HU pour le hongrois, JA pour le japonais, VI pour le vietnamien et PT-BR pour le portugais brésilien).
3. Accéder au dossier dans lequel est installée l'application. Dans le dossier « Documentation », ouvrez le dossier « Instructions for Use » (Instructions d'utilisation) et double-cliquez sur le fichier « Instructions for Use.pdf » dans votre langue (EN pour l'anglais, FR pour le français, DE pour l'allemand, EL pour le grec, IT pour l'italien, LT pour le lituanien, ES pour l'espagnol, SV pour le suédois, TR pour le turc, RO pour le roumain, NL pour le néerlandais, ZH\_CN pour le chinois simplifié, PT-PT pour le portugais européen, HU pour le hongrois, JA pour le japonais, VI pour le vietnamien et PT-BR pour le portugais brésilien, ET pour l'estonien).
4. Une version électronique des instructions d'utilisation est également disponible à l'adresse [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) pendant au moins 15 ans après la dernière date de fabrication.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## Historique des révisions du logiciel suiteDXT

Version du logiciel	Date de la version	Description
1.0.0	Juin 2013	Diffusion initiale
1.0.1	Février 2014	Installation des options de mise sous licence du logiciel
2.0.0	Octobre 2014	Suppression de la dépendance de Microsoft SQL Actualisation de l'IU pour correspondance avec suiteHEART Ajout de la prise en charge de l'exportation des études vers zipFile Ajout de la prise en charge des images DICOM comprimées Traduction de l'application en allemand et en français Ajout de la prise en charge de Microsoft Windows 8.1 Abandon de la prise en charge de Microsoft Windows XP
2.1.0	Janvier 2015	Mises à jour et correctifs de défauts mineurs Information sur la directive relative aux dispositifs médicaux ajoutée
3.0.0	Octobre 2015	Mises à jour et correctifs de défauts mineurs
3.0.1	Mars 2016	Capacités multiutilisateurs ajoutées. Mises à jour et correctifs de défauts mineurs
4.0.0	Octobre 2016	Ajout de la prise en charge pour le transfert par réseau de suiteDXT vers suiteDXT DICOM Amélioration de la performance du transfert de DICOM
4.0.2	Mai 2017	Prétraitement ajouté Retrait de la prise en charge de Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Novembre 2017	Prise en charge ajoutée pour la configuration de séries multiples lors du prétraitement
4.0.5	Novembre 2017	Mises à jour et correctifs de défauts mineurs
4.0.6	Mai 2018	Mise à jour de la prise en charge de la configuration du prétraitement Amélioration de la performance de l'importation de DICOM
4.0.7	Novembre 2018	Ajout de commandes et autorisations d'accès
5.0.0	Juillet 2019	Contient des mises à niveau relatives aux fonctions suivantes : Prétraitement
5.0.1	Février 2020	Contient des mises à niveau relatives aux fonctions suivantes : Exporter et importer des études
5.0.2	Mars 2021	Fonctionnalité de suppression automatique ajoutée, création de dossiers, options d'anonymisation améliorées, mises à jour mineures, et correctifs de défauts. Cette version est la première version logicielle publiée pour la Chine.
5.0.2	Juin 2021	Symbole MD, référence de l'importateur, avis concernant le signalement d'incidents graves ajoutés
5.0.3	Septembre 2021	Traitement T1/T2 et synchronisation du prétraitement ajoutés. Il s'agit de la première version logicielle pour le japonais et le vietnamien.
5.1.0	Décembre 2022	Ajout de la prise en charge de Microsoft Windows 11 et suppression de la prise en charge de Microsoft Windows 7. Ajout de la récupération automatique des études précédentes. Il s'agit de la première version logicielle pour le brésilien portugais.
5.1.1	Octobre 2023	Ajout d'une fonctionnalité de copie d'étude. Ajout de la prise en charge de l'anonymisation de plusieurs études. La version 5.1.1 de suiteDXT sera la dernière version prise en charge sur le serveur 2012.

# Mises à niveau logicielles

La version 5.1.1 de suiteDXT sera la dernière version prise en charge sur le serveur 2012.

Prise en charge de l'exportation par lots des résultats sous forme de feuille de calcul Excel, voir le mode d'emploi de suiteDXT.

Prise en charge de la fonctionnalité de récupération et de copie d'études. L'étude importée ou récupérée doit déjà exister dans la base de données DXT. Fonction disponible sur demande auprès de Neosoft.

La fonction d'envoi automatique est désormais disponible. Fonction disponible sur demande auprès de Neosoft.

## Anonymisation

Plusieurs études peuvent être sélectionnées pour l'anonymisation, l'identifiant du patient sera incrémenté pour chaque étude. Des champs supplémentaires sont désormais disponibles, notamment l'heure d'Accession et d'heure.

L'emplacement du fichier CSV des clés anonymisées créera une feuille de calcul Excel avec les noms d'étude originaux à titre de référence.

# Notes de publication

## Importer une étude

Ne pas cliquer sur le bouton Actualiser pendant une importation.

## Prétraitement

- Le prétraitement n'écrasera pas une série analysée préalablement.
- Si le système détecte plus de six séries de contraste de phase pour les onglets Analyse de flux, le prétraitement s'effectue sur les six dernières séries de contraste de phase détectées.
- Si la configuration de prétraitement ne s'affiche pas une fois Java 32 bit et 64 bit installés, désinstallez la version 32 bits de Java.

## **Windows 10 Enterprise**

Si suiteDXT reste sans réponse après un redimensionnement lorsque le logiciel fonctionne sous Windows 10 Enterprise, désactivez la fonction Snap (Aligner) dans les paramètres multitâches (Multitasking Settings) sous Windows puis redémarrez le logiciel suiteDXT.

## **Environnement multiutilisateur**

Lorsqu'une étude est lancée dans le logiciel suiteHEART® et que suiteDXT est configuré au mode plein écran, les fonctions Minimiser, Restaurer et Fermer dans le coin supérieur droit peuvent rester sans réponse. Dans ce cas, cliquez sur le logiciel suiteHEART® dans la barre d'outils au bas de l'écran et minimisez l'application pour rétablir les fonctions dans suiteDXT. Il est possible d'éviter cette situation avec le masquage automatique de la barre d'outils ou en évitant le mode plein écran dans suiteDXT.

Dans les rares cas où une fenêtre contextuelle reste sans réponse, appuyez sur la touche Entrée du clavier pour réinitialiser la fonctionnalité de fenêtre contextuelle.



# suiteDXT

## Note di rilascio

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-IT Rev. 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Tutti i diritti riservati

## Produttore



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

Telefono: 262-522-6120  
Sito web: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Vendite: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Assistenza: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Per visualizzare le informazioni sulla conformità (rappresentante autorizzato, importatore, informazioni sulla registrazione) dopo aver avviato l'applicazione, fai clic su "Guida" o "Informazioni" dalla schermata principale. Seleziona l'opzione "Informazioni normative". Il documento si aprirà in un visualizzatore di pdf.

Le istruzioni per l'uso di questo dispositivo vengono fornite elettronicamente in formato .pdf (Portable Document Format). Per visualizzare le istruzioni per l'uso è necessario un lettore PDF. È possibile ottenere gratuitamente ed entro 7 giorni una copia cartacea delle istruzioni per l'uso inviando una richiesta scritta all'indirizzo email [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

È possibile accedere alle istruzioni per l'uso nei seguenti modi:

1. Dopo aver avviato l'applicazione, fai clic su "Guida" o "Informazioni" dalla schermata principale. Selezionare l'opzione "Istruzioni per l'uso". Le istruzioni per l'uso verranno aperte in un lettore pdf.
2. Se è disponibile il pacchetto di installazione originale ricevuto da NeoSoft, aprire il file zip e selezionare la cartella "Documentation" (Documentazione), poi la cartella "Instructions for Use" (Istruzioni per l'uso) e fare doppio clic su Instructions for Use.pdf nella propria lingua, indicata da EN - inglese, FR - francese, DE - tedesco, EL - greco, IT - italiano, LT - lituano, ES - spagnolo, SV - svedese, TR - turco, RO - rumeno, NL - olandese, ZH\_CN - cinese semplificato, PT-PT - portoghese europeo, HU - ungherese, JA - giapponese, VI - vietnamita, PT-BR - portoghese brasiliano, ET - estone.
3. Accedere alla cartella in cui è installata l'applicazione. Accedere alla cartella "Documentation" (Documentazione), aprire la cartella "Instructions for Use" (Istruzioni per l'uso) e fare doppio clic su Instructions for Use.pdf nella propria lingua, indicata da EN - inglese, FR - francese, DE - tedesco, EL - greco, IT - italiano, LT - lituano, ES - spagnolo, SV - svedese, TR - turco, RO - rumeno, NL - olandese, ZH\_CN - cinese semplificato, PT-PT - portoghese europeo, HU - ungherese, JA - giapponese, VI - vietnamita e PT-BR - portoghese brasiliano, ET - estone.
4. Copie elettroniche delle istruzioni per l'uso sono disponibili anche alla pagina [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) per almeno 15 anni dall'ultima data di fabbricazione.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## Cronologia delle revisioni del software suiteDXT

Versione software	Data di rilascio	Descrizione
1.0.0	Giugno 2013	Versione iniziale
1.0.1	Febbraio 2014	Implementazione di opzioni di licenza del software
2.0.0	Ottobre 2014	Eliminazione della dipendenza Microsoft SQL Aggiornamento dell'interfaccia utente per l'adattamento a suiteHEART Aggiunta del supporto per l'esportazione dello studio in file zip Aggiunta del supporto per le immagini DICOM compresse Traduzione dell'applicazione in tedesco e francese Aggiunta del supporto per Microsoft Windows 8.1 Eliminazione del supporto per Microsoft Windows XP
2.1.0	Gennaio 2015	Aggiornamenti minori e correzione difetti Aggiunta di informazioni sulla direttiva sui dispositivi medici
3.0.0	Ottobre 2015	Aggiornamenti minori e correzione difetti
3.0.1	Marzo 2016	Aggiunta delle funzionalità multiutente. Aggiornamenti minori e correzione difetti
4.0.0	Ottobre 2016	Aggiunta del supporto per trasferimento di rete DICOM da suiteDXT a suiteDXT Miglioramento delle prestazioni di trasferimento DICOM
4.0.2	Maggio 2017	Aggiunta della pre-elaborazione Rimozione del supporto per Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Novembre 2017	Aggiunta del supporto per la configurazione di serie multiple in pre-elaborazione
4.0.5	Novembre 2017	Aggiornamenti minori e correzione difetti
4.0.6	Maggio 2018	Aggiornamento del supporto per la configurazione di pre-elaborazione Miglioramento delle prestazioni di importazione DICOM
4.0.7	Novembre 2018	Aggiunta di controlli/autorizzazione all'accesso
5.0.0	Luglio 2019	Contiene aggiornamenti relativi a: Pre-elaborazione
5.0.1	Febbraio 2020	Contiene aggiornamenti relativi a: Esportazione e importazione di studi
5.0.2	Marzo 2021	Aggiunta della funzionalità di cancellazione automatica, creazione di cartelle, opzioni di anonimizzazione migliorate, aggiornamenti minori e correzioni di difetti. La presente è la versione iniziale del software per la Cina.
5.0.2	Giugno 2021	Simbolo MD, riferimenti sull'importatore, informazioni relative alla segnalazione degli incidenti aggiunti
5.0.3	Settembre 2021	Aggiunte elaborazione T1/T2 e pre-elaborazione sincronizzata. Questa è la versione iniziale del software per il giapponese e il vietnamita.
5.1.0	Dicembre 2022	Aggiunta del supporto per Microsoft Windows 11 e rimozione del supporto per Microsoft Windows 7. Aggiunta del recupero automatico di studi precedenti. Questa è la versione iniziale del software per il portoghese brasiliano.
5.1.1	Ottobre 2023	Aggiunta della funzionalità copia dello studio. Aggiunto il supporto per l'anonimizzazione di più studi. suiteDXT versione 5.1.1 sarà l'ultima versione supportata su Server 2012.

# Aggiornamenti del software

La versione 5.1.1 di suiteDXT sarà l'ultima versione supportata su Server 2012.

È supportata l'esportazione in batch degli esiti come foglio di calcolo di Excel, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso di suiteDXT.

È supportata la funzionalità di recupero e copia di uno studio. Lo studio importato o recuperato deve essere già presente nel database DXT. Funzionalità disponibile se richiesta da NeoSoft.

Capacità di invio automatico ora disponibile. Funzionalità disponibile se richiesta da NeoSoft.

## Anonimizzazione

Per l'anonimizzazione è possibile selezionare più di uno studio, l'ID Paziente verrà incrementato per ogni studio. Campi aggiuntivi ora disponibili tra cui Accession (Adesione) e ora dello studio.

Nella posizione del file CSV chiave anonimizzato viene creato un foglio di calcolo Excel con i nomi degli studi originali come riferimento.

# Note di rilascio

## Importazione di uno studio

Durante un'importazione, non fare clic sul pulsante Refresh (Aggiorna).

## Pre-elaborazione

- La pre-elaborazione non sovrascrive una serie precedentemente analizzata.
- Se sono state rilevate più di sei serie a contrasto di fase per le schede Analisi del flusso, la pre-elaborazione verrà eseguita sulle ultime sei serie a contrasto di fase rilevate.
- Se la configurazione di pre-elaborazione non viene visualizzata quando sono installati Java a 32 e 64 bit, disinstallare la versione di Java a 32 bit.

## Windows 10 Enterprise

Se suiteDXT non risponde dopo il ridimensionamento quando installati su Windows 10 Enterprise, disabilitare l'opzione di ancoraggio nelle impostazioni Multitasking di Windows e quindi riavviare suiteDXT.

## **Ambiente multiutente**

Quando si avvia uno studio nel software suiteHEART® e suiteDXT viene impostato in modalità a schermo intero, le funzioni di riduzione a icona, ripristino e chiusura disponibili (nell'angolo superiore destro) potrebbero non rispondere. In tal caso, selezionare il software suiteHEART® dalla barra degli strumenti nella parte inferiore dello schermo e ridurre a icona l'applicazione per ripristinare le funzioni in suiteDXT. Per evitare questo problema, nascondere automaticamente la barra degli strumenti o non impostare suiteDXT a schermo intero.

Nella rara eventualità in cui un pop-up non rispondesse, premere il tasto Invio sulla tastiera per ripristinare la funzionalità di pop-up.

# suiteDXT

Σημειώσεις έκδοσης

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-EL Αναθ. 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

# Κατασκευαστής



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 Η.Π.Α.

Τηλέφωνο: 262-522-6120  
ιστότοπος: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Τμήμα πωλήσεων: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Εξυπηρέτηση: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Για να δείτε τις πληροφορίες συμμόρφωσης (Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, Εισαγωγέας, Πληροφορίες καταχώρησης) μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, κάνετε κλικ στην επιλογή «Βοήθεια» ή «Σχετικά» από την κύρια οθόνη. Επιλέξτε την επιλογή «Ρυθμιστικές πληροφορίες». Το έγγραφο θα ανοίξει σε πρόγραμμα προβολής pdf.

Οι Οδηγίες χρήσης για αυτήν τη συσκευή παρέχονται ηλεκτρονικά στη μορφή Portable Document Format (.pdf). Για την προβολή των Οδηγιών χρήσης απαιτείται πρόγραμμα προβολής pdf. Ένα έντυπο αντίγραφο των Οδηγιών χρήσης μπορεί να δοθεί κατόπιν αιτήματος, δωρεάν, εντός 7 ημερολογιακών ημερών, μέσω email στη διεύθυνση [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις Οδηγίες χρήσης με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής, κάντε κλικ στην επιλογή «Βοήθεια» ή «Σχετικά» από την Κύρια οθόνη. Επιλέξτε «Οδηγίες χρήσης». Οι Οδηγίες χρήσης θα ανοίξουν σε πρόγραμμα προβολής pdf.
2. Εάν το αρχικό πακέτο εγκατάστασης που λήφθηκε από την NeoSoft είναι διαθέσιμο, ανοίξτε το αρχείο zip, μεταβείτε στον φάκελο «Τεκμηρίωση», κατόπιν στον φάκελο «Οδηγίες χρήσης» και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Instructions for Use.pdf στη γλώσσα σας, η οποία υποδηλώνεται από τα γράμματα EN - Αγγλικά, FR - Γαλλικά, DE - Γερμανικά, EL - Ελληνικά, IT - Ιταλικά, LT - Λιθουανικά, ES - Ισπανικά, SV - Σουηδικά, TR - Τουρκικά, RO - Ρουμανικά, NL - Ολλανδικά, ZH-CN - Κινεζικά απλοποιημένα, PT-PT - Πορτογαλικά Πορτογαλίας, HU - Ουγγρικά, JA - Ιαπωνικά, VI - Βιετναμέζικα, PT-BR - Πορτογαλικά Βραζιλίας, ET - Εσθονικά.
3. Μεταβείτε στο φάκελο όπου είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή. Εντοπίστε τον φάκελο «Τεκμηρίωση», ανοίξτε τον φάκελο «Οδηγίες χρήσης» και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Instructions for Use.pdf στη γλώσσα σας, η οποία υποδηλώνεται από τα γράμματα EN - Αγγλικά, FR - Γαλλικά, DE - Γερμανικά, EL - Ελληνικά, IT - Ιταλικά, LT - Λιθουανικά, ES - Ισπανικά, SV - Σουηδικά, TR - Τουρκικά, RO - Ρουμανικά, NL - Ολλανδικά, ZH-CN - Κινεζικά απλοποιημένα, PT-PT - Πορτογαλικά Πορτογαλίας, HU - Ουγγρικά, JA - Ιαπωνικά, VI - Βιετναμέζικα, PT-BR - Πορτογαλικά Βραζιλίας, ET - Εσθονικά.
4. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των οδηγιών χρήσης διατίθενται επίσης στη διεύθυνση [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) για τουλάχιστον 15 χρόνια από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής.
5. suiteHEART / suiteDXT Βασικό UDI DI Ομάδας Λογισμικών – 00850001088039.

## Ιστορικό αναθεώρησης λογισμικού suiteDXT

Έκδοση λογισμικού	Ημερομηνία έκδοσης	Περιγραφή
1.0.0	Ιούνιος 2013	Αρχική έκδοση
1.0.1	Φεβρουάριος 2014	Εφαρμοσμένες επιλογές αδειοδότησης λογισμικού
2.0.0	Οκτώβριος 2014	Κατάργηση εξάρτησης από Microsoft SQL Ενημέρωση της διεπαφής χρήστη για αντιστοιχία με το suiteHEART Προσθήκη υποστήριξης για εξαγωγή μελέτης σε αρχείο συμπίεσης Προσθήκη υποστήριξης για συμπιεσμένες εικόνες DICOM Μετάφραση εφαρμογής στα Γερμανικά και τα Γαλλικά Προσθήκη υποστήριξης για Microsoft Windows 8.1 Κατάργηση υποστήριξης για Microsoft Windows XP
2.1.0	Ιανουάριος 2015	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων Προσθήκη πληροφοριών στην Οδηγία περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
3.0.0	Οκτώβριος 2015	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων
3.0.1	Μάρτιος 2016	Προσθήκη δυνατοτήτων πολλών χρηστών. Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων
4.0.0	Οκτώβριος 2016	Προσθήκη υποστήριξης για μεταφορά δικτύου DICOM από suiteDXT σε suiteDXT Βελτίωση απόδοσης μεταφοράς DICOM
4.0.2	Μάιος 2017	Να γίνει προσθήκη δυνατότητας προεπεξεργασίας Κατάργηση υποστήριξης για Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Νοέμβριος 2017	Προσθήκη υποστήριξης για διαμόρφωση πολλαπλών σειρών στην προεπεξεργασία
4.0.5	Νοέμβριος 2017	Μικρής σημασίας ενημερώσεις και επιδιορθώσεις ελαττωμάτων
4.0.6	Μάιος 2018	Ενημέρωση υποστήριξης για προεπεξεργασία διαμόρφωσης Βελτίωση απόδοσης εισαγωγής DICOM
4.0.7	Νοέμβριος 2018	Προσθήκη στοιχείων ελέγχου/πρόσβασης
5.0.0	Ιούλιος 2019	Περιέχει ενημερώσεις σχετικά με: Προ-επεξεργασία
5.0.1	Φεβρουάριος 2020	Περιέχει ενημερώσεις σχετικά με: Εξαγωγή και Εισαγωγή Μελετών
5.0.2	Μάρτιος 2021	Προστέθηκε η λειτουργία αυτόματης διαγραφής, η δημιουργία φακέλων, βελτιωμένες επιλογές ανωνυμοποίησης, μικρές ενημερώσεις και διορθώσεις ελαττωμάτων. Αυτή η έκδοση είναι η αρχική έκδοση λογισμικού για την Κίνα.
5.0.2	Ιούνιος 2021	Προστέθηκαν το σύμβολο Ιατροτεχνολογικού Προϊόντος, αναφορά στον εισαγωγέα, σημείωση αναφοράς σοβαρών περιστατικών
5.0.3	Σεπτέμβριος 2021	Προστέθηκε επεξεργασία T1/T2 και προεπεξεργασία συγχρονισμού. Αυτή η έκδοση είναι η αρχική έκδοση λογισμικού για τα ιαπωνικά και τα βιετναμέζικα.
5.1.0	Δεκέμβριος 2022	Προσθήκη υποστήριξης για Microsoft Windows 11 και κατάργηση υποστήριξης για Microsoft Windows 7. Προσθήκη αυτόματης ανάκτησης προηγούμενων μελετών. Η παρούσα είναι η αρχική έκδοση λογισμικού για πορτογαλικά Βραζιλίας.
5.1.1	Οκτώβριος 2023	Προσθήκη λειτουργίας αντιγραφής μελέτης. Προσθήκη υποστήριξης για ανωνυμοποίηση πολλών μελετών. Η έκδοση 5.1.1 του suiteDXT θα είναι η τελευταία έκδοση λογισμικού που υποστηρίζεται στο Server 2012.



# Ενημερώσεις λογισμικού

Η έκδοση 5.1.1 του suiteDXT θα είναι η τελευταία έκδοση λογισμικού που υποστηρίζεται στο Server 2012.

Υποστηρίζεται η ομαδική εξαγωγή των αποτελεσμάτων ως υπολογιστικό φύλλο Excel. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του suiteDXT.

Υποστηρίζεται λειτουργία ανάκτησης και αντιγραφής μελετών. Η μελέτη που εισαγάγεται ή ανακτάται πρέπει να υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων DXT. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν ζητηθεί από τη NeoSoft.

Η δυνατότητα αυτόματης αποστολής είναι πλέον διαθέσιμη. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν ζητηθεί από τη NeoSoft.

## Ανωνυμοποίηση

Μπορούν να επιλεγούν περισσότερες από μία μελέτες για ανωνυμοποίηση. Το αναγνωριστικό ασθενούς θα αυξάνεται ανά μελέτη. Πρόσθετα πεδία είναι πλέον διαθέσιμα, συμπεριλαμβανομένων της εισόδου και του χρόνου μελέτης.

Την ανωνυμοποιημένη τοποθεσία του βασικού αρχείου CSV θα δημιουργήσει ένα φύλλο Excel με τα αρχικά ονόματα της μελέτης για παραπομπή.

# Σημειώσεις έκδοσης

## Εισαγωγή μελέτης

Κατά τη διάρκεια μιας εισαγωγής, μην πατήσετε το κουμπί Ανανέωση.

## Προ-επεξεργασία

- Η προεπεξεργασία δεν θα αντικαταστήσει μια προηγούμενη σειρά που έχει ήδη αναλυθεί.
- Εάν έχουν εντοπιστεί περισσότερες από έξι σειρές αντίθεσης φάσης για τις καρτέλες ανάλυσης ροής, η προεπεξεργασία θα πραγματοποιηθεί στις τελευταίες έξι σειρές αντίθεσης φάσης που εντοπίστηκαν.
- Εάν η διαμόρφωση προεπεξεργασίας δεν εμφανίζεται όταν είναι εγκατεστημένες αμφότερες οι εκδόσεις 32 bit και 64 bit της Java, απεγκαταστήστε την έκδοση 32 bit της Java.

## Windows 10 Enterprise

Εάν το suiteDXT δεν ανταποκρίνεται μετά την αλλαγή μεγέθους, όταν είναι εγκατεστημένο στα Windows 10 Enterprise, απενεργοποιήστε το Snap στις ρυθμίσεις πολλαπλών εργασιών των Windows και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το suiteDXT.

## Περιβάλλον Πολλαπλών Χρηστών

Εάν μια μελέτη ανοίγεται στο λογισμικό suiteHEART® και ύστερα το suiteDXT τεθεί σε πλήρη οθόνη, οι λειτουργίες ελαχιστοποίηση, επαναφορά και κλείσιμο στην άνω δεξιά γωνία μπορεί να μην αποκρίνονται. Εάν συμβεί αυτό, επιλέξτε το λογισμικό suiteHEART® στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης και ελαχιστοποιήστε την εφαρμογή για να ενεργοποιήσετε πάλι τις λειτουργίες στην εφαρμογή suiteDXT. Για να αποφύγετε την κατάσταση αυτή, είτε επιλέξτε αυτόματη απόκρυψη της γραμμής εργαλείων, ή μην θέσετε την εφαρμογή suiteDXT σε πλήρη οθόνη.

Στη σπάνια περίπτωση όπου ένα αναδυόμενο παράθυρο δεν αποκρίνεται, πατήστε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να επαναφέρετε τη λειτουργία αναδυόμενου παράθυρου.

# „suiteDXT“

Išleidimo pastabos

„NeoSoft, LLC“

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-LT 2 red.  
Autorių teisės „NeoSoft, LLC“, 2023 m.  
Visos teisės saugomos

**Gamintojas**



„NeoSoft, LLC“

N27 W23910A Paul Road

Pewaukee, WI 53072 JAV

Telefonas: 262-522-6120

Interneto svetainė: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Pardavimai: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)

Aptarnavimas: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Norėdami peržiūrėti atitiktą informaciją (įgaliojasis atstovas, importuotojas, registracijos informacija), paleidę programą pagrindiniame ekrane spustelėkite „Pagalba“ arba „Apie“. Pasirinkite parinktį „Reglamentavimo informacija“. Dokumentas bus atidaryta PDF peržiūros priemonėje.

Šio įrenginio naudojimo instrukcija pateikiama elektroniniu būdu nešiojamojo dokumento formatu (.pdf). Norint peržiūrėti naudojimo instrukciją, reikalinga PDF (nešiojamojo dokumento formato) peržiūros priemonė. Paprašius, naudojimo instrukcijos popierinę kopiją galima gauti nemokamai per 7 kalendorines dienas, el. paštu [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Naudojimo instrukciją galima rasti šiais būdais:

1. Paleidę programą pagrindiniame ekrane spustelėkite „Pagalba“ arba „Apie“. Pasirinkite parinktį „Naudojimo instrukcija“. Naudojimo instrukcija bus atidaryta PDF peržiūros priemonėje.
2. Jei turite originalų diegimo paketą, gautą iš „NeoSoft“, atidarykite ZIP failą ir eikite į aplanką „Dokumentacija“, tada į aplanką „Naudojimo instrukcija“ ir du kartus spustelėkite „Naudojimo instrukcija.pdf“ pažymėtą jūsų kalba: EN – anglų, FR – prancūzų, DE – vokiečių, EL – graikų, IT – italų, LT – lietuvių, ES – ispanų, SV – švedų, TR – turkų, RO – rumunų, NL – olandų, ZH\_CN – supaprastinta kinų, PT-PT – Europos portugalų, HU – vengrų, JA – japonų, VI – vietnamiečių, PT-BR – Brazilijos portugalų, ET – estų.
3. Eikite į aplanką, kuriame įdiegta programa. Suraskite aplanką „Dokumentacija“, atidarykite aplanką „Naudojimo instrukcija“ ir du kartus spustelėkite „Naudojimo instrukcija.pdf“, pažymėtą jūsų kalba: EN – anglų, FR – prancūzų, DE – vokiečių, EL – graikų, IT – italų, LT – lietuvių, ES – ispanų, SV – švedų, TR – turkų, RO – rumunų, NL – olandų, ZH\_CN – supaprastinta kinų, PT-PT – portugalų, HU – vengrų, JA – japonų, VI – vietnamiečių, PT-BR – Brazilijos portugalų, ET – estų.
4. Mažiausiai 15 metų nuo paskutinės pagaminimo datos elektronines naudojimo instrukcijos kopijas taip pat galima rasti tinklalapyje [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/).
5. „suiteHEART“ / „suiteDXT“ programinės įrangos grupės pagrindinis UDI DI – 00850001088039.

## „suiteDXT“ Programinės įrangos peržiūrų istorija

Programinės įrangos versija	Leidimo data	Aprašas
1.0.0	2013 m. birželis	Pradinis leidimas
1.0.1	2014 m. vasaris	Įdiegtos programinės įrangos licencijavimo parinktys
2.0.0	2014 m. spalio	Pašalintas priklausymas nuo „Microsoft SQL“ Atnaujinta vartotojo sąsaja, kad sutaptų su „suiteHEART“ Pridėta pagalba tyrimų eksportui į ZIP failą Pridėta pagalba suglaudintiems DICOM vaizdams Programa išversta į vokiečių ir prancūzų kalbas Pridėta pagalba „Microsoft Windows 8.1“ Pašalinta pagalba „Microsoft Windows XP“
2.1.0	2015 m. sausis	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai Pridėta Medicinos prietaisų direktyvos informacija
3.0.0	2015 m. spalio	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai
3.0.1	2016 m. kovas	Pridėti Daugybinio vartotojo pajėgumai. Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai
4.0.0	2016 m. spalio	Pridėta pagalba tinklo perdavimui iš „suiteDXT“ į „suiteDXT“ DICOM Patobulintas DICOM perkėlimo veikimas
4.0.2	2017 m. gegužė	Pridėtas Išankstinis apdorojimas Pašalinta pagalba „Microsoft Windows 8.1“
4.0.4	2017 m. lapkritis	Pridėta pagalba kelių serijų konfigūracijai išankstiniame apdorojime
4.0.5	2017 m. lapkritis	Nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai
4.0.6	2018 m. gegužė	Atnaujinta pagalba išankstinio apdorojimo konfigūracijai Patobulintas DICOM importo veikimas
4.0.7	2018 m. lapkritis	Pridėtas prieigos valdymas/leidimas
5.0.0	2019 m. liepa	Turi atnaujinimų, susijusių su: Išankstinis apdorojimas
5.0.1	2020 m. vasaris	Turi atnaujinimų, susijusių su: Tyrimų importavimas ir eksportavimas
5.0.2	2021 m. kovas	Pridėta automatinio ištrynimo funkcija, aplanko kūrimo, patobulintos anonimizavimo parinktys, nedideli atnaujinimai ir klaidų taisymai. Šis leidimas yra pradinis programinės įrangos leidimas Kinijai.
5.0.2	2021 m. birželis	Pridėtas MD simbolis, importuotojo nuoroda, sunkių incidentų ataskaitos
5.0.3	2021 m. rugsėjis	Pridėtas T1/T2 apdorojimas ir sinchronizuotas išankstinis apdorojimas. Šis leidimas yra pradinis programinės įrangos leidimas japonų ir vietnamiečių kalbomis.
5.1.0	2022 m. gruodis	Pridėta pagalba „Microsoft Windows 11“ ir pašalinta pagalba „Microsoft Windows 7“. Pridėtas automatinis ankstesnių tyrimų gavimas. Tai pradinis programinės įrangos leidimas Brazilijos portugalų kalba.
5.1.1	2023 m. spalio mėn.	Pridėta tyrimo kopijavimo funkcija. Pridėtas kelių tyrimų anonimizavimo palaikymas. „suiteDXT“ 5.1.1 versija bus paskutinė programinės įrangos versija, palaikoma „Server 2012“ aplinkoje.

# Programinės įrangos atnaujinimai

„suiteDXT“ programinės įrangos 5.1.1 versija bus paskutinioji versija, palaikoma „Server 2012“ aplinkoje.

Palaikomas paketinis rezultatų eksportavimas į „Excel“ skaičiuoklę, žr. „suiteDXT“ naudojimo instrukcijas.

Palaikoma tyrimo gavimo ir kopijavimo funkcija. Importuojamas arba atkuriamas tyrimas turi jau egzistuoti DXT duomenų bazėje. Funkcija prieinama, jei buvo paprašyta „NeoSoft“.

Dabar prieinama automatinio siuntimo funkcija. Funkcija prieinama, jei buvo paprašyta „NeoSoft“.

## Anonimizavimas

Anonimizavimui galima pasirinkti daugiau nei vieną tyrimą, paciento ID didės kiekvienam tyrimui. Dabar galimi papildomi laukai, įskaitant prisijungimo numerį ir tyrimo laiką.

Anonimizuoto rakto CSV failo vieta sukurs „Excel“ lentelę su originaliais tyrimų pavadinimais, kad būtų galima pateikti nuorodą.

# Išleidimo pastabos

## Tyrimo importavimas

Importavimo metu nespauskite mygtuko Atnaujinti.

## Išankstinis apdorojimas

- Atliekant išankstinį apdorojimą, anksčiau analizuota serija nebus perrašyta..
- Jei yra daugiau nei šešios fazinio kontrasto serijos, aptiktos Srauto analizės skirtukų, išankstinis apdorojimas bus atliekamas paskutinėms šešioms aptiktoms fazinio kontrasto serijoms.
- Jei išankstinio apdorojimo konfigūracija nerodoma, kai įdiegta 32 ir 64 bitų „Java“ versija, pašalinkite 32 bitų „Java“ versiją.

## „Windows 10 Enterprise“

Jei „Windows 10 Enterprise“ sistemoje įdiegta „suiteDXT“ nebeatsako po dydžio pakeitimo, „Windows Multitasking“ nustatymuose išjunkite „Snap“ ir paleiskite „suiteDXT“ iš naujo.

## Kelių vartotojų aplinka

Kai tyrimas paleidžiamas „suiteHEART®“ programinėje įrangoje ir tada „suiteDXT“ nustatoma viso ekrano režimu, viršutiniame dešiniajame kampe esančios funkcijos Minimizuoti, Atkurti ir Išjungti gali neveikti. Taip nutikus, pasirinkite „suiteHEART®“ programinę įrangą iš įrankių juostos ekrano apačioje, kad minimizuotumėte programą ir atgautumėte „suiteDXT“ funkcijas. Kad to išvengtumėte, automatiškai paslėpkite įrankių juostą arba nenustatinėkite „suiteDXT“ viso ekrano režimu.

Retais atvejais, kai išskylantieji pranešimai neatsako, paspauskite klaviatūros klavišą „Enter“, kad atstatytumėte išskylančių pranešimų funkcionalumą.

# suiteDXT

## Notas de publicación

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-ES Rev. 2  
Derechos de autor 2023 NeoSoft, LLC  
Todos los derechos reservados



## Fabricante



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 EE. UU.

Teléfono: 262-522-6120  
Sitio web: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Ventas: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Servicio: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Para ver la información de cumplimiento (representante autorizado, importador, información de registro) después de iniciar la aplicación, haga clic en «Ayuda» o «Acerca de» en la pantalla principal. Seleccione la opción «Información regulatoria». El documento se abrirá en un visor de pdf.

Las Instrucciones de uso de este dispositivo se proporcionan electrónicamente en formato de documento portátil (.pdf). Se requiere un visor de pdf para ver las Instrucciones de uso. Se puede proporcionar una copia impresa de las Instrucciones de uso a pedido, sin coste, en un plazo de 7 días naturales, previo envío de un correo electrónico a [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Se puede acceder a las Instrucciones de uso de las siguientes maneras:

1. Después de iniciar la aplicación, haga clic en “Ayuda” o “Acerca de” en la pantalla principal. Seleccione la opción “Instrucciones de uso”. Las Instrucciones de uso se abrirán en un visor de pdf.
2. Si se encuentra disponible el paquete de instalación original que envía NeoSoft, abra el archivo comprimido y navegue hasta la carpeta “Documentación”, luego hasta la carpeta “Instrucciones de uso” y haga doble clic en “Instructions for Use.pdf” en su idioma, indicado como EN (inglés), FR (francés), DE (alemán), EL (griego), IT (italiano), LT (lituano), ES (español), SV (sueco), TR (turco), RO (rumano), NL (holandés), ZH\_CN (chino simplificado), PT-PT (portugués europeo), HU (húngaro), JA (japonés), VI (vietnamita), PT-BR (portugués de Brasil), ET (estonio).
3. Navegue hasta la carpeta donde se instaló la aplicación. Localice la carpeta “Documentación”, abra la carpeta “Instrucciones de uso” y haga doble clic en “Instructions for Use.pdf” en su idioma, indicado como EN (inglés), FR (francés), DE (alemán), EL (griego), IT (italiano), LT (lituano), ES (español), SV (sueco), TR (turco), RO (rumano), NL (holandés), ZH\_CN (chino simplificado), PT-PT (portugués europeo), HU (húngaro), JA (japonés), VI (vietnamita), PT-BR (portugués de Brasil), ET (estonio).
4. Las copias electrónicas de las Instrucciones de uso también están disponibles en [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) durante al menos 15 años desde la última fecha de fabricación.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## Historial de revisión del software suiteDXT

Versión del software	Fecha de lanzamiento	Descripción
1.0.0	Junio de 2013	Versión inicial
1.0.1	Febrero de 2014	Implementación de opciones de licencia del software
2.0.0	Octubre de 2014	Eliminación de la dependencia de Microsoft SQL Actualización de la interfaz de usuario para que coincida con suiteHEART Compatibilidad con la exportación del estudio a un archivo zip añadida Compatibilidad con las imágenes DICOM comprimidas añadida Traducción de la aplicación al alemán y francés Nueva compatibilidad con Microsoft Windows 8.1 Fin de compatibilidad con Microsoft Windows XP
2.1.0	Enero de 2015	Actualizaciones menores y corrección de defectos Incorporación de información sobre las directivas para equipos médicos
3.0.0	Octubre de 2015	Actualizaciones menores y corrección de defectos
3.0.1	Marzo de 2016	Incorporación de capacidades multiusuario. Actualizaciones menores y corrección de defectos
4.0.0	Octubre de 2016	Compatibilidad con suiteDXT para la transferencia de red suiteDXT DICOM añadida Mejora del rendimiento de la transferencia DICOM
4.0.2	Mayo de 2017	Procesamiento previo añadido Se ha eliminado el soporte para Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Noviembre de 2017	Compatibilidad con la configuración de series múltiples en el procesamiento previo añadida
4.0.5	Noviembre de 2017	Actualizaciones menores y corrección de defectos
4.0.6	Mayo de 2018	Actualización de la compatibilidad con la configuración de procesamiento previo Mejora del rendimiento de importación DICOM
4.0.7	Noviembre de 2018	Incorporación de permiso y controles de acceso
5.0.0	Julio de 2019	Contiene actualizaciones relacionadas con: Procesamiento previo
5.0.1	Febrero de 2020	Contiene actualizaciones relacionadas con: Exportación e importación de estudios
5.0.2	Marzo de 2021	Incorporación de la funcionalidad de eliminación automática, creación de carpetas, opciones mejoradas de anonimización, actualizaciones menores , y corrección de defectos. Esta versión es la publicación inicial del software en China.
5.0.2	Junio de 2021	Se agregaron el símbolo MD, la referencia del importador y la nota sobre los informes de incidentes
5.0.3	Septiembre de 2021	Se agregó el procesamiento y la sincronización del procesamiento previo de T1/T2. Este lanzamiento es el primero del software en japonés y vietnamita.
5.1.0	Diciembre de 2022	Añadida compatibilidad con Microsoft Windows 11, fin de la compatibilidad con Microsoft Windows 7. Recuperación automática de estudios anteriores añadida. Este es el primer lanzamiento del software en portugués de Brasil.
5.1.1	Octubre de 2023	Se ha añadido la funcionalidad de copia de estudio Se ha añadido compatibilidad con la anonimización de varios estudios. La versión 5.1.1 de suiteDXT será la última versión del software compatible con Windows 2012.

# Actualizaciones de software

La versión 5.1.1 de suiteDXT será la última versión del software compatible con Windows 2012.

Se admite la exportación por lotes de resultados como una hoja de cálculo de Excel, consulte las Instrucciones de uso de suiteDXT.

Se admite la funcionalidad de recuperación y copia de estudios. El estudio que se está importando o recuperando ya debe existir en la base de datos DXT. Las funciones sólo están disponibles a pedido de NeoSoft.

La función de envío automático ya está disponible. Las funciones sólo están disponibles a pedido de NeoSoft.

## Anonimización

Se puede seleccionar más de un estudio para su anonimización, el ID del paciente se incrementará por estudio. Ahora hay más campos adicionales, como Adhesión y tiempo de estudio.

La ubicación anonimizada del archivo CSV de claves creará una hoja de cálculo de Excel con los nombres originales del estudio como referencia.

# Notas de publicación

## Importar estudio

Durante una importación, no haga clic en el botón Actualizar.

## Procesamiento previo

- El procesamiento previo no sobrescribirá una serie ya analizada.
- Si se detectan más de seis series de contraste de fase para las pestañas de análisis de flujo, el procesamiento previo se realizará en las últimas seis series de contraste de fase detectadas.
- Si la configuración de procesamiento previo no se muestra cuando están instaladas tanto la versión de 32 bits como de 64 bits de Java, desinstale la versión de 32 bits de Java.

## Windows 10 Enterprise

Si suiteDXT no responde después de cambiar de tamaño cuando se instala en Windows 10 Enterprise, desactive la opción Ajustar en la configuración multitarea de Windows y luego reinicie suiteDXT.

## Entorno multiusuario

Cuando se inicia un estudio en el software suiteHEART® y luego suiteDXT se configura en pantalla completa, puede que dejen de responder las funciones de minimizar, restaurar y cerrar en la esquina superior derecha de la pantalla. Si esto sucede, seleccione el software suiteHEART® de la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla y minimice la aplicación para recuperar las funciones en suiteDXT. Para evitar este problema, oculte automáticamente la barra de herramientas o no configure suiteDXT en pantalla completa.

En el inusual caso de que una ventana emergente no responda, presione la tecla Enter en el teclado para reiniciar la función de la ventana emergente.

# suiteDXT

## Versionsinformation

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-SV Rev. 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Med ensamrätt

## Tillverkare



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

Telefon: 262-522-6120

Webbsida: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Försäljning: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)

Service: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

För att se efterlevnadsinformation (auktoriserad representant, importör, registreringsinformation) klicka på "Hjälp" eller "Om" från startskärmen när applikationen har startats. Välj Regleringsalternativet. Dokumentet öppnas i en pdf-läsare.

Bruksanvisningen för den här enheten finns elektroniskt i Portable Document Format, (.pdf). En pdf-läsare krävs för att läsa bruksanvisningen. En papperskopia av bruksanvisningen kan tillhandahållas på begäran utan kostnad inom 7 kalenderdagar, via e-post till [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Bruksanvisningar kan nås på följande sätt:

1. Klicka på "Hjälp" eller "Om" från startskärmen när applikationen har startats. Välj alternativet "Bruksanvisning". Bruksanvisningen öppnas i en pdf-läsare.
2. Om det ursprungliga installationspaketet som erhöles från NeoSoft är tillgängligt, öppna zip-filen och navigera till mappen "Dokumentation", sedan mappen "Bruksanvisning" och dubbelklicka på Instructions for Use.pdf på ditt språk, betecknad med EN - engelska, FR - franska, DE - tyska, EL - grekiska, IT - italienska, LT - litauiska, ES - spanska, SV - svenska, TR - turkiska, RO - rumänska, NL - holländska, ZH\_CN - förenklad kinesiska, PT-PT - portugisiska (Europa), HU - ungerska, JA - japanska, VI - vietnamesiska, PT-BR - portugisiska (Brasilien), ET - estniska.
3. Navigera till mappen där applikationen är installerad. Leta reda på mappen "Dokumentation", öppna mappen "Bruksanvisning" och dubbelklicka på Instructions for Use.pdf på ditt språk, betecknad med EN - engelska, FR - franska, DE - tyska, EL - grekiska, IT - italienska, LT - litauiska, ES - spanska, SV - svenska, TR - turkiska, RO - rumänska, NL - holländska, ZH\_CN - förenklad kinesiska, PT-PT - portugisiska (Europa), HU - ungerska, JA - japanska, VI - vietnamesiska, PT-BR - portugisiska (Brasilien), ET - estniska.
4. Elektroniska kopior av bruksanvisningen finns också tillgängliga på [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) i minst 15 år efter sista tillverkningsdatum.
5. suiteHEART/suiteDXT-programvarugruppens grundläggande UDI DI – 00850001088039.

## Revisionshistorik för suiteDXT programvara

Programvaruversion	Versionsdatum	Beskrivning
1.0.0	Juni 2013	Första utgåvan
1.0.1	Februari 2014	Implementerat alternativ för programvarulicenser
2.0.0	Oktober 2014	Tagit bort Microsoft SQL-beroende Uppdaterat UI för att matcha suiteHEART Lagt till stöd för att exportera studie till zip-fil Lagt till stöd för att komprimera DICOM-bilder Översatt program till tyska och franska Lagt till stöd för Microsoft Windows 8.1 Tagit bort stöd för Microsoft Windows XP
2.1.0	Januari 2015	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel Lagt till information om direktiv för medicintekniska produkter
3.0.0	Oktober 2015	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel
3.0.1	Mars 2016	Lagt till kapacitet för flera användare. Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel
4.0.0	Oktober 2016	Lagt till stöd för nätverksöverföring av suiteDXT till suiteDXT DICOM Förbättrad prestanda för DICOM-överföring
4.0.2	Maj 2017	Lagt till förbehandling Tagit bort stöd för Microsoft Windows 8.1
4.0.4	November 2017	Lagt till stöd för konfigurering av flera serier i förbehandling
4.0.5	November 2017	Mindre uppdateringar och åtgärdande av fel
4.0.6	Maj 2018	Uppdaterat stöd för förbehandling av konfigurering Förbättrad prestanda för DICOM-import
4.0.7	November 2018	Lagt till åtkomstkontroller\stillstånd
5.0.0	Juli 2019	Innehåller uppdateringar relaterade till: Förbehandling
5.0.1	Februari 2020	Innehåller uppdateringar relaterade till: Export och import av studier
5.0.2	Mars 2021	Lagt till funktionalitet för automatisk radering, mappskapande, förbättrade anonymiseringsalternativ, mindre uppdateringar och felåtgärder. Denna utgåva är den ursprungliga programvaruutgåvan för Kina.
5.0.2	Juni 2021	Lade till MD-symbolen, importreferenser, kommentar om allvarlig incident
5.0.3	September 2021	Lade till T1/T2-behandling och synkad förbehandling. Denna utgåva är den ursprungliga programvaruutgåvan för japanska och vietnamesiska.
5.1.0	December 2022	Tillagd support för Microsoft Windows 11 och tagit bort support för Microsoft Windows 7. Lade till automatisk hämtning av tidigare studier. Detta är den ursprungliga programvaruutgåvan för brasiliansk portugisiska.
5.1.1	Oktober 2023	Lagt till funktionalitet för kopiering av studie. Lagt till stöd för anonymisering av flera studier. suiteDXT-version 5.1.1 kommer att vara den senaste programvaruversion som stöds på Server 2012.

# Programvaruuppdateringar

suiteDXT-version 5.1.1 kommer vara den senaste programvaruversion som stöds på Server 2012.

Batchexport av resultat som Excelkalkylblad stöds, se bruksanvisningen för suiteDXT.

Funktionalitet för hämta och kopiera studie stöds. Studien som importeras eller hämtas måste redan finnas i DXT-databasen. Funktionen är tillgänglig om den begärs av NeoSoft.

Kapacitet för automatisk sändning är nu tillgänglig. Funktionen är tillgänglig om den begärs av NeoSoft.

## Anonymisering

Mer än en studie kan väljas för anonymisering, patient-ID kommer att utökas för varje studie. Ytterligare fält är nu tillgängliga inklusive Accession och studietid.

Anonymiserad huvudplats för CSV-fil kommer att skapa ett Excelkalkylblad med de ursprungliga studienamnen som referens.

# Versionsinformation

## Studieimport

Klicka [inte](#) på uppdateringsknappen under import.

## Förbehandling

- Förbehandling kommer inte att skriva över en tidigare analyserad serie.
- Om fler än sex faskontrastserier detekteras för flödesanalysfliken, kommer förbehandlingen att utföras på de sista sex detekterade faskontrastserierna.
- Om konfigurationen för förbearbetning inte visas när både 32- och 64-bitars Java är installerat ska du avinstallera 32-bitarsversionen av Java.

## Windows 10 Enterprise

Om suiteDXT inte svarar efter att storleken ändrats när den är installerad i Windows 10 Enterprise, inaktivera Snap i Windows multitasking-inställningar och starta sedan om suiteDXT.



## Fleranvändarmiljö

När en studie startas i suiteHEART® programvara och suiteDXT ställs in till helskärm, kanske inte funktionerna minimera, återställ och stäng i övre högra hörnet svarar. Om det händer, välj suiteHEART® programvara från verktygsfältet längst ned på skärmen och minimera programmet för att återfå funktionerna i suiteDXT. För att undvika problemet, autodölj verktygsfältet eller använd inte helskrmsläge för suiteDXT.

I det sällsynta fallet att en pop-up inte svarar, tryck på Enter-tangenten på tangentbordet för att återställa pop-up-funktionen.

# suiteDXT

## Sürüm Notları

**NeoSoft, LLC**

# NEOSOFT

NS-03-043-0012-TR Rev. 2  
Telif Hakkı 2023 NeoSoft, LLC  
Tüm hakları saklıdır

## Üretici



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 ABD

Telefon: 262-522-6120  
internet sitesi: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Satış: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Servis: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Uygulamayı açtıktan sonra uyumluluk bilgilerini (Yetkili Temsilci, İthalatçı, Kayıt bilgileri) görüntülemek için ana ekranda “Yardım” veya “Hakkında” sekmesine tıklayın. “Düzenleyici Bilgiler” seçeneğini seçin. Belge bir pdf görüntüleyicide açılacaktır.

Bu cihaz için Kullanım Talimatları, elektronik olarak Taşınabilir Doküman Biçiminde (.pdf) sunulmuştur. Bu Kullanım Talimatlarını görüntülemek için bir pdf görüntüleyici gereklidir. Kullanım Talimatlarının basılı bir kopyası, talep üzerine, 7 takvim günü içinde [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com) adresine e-posta gönderilerek ücretsiz olarak temin edilebilir.

Kullanım Talimatlarına aşağıdaki yollarla erişilebilir:

1. Uygulamayı açtıktan sonra, ana ekranda “Yardım” (“Help”) veya “Hakkında” (“About”) ögesine tıklayın. “Kullanım Talimatları” (“Instructions for Use”) ögesini seçin. Bir pdf görüntüleyici içinde Kullanım Talimatları açılacaktır.
2. NeoSoft’tan alınan orijinal kurulum paketi mevcutsa, zip dosyasını açın ve önce “Belgeler” (“Documentation”) klasörüne, ardından “Kullanım Talimatları” (“Instructions for Use”) klasörüne gidin ve ardından kendi dilinizdeki Instructions for Use.pdf dosyasına çift tıklayın. Diller ve işaretleri EN - İngilizce, FR - Fransızca, DE - Almanca, EL - Yunanca, IT - İtalyanca, LT - Litvanca, ES - İspanyolca, SV - İsveççe, TR - Türkçe, RO - Romence, NL - Felemenkçe, ZH\_CN - Basitleştirilmiş Çince, PT-PT - Avrupa Portekizcesi, HU - Macarca, JA - Japonca, VI - Vietnamca, PT-BR - Brezilya Portekizcesi, ET - Estonca olarak gösterilmiştir.
3. Uygulamanın kurulu olduğu klasöre gidin. “Belgeler” (“Documentation”) klasörünü bulun, ardından “Kullanım Talimatları” (“Instructions for Use”) klasörünü açın ve kendi dilinizdeki Instructions for Use.pdf dosyasına çift tıklayın. Diller ve işaretleri EN - İngilizce, FR - Fransızca, DE - Almanca, EL - Yunanca, IT - İtalyanca, LT - Litvanca, ES - İspanyolca, SV - İsveççe, TR - Türkçe, RO - Romence, NL - Felemenkçe, ZH\_CN - Basitleştirilmiş Çince, PT-PT - Avrupa Portekizcesi, HU- Macarca, JA - Japonca, VI - Vietnamca, PT-BR - Brezilya Portekizcesi, ET - Estonca olarak gösterilmiştir.
4. Kullanım Talimatlarının elektronik kopyalarına son üretim tarihinden itibaren en az 15 yıl boyunca [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) adresinden erişilebilir.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## suiteDXT Yazılım Revizyon Geçmişi

Yazılım Versiyonu	Sürüm Tarihi	Açıklama
1.0.0	Haziran 2013	İlk Sürüm
1.0.1	Şubat 2014	Uygulanan yazılım lisanslama seçenekleri
2.0.0	Ekim 2014	Microsoft SQL bağımlılığı kaldırıldı UI (Kullanıcı arayüzü), suiteHEART ile eşleşecek şekilde güncellendi Zip dosyasına çalışmayı dışa aktarma desteği eklendi Sıkıştırılmış DICOM görüntüleri için destek eklendi Uygulama Almanca ve Fransızca'ya çevrildi Microsoft Windows 8.1 desteği eklendi Microsoft Windows XP desteği kaldırıldı
2.1.0	Ocak 2015	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri Tıbbi Cihaz Direktifi bilgisi eklendi
3.0.0	Ekim 2015	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri
3.0.1	Mart 2016	Çoklu kullanıcı yetenekleri eklendi. Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri
4.0.0	Ekim 2016	suiteDXT'den suiteDXT DICOM'a ağ aktarımı desteği eklendi DICOM aktarım performansı geliştirildi
4.0.2	Mayıs 2017	Ön İşleme ekleme Microsoft Windows 8.1 desteği kaldırıldı
4.0.4	Kasım 2017	Ön işlemede çoklu serilerin yapılandırılmasına yönelik destek eklendi
4.0.5	Kasım 2017	Küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri
4.0.6	Mayıs 2018	Ön işleme yapılandırmasına yönelik destek güncellendi DICOM içe aktarma performansı geliştirildi
4.0.7	Kasım 2018	Erişim kontrolleri\izni eklendi
5.0.0	Temmuz 2019	Aşağıda belirtilen hususla ilgili güncellemeler içerir: Ön İşleme
5.0.1	Şubat 2020	Aşağıda belirtilen hususla ilgili güncellemeler içerir: Çalışmaların Dışa Aktarımı ve İçe Aktarımı
5.0.2	Mart 2021	Otomatik Silme işlevi, klasör oluşturma, gelişmiş Anonimleştirme seçenekleri, küçük güncellemeler ve hata düzeltmeleri eklendi. Bu sürüm, Çin için ilk yazılım sürümüdür.
5.0.2	Haziran 2021	MD sembolü, ithalatçı referansı, ciddi vaka raporlama notu
5.0.3	Eylül 2021	T1/T2 İşleme ve Ön İşlemeyi Eşitle özellikleri eklendi. Bu sürüm, Japonca ve Vietnamca için ilk yazılım sürümüdür.
5.1.0	Aralık 2022	Microsoft Windows 11 desteği eklendi; Microsoft Windows 7 desteği kaldırıldı. Eski çalışmaların otomatik olarak geri getirilmesi özelliği eklendi. Bu, Brezilya Portekizcesi için ilk yazılım sürümüdür.
5.1.1	Ekim 2023	Çalışma kopyalama işlevi eklendi. Birden çok çalışmayı anonimleştirmek için destek eklendi. suiteDXT sürüm 5.1.1, Server 2012'de desteklenen son yazılım sürümü olacaktır.

# Yazılım Yükseltmeleri

suiteDXT sürüm 5.1.1, Server 2012'de desteklenen son yazılım sürümü olacaktır.

Sonuçların Excel çalışma sayfası şeklinde toplu dışa aktarımı desteklenmektedir, suiteDXT Kullanım Talimatlarına bakın.

Çalışmaları alma ve kopyalama işlevi desteklenmektedir. İçer aktarılan veya alınan çalışmanın zaten DXT veritabanında bulunması gerekir. Özellik NeoSoft'tan talep edilirse kullanılabilir.

Otomatik gönderme özelliği artık kullanılabilir. Özellik NeoSoft'tan talep edilirse kullanılabilir.

## Anonimleştirme

Anonimleştirme için birden fazla çalışma seçilebilir, Hasta kimliği her çalışma için artırılacaktır. Erişim ve çalışma zamanı dâhil ek alanlar artık kullanılabilir.

Anonimleştirilmiş Anahtar CSV Dosyası Konumu, referans için orijinal çalışma adlarını içeren bir excel çalışma sayfası oluşturur.

# Sürüm Notları

## Çalışma İçer Aktarımı

İçer aktarma sırasında Yenile düğmesine tıklamayın.

## Ön İşleme

- Ön işleme, daha önce analiz edilen bir dizinin üzerine yazmaz.
- Akış analizi sekmelerine yönelik altıdan fazla faz kontrast serisi tespit edilirse, ön işleme tespit edilen son altı faz kontrast serisinde gerçekleştirilecektir.
- Hem 32 hem de 64 bit Java yüklendiğinde Ön işleme yapılandırması görüntülenmezse, Java'nın 32 bit sürümünü kaldırın.

## Windows 10 Enterprise

Windows 10 Enterprise işletim sistemine suiteDXT yüklendiğinde yeniden boyutlandırmanın ardından yanıt vermiyorsa, Windows Çoklu Görev Ayarlarında Snap'i devre dışı bırakın ve ardından suiteDXT'yi yeniden başlatın.

## Çok Kullanıcı Ortam

suiteHEART® Yazılımında bir çalışma başlatıldığında ve ardından suiteDXT tam ekrana ayarlandığında, sağ üst köşedeki simge durumuna küçültme, geri yükleme ve kapatma işlevleri yanıt vermeyebilir. Bu gerçekleştiğinde, ekranın altındaki araç çubuğundan suiteHEART® Software'ı seçin ve suiteDXT'deki işlevleri tekrar kazanmak için uygulamayı simge durumuna küçültün. Sorunu önlemek için araç çubuğunu otomatik olarak gizleyin veya suiteDXT'yi tam ekran olarak ayarlamayın.

Bir pop-up'ın (açılan pencere) yanıt vermediği nadir durumlarda, pop-up işlevselliğini sıfırlamak için Enter tuşuna basınız.

# suiteDXT

Note privind versiunea

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-RO Rev. 2  
Drepturi de autor 2023 NeoSoft, LLC  
Toate drepturile rezervate

## Producător



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 S.U.A.

Telefon: 262-522-6120  
site-ul web: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Vânzări: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Service: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Pentru a vedea informațiile despre conformitate (Reprezentant autorizat, Importator, Informații despre înregistrare) după lansarea aplicației, dați clic pe „Ajutor” sau „Despre” de pe ecranul principal. Selectați opțiunea „Informații de reglementare”. Documentul se va deschide într-un vizualizator pdf.

Instrucțiunile de utilizare pentru acest dispozitiv sunt furnizate electronic în format document portabil (.pdf). Un vizualizator pdf este necesar pentru a vizualiza instrucțiunile de utilizare. O copie pe hârtie a instrucțiunilor de utilizare poate fi furnizată la cerere, fără costuri, în termen de 7 zile calendaristice, prin transmiterea unui e-mail către [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Instrucțiunile de utilizare pot fi accesate în următoarele moduri:

1. După lansarea aplicației, faceți clic pe „Help (Ajutor)” sau „About (Despre)” din ecranul principal. Selectați opțiunea „Instructions for Use (Instrucțiuni de utilizare)”. Instrucțiunile de utilizare se vor deschide într-un vizualizator pdf.
2. Dacă pachetul de instalare inițial primit de la NeoSoft este disponibil, deschideți fișierul .zip și navigați la folder-ul „Documentation (Documentație)”, apoi la folderul „Instructions for Use (Instrucțiuni de utilizare)” și faceți dublu clic pe fișierul .pdf cu instrucțiunile de utilizare în limba dumneavoastră, denumit EN – Engleză, FR – Franceză, DE – Germană, EL – Greacă, IT – Italiană, LT – Lituaniană, ES – Spaniolă, SV – Suedeză, TR – Turcă, RO – Română, NL – Olandeză, ZH\_CN – Chineză simplificată, PT-PT – Portugheză europeană, HU – Maghiară, JA – Japoneză, VI – Vietnameză, PT-BR – Portugheză pentru Brazilia, ET - Estoniană.
3. Accesați folderul în care este instalată aplicația. Găsiți folderul „Documentation (Documentație)”, deschideți folderul „Instructions for Use (Instrucțiuni de utilizare)” și faceți dublu clic pe fișierul .pdf cu instrucțiunile de utilizare în limba dumneavoastră, denumit EN – Engleză, FR – Franceză, DE – Germană, EL – Greacă, IT – Italiană, LT – Lituaniană, ES – Spaniolă, SV – Suedeză, TR – Turcă, RO – Română, NL – Olandeză, ZH\_CN – Chineză simplificată, PT-PT – Portugheză europeană, HU – Maghiară, JA – Japoneză, VI – Vietnameză, PT-BR – Portugheză pentru Brazilia, , ET - Estoniană.
4. Copii electronice ale instrucțiunilor de utilizare sunt, de asemenea, disponibile pe [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) pentru cel puțin 15 ani de la ultima dată de fabricație.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.



## Istoric revizii pentru software-ul suiteDXT

Versiune software	Data de lansare	Descriere
1.0.0	Iunie 2013	Prima ediție
1.0.1	Februarie 2014	Au fost implementate opțiunile de licențiere a software-ului
2.0.0	Octombrie 2014	A fost eliminată dependența de Microsoft SQL A fost actualizată interfața utilizatorului pentru a corespunde suiteHEART A fost adăugat suport pentru exportarea studiului în fișier zip A fost adăugat suport pentru imaginile DICOM comprimate Aplicația a fost tradusă în germană și franceză A fost adăugat suport pentru Microsoft Windows 8.1 A încetat suportul pentru Microsoft Windows XP
2.1.0	Ianuarie 2015	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore Au fost adăugate informații despre Directiva privind dispozitivele medicale
3.0.0	Octombrie 2015	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore
3.0.1	Martie 2016	Au fost adăugate capacități pentru utilizatori multipli. Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore
4.0.0	Octombrie 2016	A fost adăugat suport pentru transferul prin rețea suiteDXT către DICOM suiteDXT A fost îmbunătățită performanța de transfer DICOM
4.0.2	Mai 2017	A fost adăugată pre-procesarea A încetat suportul pentru Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Noiembrie 2017	A fost adăugat suport pentru configurarea seriilor multiple în pre-procesare
4.0.5	Noiembrie 2017	Au fost efectuate reparații privind actualizările și defectele minore
4.0.6	Mai 2018	A fost actualizat suportul pentru configurarea pre-procesării A fost îmbunătățită performanța de importare DICOM
4.0.7	Noiembrie 2018	Au fost adăugate permisiunea/comenzi de acces
5.0.0	Iulie 2019	Conține actualizări relative la: Pre-procesare
5.0.1	Februarie 2020	Conține actualizări relative la: Exportarea și importarea studiilor
5.0.2	Martie 2021	Au fost adăugate funcția de ștergere automată, crearea dosarelor, opțiuni îmbunătățite de ascundere a identității pacientului, actualizări minore și remedierea erorilor. Această ediție este versiunea inițială a software-ului pentru China.
5.0.2	Iunie 2021	A fost adăugat simbolul MD, notificarea de referință pentru importator, raportarea incidentelor grave
5.0.3	Septembrie 2021	Au fost adăugate procesarea T1/T2 și sincronizarea pre-procesării. Aceasta ediție este versiunea inițială a software-ului pentru japoneză și vietnameză.
5.1.0	Decembrie 2022	A fost adăugat suport pentru Microsoft Windows 11 și a încetat suportul pentru Microsoft Windows 7. A fost adăugată recuperarea automată a studiilor anterioare. Aceasta este versiunea inițială a software-ului pentru portugheză braziliană.
5.1.1	Octombrie 2023	S-a adăugat funcționalitatea de copiere a studiului. S-a adăugat suport pentru anonimizarea studiilor multiple. Versiunea 5.1.1 a suiteDXT va fi ultima versiune de software compatibilă cu Server 2012.

# Actualizări software

suiteDXT versiunea 5.1.1 va fi ultima versiune de software compatibilă cu Server 2012.

Este acceptat exportul în loturi al rezultatelor ca foaie de calcul Excel, consultați Instrucțiunile de utilizare pentru suiteDXT.

Este acceptată funcția de recuperare și copiere a studiului. Studiul importat sau recuperat trebuie să existe deja în baza de date DXT. Caracteristică disponibilă dacă se solicită de la NeoSoft.

Funcția de trimitere automată este acum disponibilă. Caracteristică disponibilă dacă se solicită de la NeoSoft.

## Anonimizare

Pot fi selectate mai multe studii pentru anonimizare, ID-ul pacientului va crește incremental per studiu. Acum sunt disponibile câmpuri suplimentare, inclusiv Ora de acces și de studiu.

Cheia ascunsă de localizare a fișierului CSV va crea o foaie de calcul Excel cu numele studiului original pentru referință.

# Note privind versiunea

## Importare studiu

În timpul unei importări nu faceți clic pe butonul Reîmprospătare.

## Pre-procesare

- Pre-procesarea nu va suprascrie o serie analizată anterior.
- Dacă există mai mult de șase serii cu contrast de fază detectate pentru filele de analiză a fluxului, pre-procesarea se va efectua pe ultimele șase serii cu contrast de fază detectate.
- Dacă configurația de pre-procesare nu este afișată când este instalat Java atât pe 32, cât și pe 64 de biți, dezinstalați versiunea pe 32 de biți a Java.

## Windows 10 Enterprise

Dacă suiteDXT nu mai răspunde după redimensionare atunci când este instalat pe Windows 10 Enterprise, dezactivați Captură în setările privind sarcinile multiple ale Windows și apoi reporniți suiteDXT.

## Mediu utilizatori multipli

Atunci când un studiu este lansat (în software-ul suiteHEART® și apoi suiteDXT este setat pe ecran complet, este posibil ca funcțiile de minimizare, restabilire și închidere din colțul din dreapta sus să nu mai răspundă. Dacă se întâmplă acest lucru, selectați software-ul suiteHEART® din bara de instrumente din partea de jos a ecranului și minimizați aplicația pentru a redobândi funcțiile în suiteDXT. Pentru a evita această problemă, fie selectați opțiunea de ascundere automată a barei de instrumente, fie nu setați suiteDXT pe ecran complet.

În cazul rar în care o fereastră pop-up nu răspunde, apăsați tasta Enter de pe tastatură pentru a reseta funcționalitatea pop-up.

# suiteDXT

Opmerkingen bij deze uitgave

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-NL Versie 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Alle rechten voorbehouden

**Fabrikant**



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072, VS

Telefoon: 262-522-6120  
Website: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Verkoop: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Service: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Nadat u de toepassing hebt gestart, klikt u vanaf het hoofdscherm op "Help" of „Over" op het hoofdscherm om nakomingsinformatie te zien (Geautoriseerde vertegenwoordiger, importeur, aanmeldingsinformatie). Selecteer de optie „Informatie over regelgeving". Het document wordt geopend in een pdf-viewer.

De gebruikershandleiding voor dit apparaat wordt elektronisch verstrekt in Portable Document Format, (.pdf). Er is een pdf-viewer nodig om de gebruikershandleiding te bekijken. Een papieren exemplaar van de gebruikershandleiding kan op verzoek kosteloos en binnen 7 kalenderdagen worden verstrekt door een e-mail te sturen naar [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

De gebruikershandleiding is op de volgende manieren toegankelijk:

1. Nadat u de toepassing hebt gestart, klikt u in het hoofdscherm op "Help" of "Over". Selecteer de optie "Gebruikershandleiding". De gebruikershandleiding wordt geopend in een pdf-viewer.
2. Als het originele installatiepakket ontvangen van NeoSoft beschikbaar is, open het zip-bestand en navigeer naar de map "Documentatie", vervolgens de map "Gebruikershandleiding" en dubbelklik op de Gebruikershandleiding.pdf in uw taal, aangeduid met EN - Engels, FR - Frans, DE - Duits, EL - Grieks, IT - Italiaans, LT - Litouws, ES - Spaans, SV - Zweeds, TR - Turks, RO - Roemeens, NL - Nederlands, ZH\_CN - Vereenvoudigd Chinees, PT-PT - Europees Portugees, HU - Hongaars, JA - Japans, VI - Vietnamees, PT-BR - Braziliaans Portugees, ET - Ests.
3. Navigeer naar de map waarin de toepassing is geïnstalleerd. Zoek naar de map "Documentatie, open de map "Gebruikershandleiding" en dubbelklik op de Gebruikershandleiding.pdf in uw taal, aangeduid met EN - Engels, FR - Frans, DE - Duits, EL - Grieks, IT - Italiaans, LT - Litouws, ES - Spaans, SV - Zweeds, TR - Turks, RO - Roemeens, NL - Nederlands, ZH\_CN - Vereenvoudigd Chinees, PT-PT - Europees Portugees, HU - Hongaars, JA - Japans, VI - Vietnamees, PT-BR - Braziliaans Portugees, ET - Ests.
4. Elektronische kopieën van de gebruikshandleiding zijn ook beschikbaar op [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) gedurende ten minste 15 jaar vanaf de laatste productiedatum.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## suiteDXT Versieoverzicht software

Softwareversie	Uitgavedatum	Beschrijving
1.0.0	Juni 2013	Oorspronkelijke publicatiedatum
1.0.1	Februari 2014	Geïmplementeerde opties voor softwarelicenties
2.0.0	Oktober 2014	Afhankelijkheid van Microsoft SQL verwijderd UI bijgewerkt om met suiteHEART overeen te komen Ondersteuning voor het exporteren van een studie naar een zip-bestand toegevoegd Ondersteuning voor gecomprimeerde DICOM-afbeeldingen toegevoegd Applicatie naar Duits en Frans vertaald Ondersteuning voor Microsoft Windows 8.1 toegevoegd Ondersteuning voor Microsoft Windows XP opgegeven
2.1.0	Januari 2015	Kleine updates en reparatie van mankementen Richtlijn voor medische apparaten toegevoegd
3.0.0	Oktober 2015	Kleine updates en reparatie van mankementen
3.0.1	Maart 2016	Multigebruiker-mogelijkheden toegevoegd. Kleine updates en reparatie van mankementen
4.0.0	Oktober 2016	Ondersteuning voor SuiteDXT naar SuiteDXT DICOM netwerkoverdracht toegevoegd DICOM-overdrachtsprestaties verbeterd
4.0.2	Mei 2017	Voorverwerking toevoegen Ondersteuning voor Microsoft Windows 8.1 verwijderd
4.0.4	November 2017	Ondersteuning voor het configureren van meerdere series in voorverwerking toegevoegd
4.0.5	November 2017	Kleine updates en reparatie van mankementen
4.0.6	Mei 2018	Ondersteuning voor voorverwerken-configuratie bijgewerkt DICOM-importprestaties verbeterd
4.0.7	November 2018	Toegangscontrole/toestemming toegevoegd
5.0.0	Juli 2019	Bevat updates met betrekking tot: Voorverwerking
5.0.1	Februari 2020	Bevat updates met betrekking tot: Exporteren en importeren van studies
5.0.2	Maart 2021	Functie voor automatisch verwijderen, aanmaken van mappen, verbeterde opties voor anonimisering, kleine updates en reparatie van defecten toegevoegd. Deze uitgave is de eerste software-uitgave voor China.
5.0.2	Juni 2021	MD-symbool, importeurreferentie, rapportage-informatie ernstig incident toegevoegd
5.0.3	September 2021	T1/T2-verwerken en Sync-voorverwerken toegevoegd. Dit is de eerste software-uitgave voor Japans en Vietnamees.
5.1.0	December 2022	Ondersteuning voor Microsoft Windows 11 toegevoegd en ondersteuning voor Microsoft Windows 7 verwijderd. Automatisch ophalen van eerdere studies toegevoegd. Dit is de eerste software-uitgave voor Braziliaans Portugees.
5.1.1	Oktober 2023	Toegevoegde onderzoek kopiëren-functionaliteit. Toegevoegde ondersteuning voor anonimisering van meerdere onderzoeken. suiteHEART versie 5.1.1 zal de laatste softwareversie zijn die wordt ondersteund door Server 2012.

# Software-updates

suiteDXT versie 5.1.1 zal de laatste softwareversie zijn die wordt ondersteund door Server 2012.

Batch exporteren van resultaten als een Excel-spreadsheet wordt ondersteund, raadpleeg de gebruikershandleiding van suiteDXT.

Ophalen en kopiëren van onderzoekfunctionaliteit wordt ondersteunt. Het te importeren of op te halen onderzoek moet reeds in de DXT-database aanwezig zijn. Feature beschikbaar indien aangevraagd bij NeoSoft.

Mogelijkheid tot automatisch verzenden nu beschikbaar. Feature beschikbaar indien aangevraagd bij NeoSoft.

## Anonimisering

Er kunnen meerdere onderzoeken voor anonimisering worden geselecteerd, de Patiënt-ID zal bij elke studie verhogen. Extra velden nu beschikbaar, waaronder Toetreding en studietijd.

Geanonimiseerde belangrijke CSV-bestandslocatie zal een Excel spreadsheet creëren met de originele studienamen ter referentie.

# Opmerkingen bij deze uitgave

## Studie importeren

Tijdens importeren niet op de knop Vernieuwen drukken.

## Voorverwerking

- Voorverwerken zal een eerder geanalyseerde serie niet overschrijven.
- Als er meer dan zes fasecontrastseries worden gedetecteerd voor het tabblad Stroomanalyse, zal het voorverwerken worden uitgevoerd op de laatste zes fasecontrastseries die worden gedetecteerd.
- Als de voorbewerkingsconfiguratie niet wordt weergegeven wanneer zowel 32 als 64 bit Java is geïnstalleerd, verwijdert u de 32-bits versie van Java.

## Windows 10 Enterprise

Als suiteDXT niet reageert na resizing wanneer geïnstalleerd op Windows 10 Enterprise, schakel dan Snap in Windows Multitasking-instellingen uit en herstart dan suiteDXT.

## Multi-useromgeving

Wanneer er een studie wordt gestart in de suiteHEART<sup>®</sup>-software en als daarna suiteDXT op volledig scherm wordt gezet, zullen de functies verkleinen, terugzetten en sluiten (in de rechterbovenhoek) mogelijk niet reageren. Als dit gebeurt, selecteert u de suiteHEART<sup>®</sup>-software vanuit de toolbar onderaan het scherm en verkleint u de toepassing om deze functies weer terug te krijgen in suiteDXT. Om het probleem te vermijden kunt u of automatisch verbergen van de toolbar inschakelen, of u zet suiteDXT niet op volledig scherm.

In het zeldzame geval dat een pop-up niet reageert, drukt u op de entertoets op het toetsenbord om de pop-up-functionaliteit te resetten.



# suiteDXT

## Notas de lançamento

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-PT-PT Rev. 2  
© 2023 NeoSoft, LLC  
Todos os direitos reservados

## Fabricante



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 EUA

Telefone: 262-522-6120  
website: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Vendas: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Serviço de apoio: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Para visualizar a informação de conformidade (Representante Autorizado, Importador, informação de Registo) após o lançamento da aplicação, clique em “Help” (Ajuda) ou “About” (Sobre) a partir do ecrã principal. Selecione a opção “Regulatory Information” (Informação Regulamentar). O documento será aberto num leitor de PDF.

As instruções de utilização deste dispositivo são fornecidas em formato eletrónico, através de ficheiros PDF (Portable Document Format). É necessário um leitor de ficheiros PDF para ver as instruções de utilização. Uma cópia impressa das instruções de utilização pode ser disponibilizada mediante solicitação, sem qualquer custo, dentro de 7 dias corridos, enviando um e-mail para [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Pode aceder às instruções de utilização das seguintes maneiras:

1. Após iniciar a aplicação, clique em “Ajuda” ou “Sobre” no Ecrã Principal. Selecione a opção “Instruções de utilização”. As instruções de utilização serão abertas num leitor de PDF.
2. Se o pacote de instalação original recebido da NeoSoft estiver disponível, abra o ficheiro zip e navegue até à pasta “Documentação” e, em seguida, à pasta “Instruções de Uso” e faça duplo clique em Instructions for Use.pdf no seu idioma, indicado por EN - Inglês, FR - Francês, DE - Alemão, EL - Grego, IT - Italiano, LT - Lituano, ES - Espanhol, SV - Sueco, TR - Turco, RO - Romeno, NL - Neerlandês, ZH\_CN - Chinês Simplificado, PT-PT - Português Europeu, HU - Húngaro, JA - Japonês, VI - Vietnamita.
3. Navegue até à pasta onde a aplicação está instalada. Localize a pasta “Documentação”, abra a pasta “Instruções de utilização” e clique duas vezes em Instructions for Use.pdf no seu idioma, indicado por EN - Inglês, FR - Francês, DE - Alemão, EL - Grego, IT - Italiano, LT - Lituano, ES - Espanhol, SV - Sueco, TR - Turco, RO - Romeno, NL - Holandês, ZH\_CN - Chinês Simplificado, PT-PT - Português Europeu, HU - Húngaro, JA - Japonês, VI - Vietnamita e PT-BR - Português do Brasil.
4. Cópias eletrónicas das instruções de utilização também estão disponíveis em [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) durante pelo menos 15 anos a partir da última data de fabrico.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## Histórico de revisão de software suiteDXT

Versão Software	Data de lançamento	Descrição
1.0.0	Junho 2013	Lançamento inicial
1.0.1	Fevereiro 2014	Opções de licenciamento de software implementadas
2.0.0	Outubro 2014	Removida a dependência do Microsoft SQL IU atualizada para corresponder ao suiteHEART Adicionado suporte para exportação de estudos para ficheiro zip Adicionado suporte para imagens DICOM comprimidas Aplicação traduzida para alemão e francês Adicionado suporte para Microsoft Windows 8.1 Suspensão do suporte para Microsoft Windows XP
2.1.0	Janeiro 2015	Pequenas atualizações e correções de defeitos Adicionadas informações sobre a Diretiva de Dispositivos Médicos
3.0.0	Outubro 2015	Pequenas atualizações e correções de defeitos
3.0.1	Março 2016	Adicionados recursos de multiutilizador. Pequenas atualizações e correções de defeitos
4.0.0	Outubro 2016	Adicionado suporte para transferência suiteDXT para suiteDXT DICOM através da rede Melhorado o desempenho da transferência DICOM
4.0.2	Mai 2017	Adicionado o pré-processamento Removido suporte para Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Novembro 2017	Adicionado suporte para configurar várias séries no pré-processamento
4.0.5	Novembro 2017	Pequenas atualizações e correções de defeitos
4.0.6	Mai 2018	Atualizado o suporte para configuração do pré-processamento Melhorado o desempenho da importação de DICOM
4.0.7	Novembro 2018	Adicionados controlos de acesso\autorização
5.0.0	Julho 2019	Contém atualizações relacionadas com: A pré-processar
5.0.1	Fevereiro 2020	Contém atualizações relacionadas com: Exportação e Importação de Estudos
5.0.2	Março 2021	Adicionada funcionalidade de exclusão automática, criação de pastas, opções aprimoradas de anonimato, pequenas atualizações e correções de defeitos. Esta versão é a versão inicial do software para a China.
5.0.2	Junho 2021	Adicionado o símbolo MD, referência do importador, nota de relatório de incidente grave
5.0.3	Setembro 2021	Adicionado processamento T1/T2 e pré-processamento de sincronização. Esta versão é a versão inicial do software para japonês e vietnamita.
5.1.0	Dezembro de 2022	Adicionado suporte para Microsoft Windows 11 e removido o suporte para Microsoft Windows 7. Adicionada recuperação automática de estudos anteriores. Esta é a versão inicial do software para Português do Brasil.
5.1.1	Outubro 2023	Adicionada a funcionalidade de cópia de estudo. Adicionado suporte para anonimização de múltiplos estudos. A versão 5.1.1 do suiteHEART será a última versão do software suportada no Server 2012.

# Atualizações de Software

A versão 5.1.1 do suiteDXT será a última versão do software suportada no Server 2012.

É suportada a exportação de resultados em lote na forma de uma folha Excel; consultar as Instruções de Utilização do suiteDXT.

A funcionalidade para obter e copiar o estudo é suportada. O estudo que está a ser importado ou obtido tem que existir já na base de dados DXT. Funcionalidade disponível se solicitada à NeoSoft.

Capacidade de envio automático está agora disponível. Funcionalidade disponível se solicitada à NeoSoft.

## Anonimização

É possível selecionar mais de um estudo para anonimização, sendo a ID do Paciente incrementada por cada estudo. Campos adicionais agora disponíveis, incluindo Acesso e hora do estudo.

A Localização do Ficheiro CSV da Chave de Anonimização criará uma folha Excel com os nomes originais dos estudos, para referência.

# Notas de lançamento

## Importar Estudos

Durante uma importação, não clicar no botão Atualizar.

## A pré-processar

- O pré-processamento não substituirá uma série analisada anteriormente.
- Se houver mais de seis séries de contraste de fase detetadas para as guias de análise de fluxo, o pré-processamento será executado nas últimas seis séries de contraste de fase detetadas.
- Se a configuração de pré-processamento não for exibida quando o Java de 32 e 64 bits estiver instalado, desinstale a versão de 32 bits do Java.

## Windows 10 Enterprise

Se o suiteDXT deixar de responder após o redimensionamento quando instalado no Windows 10 Enterprise, desative o Snap nas configurações de multitarefa do Windows e reinicie o suiteDXT.

## **Ambiente multiutilizador**

Quando um estudo é iniciado no software suiteHEART® e, em seguida, o suiteDXT é definido para ecrã inteiro, as funções de minimizar, restaurar e fechar no canto superior direito podem parar de responder. Se tal acontecer, seleccione o software suiteHEART® na barra de ferramentas na parte inferior do ecrã e minimize a aplicação para recuperar as funções em suiteDXT. Para evitar o problema, oculte automaticamente a barra de ferramentas ou não coloque suiteDXT em ecrã inteiro.

No caso raro de um pop-up não responder, pressione a tecla Enter no teclado para redefinir a funcionalidade do pop-up.

# suiteDXT

## Kibocsátási megjegyzések

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-HU 2. változat  
Copyright 2023. NeoSoft, LLC  
Minden jog fenntartva

**Gyártó**



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

Telefon: 262-522-6120  
webhely: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Értékesítés: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Szerviz: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

A megfelelőségi információk (meghatalmazott képviselő, importőr, regisztrációs információ) megtekintéséhez kattintson a főképernyőn a „Súgó” vagy „Névjegy” lehetőségre az alkalmazás indítását követően. Válassza a „Szabályozói információk” lehetőséget. A dokumentum egy pdf-megjelenítőben fog megnyílni.

Az eszköz használati útmutatóját elektronikusan biztosítjuk hordozható dokumentum-formátumban (.pdf). A használati útmutató megjelenítéséhez pdf-megjelenítőre van szükség. A használati útmutató nyomtatott változatát igény szerint 7 naptári napon belül térítésmentesen biztosítjuk, ha e-mailt ír nekünk a [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com) címre.

A használati útmutatót a következőképpen érheti el:

1. Az alkalmazás indítását követően a főképernyőn kattintson a „Súgó” vagy „Névjegy” lehetőségre. Válassza a „Használati útmutató” lehetőséget. A használati útmutató megnyílik egy pdf-megjelenítőben.
2. Ha rendelkezésére áll a NeoSoft által biztosított eredeti telepítési csomag, nyissa meg a zip fájlt, keresse meg a „Documentation” (Dokumentáció) mappát, majd kattintson duplán a nyelvéhez tartozó „Instructions for Use.pdf” (Használati útmutató) fájlra. A nyelvkódok: EN – angol, FR – francia, DE – német, EL – görög, IT – olasz, LT – litván, ES – spanyol, SV – svéd, TR – török, RO – román, NL – holland, ZH\_CN – egyszerűsített kínai, PT-PT – európai portugál, HU – magyar, JA – japán, VI – vietnami, PT-BR – braziliai portugál, ET – észt.
3. Navigáljon arra a mappára, ahová az alkalmazást telepítették. Keresse meg a „Documentation” (Dokumentáció) mappát, majd kattintson duplán a nyelvéhez tartozó „Instructions for Use.pdf” (Használati útmutató) fájlra. A nyelvkódok: EN – angol, FR – francia, DE – német, EL – görög, IT – olasz, LT – litván, ES – spanyol, SV – svéd, TR – török, RO – román, NL – holland, ZH\_CN – egyszerűsített kínai, PT-PT – európai portugál, HU – magyar, JA – japán, VI – vietnami, T-BR – braziliai portugál, ET – észt.
4. A használati útmutató elektronikus példányai a [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) címen is elérhetők az utolsó gyártási dátumot követő legalább 15 éven keresztül.
5. suiteHEART / suiteDXT szoftvercsoport elsődleges egyedi azonosító – 00850001088039.

## A suiteDXT szoftvermódosítási előzményei

Szoftververzió	Kiadás dátuma	Leírás
1.0.0	2013. június	Első kiadás
1.0.1	2014. február	Szoftverlicenclési lehetőségek megvalósítása
2.0.0	2014. október	Microsoft SQL-függőség eltávolítása A felhasználói felület frissítése, hogy összhangban legyen a suiteHEART-tal Vizsgálat tömörített fájlba történő exportálási támogatásának hozzáadása Tömörített DICOM-képek támogatásának hozzáadása Alkalmazás fordítása németre és franciára. Microsoft Windows 8.1 támogatásának hozzáadása. Microsoft Windows XP támogatásának elhagyása.
2.1.0	2015. január	Kisebb frissítések és hibajavítások. Orvostechikai eszközökről szóló irányelvhez kapcsolódó információk hozzáadása.
3.0.0	2015. október	Kisebb frissítések és hibajavítások.
3.0.1	2016. március	Többfelhasználós képességek hozzáadása. Kisebb frissítések és hibajavítások.
4.0.0	2016. október	suiteDXT – suiteDXT DICOM-hálózatiátvitel támogatásának hozzáadása Javított DICOM-átviteli teljesítmény
4.0.2	2017. május	Előfeldolgozás hozzáadása Microsoft Windows 8.1 támogatásának elhagyása.
4.0.4	2017. november	Több sorozat előfeldolgozás során történő konfigurálásához kapcsolódó támogatás hozzáadása
4.0.5	2017. november	Kisebb frissítések és hibajavítások.
4.0.6	2018. május	Előfeldolgozási konfiguráció támogatásának frissítése Javított DICOM-importálási teljesítmény
4.0.7	2018. november	Hozzáférés-vezérlések/engedélyek hozzáadása.
5.0.0	2019. július	A következőhöz kapcsolódó frissítéseket tartalmaz: Előfeldolgozás
5.0.1	2020. február	A következőhöz kapcsolódó frissítéseket tartalmaz: Vizsgálatok exportálása és importálása.
5.0.2	2021. március	Automatikus törlési funkcionalitás, mappalétrehozás és javított névtelenítési lehetőségek hozzáadása, kisebb frissítések és hibajavítások. Ez a kiadás az első kínai szoftverkiadás.
5.0.2	2021. június	Új elemek: orvostechikai eszköz jele, importőri hivatkozás, rendkívüli események jelentési információi
5.0.3	2021. szeptember	T1/T2 feldolgozás és szinkronizálási előfeldolgozás hozzáadása. Ez a kiadás az első japán és vietnami szoftverkiadás.
5.1.0	2022. december	Microsoft Windows 11 támogatásának hozzáadása, és Microsoft Windows 7 támogatásának elhagyása. Hozzáadásra került a korábbi vizsgálatok automatikus visszakeresése. Ez az első brazil és portugál szoftverkiadás.
5.1.1	2023. október	Új funkció a vizsgálatok másolására. A suiteDXT 5.1.1-es verziója lesz a szoftver utolsó, Server 2012 rendszeren támogatott verziója.



# Szoftverfrissítések

A suiteDXT 5.1.1 verziója lesz a szoftver Server 2012-n támogatott utolsó verziója.

Az eredmények Excel táblázatként történő csoportos exportálása támogatott, lásd a suiteDXT használati útmutatóját.

A vizsgálatok lekérése és másolása funkció támogatott. Az importált vagy lekérdezett vizsgálatoknak már léteznie kell a DXT adatbázisban. A funkció csak akkor érhető el, ha a NeoSofttól kéri ezt.

Az Automatikus küldési lehetőség mostantól elérhető. A funkció csak akkor érhető el, ha a NeoSofttól kéri ezt.

## Anonimizálás

Egynél több vizsgálat is kiválasztható az anonimizáláshoz, a betegazonosító vizsgálatonként növekszik. Mostantól további mezők is rendelkezésre állnak, beleértve a hozzáadást és a vizsgálati időt.

Az anonimizált kulcs CSV-fájl helyén egy Excel táblázat jön létre az eredeti vizsgálatok nevével referenciaként.

# Kibocsátási megjegyzések

## Vizsgálatok importálása

Importálás közben ne kattintson a „Frissítés” gombra.

## Előfeldolgozás

- Az előfeldolgozás nem fogja felülírni a korábban elemzett sorozatokat.
- Ha az „Áramláselemzések” fülön több mint hat észlelt fáziskontrasztos sorozat van, az előfeldolgozás a legutóbbi hat észlelt fáziskontrasztos sorozaton fog történni.
- Ha mind a 32, mind a 64 bites Javát telepítették, és nem jelenik meg az előfeldolgozás konfigurációja, távolítsa el a Java 32 bites verzióját.

## Windows 10 Enterprise

Ha a Windows 10 Enterprise-on telepített suiteDXT nem válaszol, kapcsolja ki a „Dokkolás” lehetőséget a Windows ablakkezelési beállításáiban, és indítsa újra a suiteDXT-t.

## Többfelhasználós környezet

Amikor a suiteHEART® szoftverben vizsgálatot indítanak, és a suiteDXT-t teljes képernyőre állítják, előfordulhat, hogy a jobb felső sarokban a kis méret, visszaállítás és bezárás funkciók nem működnek. Ha ez történik, válassza a suiteHEART® szoftvert a képernyő alján található eszköztárban, és minimalizálja az alkalmazást, hogy a suiteDXT funkciói megint működjenek. A probléma elkerülése érdekében rejtse el automatikusan az eszköztárat, vagy ne állítsa a suiteDXT-t teljes képernyősre.

Abban a ritka esetben, ha egy előugró panel nem válaszol, az előugró panel funkcionalitásának visszaállításához nyomja le a az Enter billentyűt.

# suiteDXT

Thông tin phiên bản

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-VI Bản sửa đổi 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Bảo lưu mọi quyền

# Nhà sản xuất



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

Điện thoại: 262-522-6120  
trang web: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Bộ phận bán hàng: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Bộ phận dịch vụ: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Để xem thông tin tuân thủ (Đại diện được ủy quyền, Nhà nhập khẩu, Thông tin đăng ký) sSau khi mở ứng dụng, hãy nhấp vào “Trợ giúp” hoặc “Giới thiệu” trên màn hình chính. Chọn tùy chọn “Thông tin pháp lý”. Tài liệu sẽ mở bằng trình xem pdf.

Hướng dẫn sử dụng thiết bị này được cung cấp bằng hình thức điện tử ở Định dạng tài liệu di động (.pdf). Cần có trình xem PDF để xem Hướng dẫn sử dụng. Bạn có thể yêu cầu cung cấp bản in miễn phí của Hướng dẫn sử dụng trong vòng 7 ngày theo lịch, bằng cách gửi email đến địa chỉ [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

Có thể truy cập Hướng dẫn sử dụng theo các cách sau:

1. Sau khi mở ứng dụng hãy nhấp vào “Trợ giúp” hoặc “Giới thiệu” trên màn hình chính. Chọn tùy chọn “Hướng dẫn sử dụng”. Hướng dẫn sử dụng sẽ mở bằng trình xem pdf.
2. Nếu nhận được gói cài đặt gốc từ NeoSoft, hãy mở tệp zip, rồi vào thư mục “Tài liệu”, chọn thư mục “Hướng dẫn sử dụng”, sau đó nhấp đúp vào Instructions for Use.pdf ở ngôn ngữ của bạn, theo quy ước EN - tiếng Anh, FR - tiếng Pháp, DE - tiếng Đức, EL - tiếng Hy Lạp, IT - tiếng Ý, LT - tiếng Litva, ES - tiếng Tây Ban Nha, SV - tiếng Thụy Điển, TR - tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, RO - tiếng Rumanian, NL - tiếng Hà Lan, ZH\_CN - Tiếng Trung giản thể, PT-PT - tiếng Bồ Đào Nha (châu Âu), HU - tiếng Hungary, JA - tiếng Nhật, VI - tiếng Việt, PT-BR - tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), ET - tiếng Estonia.
3. Chuyển đến thư mục cài đặt ứng dụng. Tìm thư mục “Tài liệu”, mở thư mục “Hướng dẫn sử dụng”, rồi nhấp đúp vào Instructions for Use.pdf ở ngôn ngữ của bạn, theo quy ước EN - tiếng Anh, FR - tiếng Pháp, DE - tiếng Đức, EL - tiếng Hy Lạp, IT - tiếng Ý, LT - tiếng Litva, ES - tiếng Tây Ban Nha, SV - tiếng Thụy Điển, TR - tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, RO - tiếng Rumanian, NL - tiếng Hà Lan, ZH\_CN - Tiếng Trung giản thể, PT-PT - tiếng Bồ Đào Nha (châu Âu), HU - tiếng Hungary, JA - tiếng Nhật, VI - tiếng Việt, PT-BR - tiếng Bồ Đào Nha (Brazil), ET - tiếng Estonia.
4. Hướng dẫn sử dụng ở định dạng điện tử cũng có sẵn tại [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) trong tối thiểu 15 năm kể từ ngày sản xuất cuối cùng.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## Lịch sử sửa đổi phần mềm suiteDXT

Phiên bản phần mềm	Ngày phát hành	Mô tả
1.0.0	Tháng 6 năm 2013	Phát hành lần đầu
1.0.1	Tháng 2 năm 2014	Triển khai các tùy chọn cấp phép phần mềm
2.0.0	Tháng 10 năm 2014	Xóa phần phụ thuộc vào Microsoft SQL Cập nhật UI để khớp với suiteHEART Bổ sung hỗ trợ để xuất nghiên cứu ra tệp zip Bổ sung hỗ trợ dành cho các hình ảnh DICOM nén Dịch ứng dụng sang tiếng Đức và tiếng Pháp Bổ sung hỗ trợ cho Microsoft Windows 8.1 Loại bỏ hỗ trợ cho Microsoft Windows XP
2.1.0	Tháng 1 năm 2015	Cập nhật nhỏ và sửa lỗi Bổ sung thông tin Chỉ thị về thiết bị y tế
3.0.0	Tháng 10 năm 2015	Cập nhật nhỏ và sửa lỗi
3.0.1	Tháng 3 năm 2016	Bổ sung các khả năng cho nhiều người dùng. Cập nhật nhỏ và sửa lỗi
4.0.0	Tháng 10 năm 2016	Bổ sung hỗ trợ cho suiteDXT để truyền mạng DICOM của suiteDXT Cải tiến hiệu suất truyền DICOM
4.0.2	Tháng 5 năm 2017	Bổ sung chức năng Xử lý trước Xóa hỗ trợ cho Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Tháng 11 năm 2017	Bổ sung hỗ trợ để cấu hình nhiều chuỗi ảnh trong chức năng xử lý trước
4.0.5	Tháng 11 năm 2017	Cập nhật nhỏ và sửa lỗi
4.0.6	Tháng 5 năm 2018	Cập nhật hỗ trợ để cấu hình chức năng xử lý trước Cải tiến hiệu suất nhập DICOM
4.0.7	Tháng 11 năm 2018	Bổ sung các nút kiểm soát truy cập\quyền truy cập
5.0.0	Tháng 7 năm 2019	Bao gồm các bản cập nhật liên quan đến: Chức năng xử lý trước
5.0.1	Tháng 2 năm 2020	Bao gồm các bản cập nhật liên quan đến: Xuất và nhập các nghiên cứu
5.0.2	Tháng 3 năm 2021	Bổ sung chức năng Tự động xóa, tạo thư mục, nâng cao tùy chọn Ẩn danh, cập nhật nhỏ và sửa lỗi. Đây là bản phát hành phần mềm đầu tiên cho thị trường Trung Quốc.
5.0.2	Tháng 6 năm 2021	Bổ sung biểu tượng MD, tài liệu tham khảo cho nhà nhập khẩu, ghi chú báo cáo sự cố nghiêm trọng
5.0.3	Tháng 9 năm 2021	Bổ sung chức năng xử lý T1/T2 và Đồng bộ hóa quá trình xử lý trước Đây là bản phát hành phần mềm đầu tiên cho thị trường Nhật Bản và Việt Nam.
5.1.0	Tháng 12 năm 2022	Bổ sung hỗ trợ cho Microsoft Windows 11 và bỏ hỗ trợ cho Microsoft Windows 7. Bổ sung tính năng tự động truy xuất các nghiên cứu trước đó. Đây là bản phát hành phần mềm đầu tiên cho tiếng Bồ Đào Nha của Brazil.
5.1.1	Tháng 10 năm 2023	Bổ sung chức năng sao chép nghiên cứu. Bổ sung hỗ trợ để ẩn danh nhiều nghiên cứu. Phần mềm suiteHEART phiên bản 5.1.1 sẽ là phiên bản phần mềm cuối cùng được hỗ trợ trên Server 2012.

# Cập nhật phần mềm

suiteDXT phiên bản 5.1.1 sẽ là phiên bản phần mềm cuối cùng được hỗ trợ trên Server 2012.

Hỗ trợ xuất kết quả hàng loạt dưới dạng bảng tính Excel, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng suiteDXT.

Hỗ trợ chức năng truy xuất và sao chép nghiên cứu. Nghiên cứu được nhập hoặc truy xuất cần phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu DXT. Tính năng được cung cấp nếu NeoSoft có yêu cầu.

Tính năng Gửi tự động hiện được cung cấp. Tính năng được cung cấp nếu NeoSoft có yêu cầu.

## Ẩn danh

Có thể chọn nhiều nghiên cứu để ẩn danh, ID Bệnh nhân sẽ tăng dần theo mỗi nghiên cứu. Hiện có thêm các trường bao gồm Truy nhập và thời gian nghiên cứu.

Vị trí tệp tin CSV khóa ẩn danh sẽ tạo một bảng tính excel với tên nghiên cứu ban đầu để tham khảo.

# Thông tin phiên bản

## Nhập nghiên cứu

Trong quá trình nhập, không nhấp vào nút Làm mới.

## Chức năng xử lý trước

- Chức năng xử lý trước sẽ không ghi đè chuỗi ảnh đã phân tích trước đó.
- Nếu phát hiện có hơn sáu chuỗi ảnh tương phản pha trong tab Phân tích lưu lượng thì chức năng xử lý trước sẽ được thực hiện trên sáu chuỗi ảnh tương phản pha cuối cùng phát hiện được.
- Nếu cấu hình Xử lý trước không hiển thị khi cài đặt cả Java 32 và 64 bit, hãy gỡ cài đặt phiên bản Java 32 bit.

## Windows 10 Enterprise

Nếu suiteDXT không phản hồi sau thao tác đối kích cỡ khi cài đặt trên Windows 10 Enterprise, hãy tắt chức năng Chạy nhanh trong Cài đặt đa tác vụ Windows rồi khởi động lại suiteDXT.

## Môi trường nhiều người dùng

Khi khởi chạy nghiên cứu trong Phần mềm suiteHEART® và sau đó đặt suiteDXT thành toàn màn hình, các chức năng thu nhỏ, khôi phục và đóng ở góc trên bên phải có thể không phản hồi. Nếu xảy ra tình trạng này, hãy chọn Phần mềm suiteHEART® từ thanh công cụ ở phía dưới cùng của màn hình và thu nhỏ ứng dụng để lấy lại các chức năng trong suiteDXT. Để tránh xảy ra vấn đề này, hãy tự động ẩn thanh công cụ hoặc không để suiteDXT ở chế độ toàn màn hình.

Trong trường hợp hiếm gặp khi menu bật lên không phản hồi, hãy nhấn phím Enter trên bàn phím để đặt lại chức năng menu bật lên.

# suiteDXT

## Notas de versões

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-PT-BR Rev. 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Todos os direitos reservados



## Fabricante



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 EUA

Tel: 262-522-6120  
site: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Vendas: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Serviços: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Para visualizar as informações de conformidade (Representante autorizado, Importador, Informações de registro) após iniciar o aplicativo, clique em “Ajuda” ou “Sobre” na tela principal. Selecione a opção “Informações Regulatórias”. O documento será aberto em um visualizador de pdf.

As instruções de uso deste dispositivo estão fornecidas eletronicamente em formato Portable Document Format, (.pdf). Um visualizador de pdf é necessário para visualizar as instruções de uso. Uma cópia impressa das instruções de uso pode ser fornecida mediante solicitação, sem custo, dentro de 7 dias corridos, pelo e-mail [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com).

As instruções de uso podem ser acessadas das seguintes formas:

1. Após iniciar o aplicativo, clique em “Ajuda” ou “Sobre” na tela principal. Selecione a opção "Instruções de uso". As instruções de uso serão abertas em um visualizador de pdf.
2. Se o pacote de instalação original recebido da NeoSoft estiver disponível, abra o arquivo zip e navegue até a pasta “Documentação”, depois a pasta “Instruções de uso” e clique duas vezes em Instructions for Use.pdf no seu idioma, indicado por EN - Inglês, FR - Francês, DE - Alemão, EL - Grego, IT - Italiano, LT - Lituano, ES - Espanhol, SV - Sueco, TR - Turco, RO - Romeno, NL - Holandês, ZH\_CN - Chinês Simplificado, PT-PT - Português Europeu, HU - Húngaro, JA - Japonês, VI - Vietnamita, PT-BR - Português Brasileiro, ET - Estoniano.
3. Navegue até a pasta onde o aplicativo está instalado. Localize a pasta “Documentação”, abra a pasta “Instruções de uso” e clique duas vezes em Instructions for Use.pdf no seu idioma, indicado por EN - Inglês, FR - Francês, DE - Alemão, EL - Grego, IT - Italiano, LT - Lituano, ES - Espanhol, SV - Sueco, TR - Turco, RO - Romeno, NL - Holandês, ZH\_CN - Chinês Simplificado, PT-PT - Português Europeu, HU - Húngaro, JA - Japonês, VI - Vietnamita, PT-BR - Português Brasileiro, ET - Estoniano.
4. Cópias eletrônicas das instruções de uso também estão disponíveis no site [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) por, pelo menos 15 anos a partir da última data de fabricação.
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039.

## Histórico de revisão do Software suiteDXT

<b>Versão do software</b>	<b>Data de lançamento</b>	<b>Descrição</b>
1.0.0	Junho de 2013	Versão inicial
1.0.1	Fevereiro de 2014	Opções de licenciamento de software implementadas
2.0.0	Outubro de 2014	Removida a dependência do Microsoft SQL IU atualizada para combinar com o suiteHEART Adicionado suporte para exportação de estudos ao zipfile Adicionado suporte para imagens DICOM comprimidas Aplicativo traduzido para alemão e francês Adicionado suporte para Microsoft Windows 8.1 Suporte abandonado para Microsoft Windows XP
2.1.0	Janeiro de 2015	Pequenas atualizações e correções de defeitos Informações adicionais sobre a Diretiva de Dispositivos Médicos
3.0.0	Outubro de 2015	Pequenas atualizações e correções de defeitos
3.0.1	Março de 2016	Adicionadas Capacidades multiusuário. Pequenas atualizações e correções de defeitos
4.0.0	Outubro de 2016	Suporte adicional para suiteDXT à transferência de rede suiteDXT DICOM Melhoria do desempenho de transferência DICOM
4.0.2	Maio de 2017	Adicionado pré-processamento Removido suporte para Microsoft Windows 8.1
4.0.4	Novembro de 2017	Adicionado suporte para configuração de múltiplas séries no pré-processamento
4.0.5	Novembro de 2017	Pequenas atualizações e correções de defeitos
4.0.6	Maio de 2018	Suporte atualizado para configuração de pré-processamento Melhor desempenho das importações DICOM
4.0.7	Novembro de 2018	Acréscimo de controles de acesso\permissão
5.0.0	Julho de 2019	Contém atualizações relacionadas a: Pré-processamento
5.0.1	Fevereiro de 2020	Contém atualizações relacionadas a: Exportação e importação de estudos
5.0.2	Março de 2021	Adicionada funcionalidade Exclusão automática, criação de pastas, opções aprimoradas de anonimização, pequenas atualizações e correções de defeitos. Esta versão é a versão inicial do software para a China.
5.0.2	Junho de 2021	Adicionado o símbolo MD, referência do importador, observação de relatório sobre incidentes graves
5.0.3	Setembro de 2021	Acrescentado processamento T1/T2 e pré-processamento de sincronização. Esta versão é a versão inicial do software para japonês e vietnamita.
5.1.0	Dezembro de 2022	Adicionado suporte ao Microsoft Windows 11 e removido o suporte ao Microsoft Windows 7. Adicionada a recuperação automática de estudos prévios. Esta é a versão inicial do software para português brasileiro.
5.1.1	Outubro de 2023	Adicionada funcionalidade de cópia de estudo. Adicionado suporte para anonimato de vários estudos. suiteDXT versão 5.1.1 será a última versão de software suportada no Server 2012.

# Atualizações do software

suiteDXT versão 5.1.1 será a última versão de software suportada no Server 2012.

A exportação em lote de resultados como uma planilha Excel é suportada; consulte as instruções de uso do suiteDXT.

A funcionalidade de recuperação e cópia de estudos é suportada. O estudo que está sendo importado ou recuperado precisa já existir no banco de dados DXT. Recurso disponível mediante solicitação à NeoSoft.

Capacidade de envio automático agora disponível. Recurso disponível mediante solicitação à NeoSoft.

## Anonimização

Mais de um estudo pode ser selecionado para anonimato, o ID do paciente aumentará por estudo. Campos adicionais agora disponíveis, incluindo adesão e tempo de estudo.

A localização anônima do arquivo CSV chave criará uma planilha Excel com os nomes originais dos estudos para referência.

# Notas de versões

## Importar estudo

Durante uma importação, não clique no botão Atualizar.

## Pré-processamento

- O pré-processamento não sobregravará uma série previamente analisada.
- Se forem detectadas mais de seis séries de contraste de fase para as abas de análise de fluxo, o pré-processamento será realizado nas últimas seis séries de contraste de fase detectadas.
- Se a configuração do Pré-processamento não for exibida quando tanto o Java de 32 e quanto o de 64 bits estiverem instalados, desinstale a versão de 32 bits do Java.

## Windows 10 Enterprise

Se o suiteDXT ficar sem resposta após o redimensionamento quando instalado no Windows 10 Enterprise, desabilite o Snap nas Configurações Multitarefa do Windows e reinicie o suiteDXT.

## **Ambiente Multiusuário**

Quando um estudo é aberto no suiteHEART® Software e então o suiteDXT é configurado para tela cheia, as funções minimizar, restaurar e fechar (no canto superior direito) podem ficar sem resposta. Se isso acontecer, selecione o software suiteHEART® na barra de ferramentas na parte inferior da tela e minimize o aplicativo para recuperar as funções no suiteDXT. Para evitar o problema, esconda automaticamente a barra de ferramentas ou não faça com que o suiteDXT seja exibido em tela cheia.

No raro caso de um pop-up não responder, pressione a tecla Enter no teclado para reiniciar a funcionalidade do pop-up.

# suiteDXT

## リリースノート

NeoSoft, LLC

# NEOSOFT

NS-03-043-0012-JA 改訂 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
無断複写・複製・転載禁止



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

電話 : 262-522-6120  
Website: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

営業 : [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
サービス : [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

アプリケーション起動後にコンプライアンス情報（正規代理店、輸入者、登録情報）を表示するには、メイン画面で [Help（ヘルプ）] または [About（概要）] をクリックします。[Regulatory Information（規制に関する情報）] オプションを選択します。文書は pdf ビューアーで表示されます。

本機器の使用説明書は、PDF 形式で電子的に提供されます。使用説明書を表示するには、PDF ビューアが必要です。ご要望があれば、使用説明書の書面コピーを無料で 7 暦日以内にお送りします。service@neosoftmedical.com までメールでご連絡ください。

使用説明書は以下の方法でアクセスできます。

1. アプリケーションの起動後、メイン画面で [Help（ヘルプ）] または [About（概要）] をクリックします。[Instructions for Use（使用説明書）] オプションを選択します。PDF ビューアで使用説明書が開きます。
2. NeoSoft からオリジナルのインストールパッケージを入手できる場合は、zip ファイルを開いて [Documentation（ドキュメント）] フォルダーに移動し、[Instructions for Use（使用説明書）] フォルダーでお使いになっている言語の Instructions for Use.pdf をダブルクリックします (EN - 英語、FR - フランス語、DE - ドイツ語、EL - ギリシャ語、IT - イタリア語、LT - リトアニア語、ES - スペイン語、SV - スウェーデン語、TR - トルコ語、RO - ルーマニア語、NL - オランダ語、ZH\_CN - 簡体字中国語、PT-PT - イベリアポルトガル語、HU - ハンガリー語、JA - 日本語、VI - ベトナム語、PT-BR - ブラジルポルトガル語、ET - エストニア語)。
3. アプリケーションがインストールされているフォルダに移動します。[Documentation（ドキュメント）] フォルダーに移動し、[Instructions for Use（使用説明書）] フォルダーを開いて、お使いになっている言語の Instructions for Use.pdf をダブルクリックします (EN - 英語、FR - フランス語、DE - ドイツ語、EL - ギリシャ語、IT - イタリア語、LT - リトアニア語、ES - スペイン語、SV - スウェーデン語、TR - トルコ語、RO - ルーマニア語、NL - オランダ語、ZH\_CN - 簡体字中国語、PT-PT - イベリアポルトガル語、HU - ハンガリー語、JA - 日本語、VI - ベトナム語、PT-BR - ブラジルポルトガル語、ET - エストニア語)。
4. 最後の製造日から少なくとも 15 年間は、使用説明書の電子版もご利用いただけます ([www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/))。
5. suiteHEART / suiteDXT Software Group Basic UDI DI – 00850001088039。

## suiteDXT ソフトウェア改訂履歴

ソフトウェアバージョン	リリース日	説明
1.0.0	2013 年 6 月	初版
1.0.1	2014 年 2 月	ソフトウェアのライセンスオプションを導入
2.0.0	2014 年 10 月	Microsoft SQL の依存関係を削除 suiteHEART に合わせて UI を更新 スタディの zip ファイルへのエクスポートに対応 圧縮 DICOM 画像に対応 アプリケーションをドイツ語とフランス語に翻訳 Microsoft Windows 8.1 のサポートを追加 Microsoft Windows XP のサポートを終了
2.1.0	2015 年 1 月	マイナーアップデートと不具合の修正 医療機器指令に関する情報を追加
3.0.0	2015 年 10 月	マイナーアップデートと不具合の修正
3.0.1	2016 年 3 月	マルチユーザー機能を追加。 マイナーアップデートと不具合の修正
4.0.0	2016 年 10 月	suiteDXT の suiteDXT DICOM ネットワーク転送に対応 DICOM 転送性能を改良
4.0.2	2017 年 5 月	前処理を追加 Microsoft Windows 8.1 のサポートを終了
4.0.4	2017 年 11 月	前処理での複数のシリーズの設定に対応
4.0.5	2017 年 11 月	マイナーアップデートと不具合の修正
4.0.6	2018 年 5 月	前処理設定のサポートを更新 DICOM インポート性能を改良
4.0.7	2018 年 11 月	アクセスコントロール / 許可を追加
5.0.0	2019 年 7 月	以下のアップデートを含む : 前処理
5.0.1	2020 年 2 月	以下のアップデートを含む : スタディのエクスポートとインポート
5.0.2	2021 年 3 月	自動削除機能、フォルダー作成、拡張匿名化オプション、マイナーアップデート、不具合の修正を追加。本リリースは、中国向けの最初のソフトウェアリリースとなります。
5.0.2	2021 年 6 月	MD 記号、輸入業者の参照情報、深刻なインシデント報告に関する注記を追加
5.0.3	2021 年 9 月	T1/T2 処理および同期前処理を追加。本リリースは、日本語およびベトナム語の最初のソフトウェアリリースとなります。
5.1.0	2022 年 12 月	Microsoft Windows 11 向けサポートを追加、および Microsoft Windows 7 向けサポートを削除。 以前のスタディの自動取得を追加。これは、ブラジル・ポルトガル語の最初のソフトウェアリリースとなります。
5.1.1	2023 年 10 月	スタディのコピー機能を追加。複数スタディの匿名化に対応。suiteDXT バージョン 5.1.1 は、サーバー 2012 がサポートするソフトウェアの最後のバージョンとなります。

# ソフトウェア更新

suiteDXT バージョン 5.1.1 は、Server 2012 が対応するソフトウェアの最後のバージョンとなります。

結果を Excel スプレッドシートとしてバッチエクスポートすることができます。詳細は、suiteDXT の使用説明書を参照してください。

スタディの取得とコピー機能に対応しています。インポートまたは取得するスタディが、DXT データベースにすでに存在する必要があります。NeoSoft がリクエストした場合に利用できる機能です。

自動送信機能が利用できるようになりました。NeoSoft がリクエストした場合に利用できる機能です。

## 匿名化

複数のスタディを選択して匿名化することができます。患者 ID はスタディごとに増加します。アクセスセッションやスタディタイムなどの追加フィールドを利用できるようになりました。

匿名化された Key CSV ファイルロケーションには、参照用に元のスタディ名で Excel スプレッドシートが作成されます。

# リリースノート

## スタディのインポート

インポート中は、Refresh (更新) ボタンをクリックしないでください。

## 前処理

- 前処理によって、以前に解析したシリーズが上書きされることはありません。
- 血流解析タブで検出された位相コントラストシリーズが6つ以上ある場合、検出された位相コントラストシリーズの直近の6つに前処理が実行されます。
- 32ビットと64ビットの Java が両方インストールされており、前処理構成が表示されない場合、32ビット版の Java をアンインストールしてください。



## Windows 10 Enterprise

suiteDXT が Windows 10 Enterprise にインストールされており、サイズ変更の後に応答しなくなった場合は、Windows のマルチタスク設定でウィンドウのスナップをオフにした後、suiteDXT を再起動してください。

### マルチユーザー環境

suiteHEART® ソフトウェアでスタディを開始した後、suiteDXT をフルスクリーンに設定すると、右上にある最小化、復元、閉じるの各機能が動作しなくなる場合があります。この場合、画面の下のツールバーから suiteHEART® ソフトウェアを選択してアプリケーションを最小化すると、suiteDXT の各機能を再び使用できるようになります。この問題を回避するため、ツールバーを自動で非表示にするか、または suiteDXT をフルスクリーンにしないようにしてください。

まれにポップアップが反応しなくなる場合があります。その場合、キーボードの Enter キーを押してポップアップ機能をリセットしてください。

# suiteDXT

## 发布说明

**NeoSoft, LLC**

# NEOSOFT

NS-03-043-0012-ZH-CN 修订版 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC 版权所有  
保留所有权利

# 制造商



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

电话: 262-522-6120  
网址: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

销售: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
服务: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

启动应用程序后如需查看合规信息（授权代表、进口商、注册信息），单击主屏幕中的“帮助”或“关于”。选择“监管信息”选项。文件将在 pdf 查看器中打开。

本设备的使用说明书采用可移植文档格式 (.pdf)，以电子方式提供。需要使用 pdf 查看器才能查看该使用说明书。如需使用说明书的纸质副本，可以发送电子邮件至 [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com) 提出请求，纸质副本将在请求提出后 7 个日历天内免费予以提供。

可通过以下方式获取使用说明书：

1. 启动应用程序后，单击主屏幕中的“帮助”或“关于”。选择“使用说明书”选项。使用说明书将在 pdf 查看器中打开。
2. 如果可获得从 NeoSoft 收到的原始安装包，请打开 zip 文件，导航到“Documentation”文件夹，然后导航到“Instructions for Use”文件夹，双击您的语言对应的 Instructions for Use.pdf，语言由以下字母表示：EN - 英语、FR - 法语、DE - 德语、EL - 希腊语、IT - 意大利语、LT - 立陶宛语、ES - 西班牙语、SV - 瑞典语、TR - 土耳其语、RO - 罗马尼亚语、NL - 荷兰语、ZH\_CN - 简体中文、PT-PT - 欧洲葡萄牙语、HU - 匈牙利语、JA - 日语，VI - 越南语、PT-BR - 巴西葡萄牙语、ET - 爱沙尼亚语。
3. 导航至该应用程序安装所在的文件夹。找到“Documentation”文件夹，打开“Instructions for Use”文件夹，双击您的语言对应的 Instructions for Use.pdf，语言由以下字母表示：EN - 英语、FR - 法语、DE - 德语、EL - 希腊语、IT - 意大利语、LT - 立陶宛语、ES - 西班牙语、SV - 瑞典语、TR - 土耳其语、RO - 罗马尼亚语、NL - 荷兰语、ZH\_CN - 简体中文、PT-PT - 欧洲葡萄牙语、HU - 匈牙利语、JA - 日语，VI - 越南语、PT-BR - 巴西葡萄牙语、ET - 爱沙尼亚语。
4. 此外，从最后制造之日起至少 15 年可在 [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) 上获得使用说明书的电子副本。
5. [suiteHEART/suiteDXT 软件群组的基本唯一器械标识 \(Basic UDI DI\) – 00850001088039。](https://www.fda.gov/oc/ohrt/ohrt-00850001088039)

## suiteDXT 软件修订历史

软件版本	发布日期	说明
1.0.0	2013 年 6 月	首次发布
1.0.1	2014 年 2 月	已实施的软件许可选项
2.0.0	2014 年 10 月	移除了 Microsoft SQL 依赖 更新了 UI 以匹配 suiteHEART 添加了对将检查导出为压缩文件的支持 添加了对压缩 DICOM 图像的支持 将申请翻译成了德语和法语 添加了对 Microsoft Windows 8.1 的支持 减少了对 Microsoft Windows XP 的支持
2.1.0	2015 年 1 月	小更新和缺陷修复 添加了医疗设备指令信息
3.0.0	2015 年 10 月	小更新和缺陷修复
3.0.1	2016 年 3 月	添加了多用户功能。 小更新和缺陷修复
4.0.0	2016 年 10 月	添加了对 suiteDXT 到 suiteDXT DICOM 网络传输的支持 改善了 DICOM 传输性能
4.0.2	2017 年 5 月	添加预处理 移除了对 Microsoft Windows 8.1 的支持
4.0.4	2017 年 11 月	添加了对在预处理中配置多个系列的支持
4.0.5	2017 年 11 月	小更新和缺陷修复
4.0.6	2018 年 5 月	更新了对预处理配置的支持 改善了 DICOM 导入性能
4.0.7	2018 年 11 月	添加了访问控制\权限
5.0.0	2019 年 7 月	包含与下列有关的更新：预处理
5.0.1	2020 年 2 月	包含与下列有关的更新：检查的导出和导入
5.0.2	2021 年 3 月	添加了“自动删除”功能、文件夹创建、增强的“匿名化”选项、小更新和缺陷修复。此版本是中国的初始软件版本。
5.0.2	2021 年 6 月	添加了 MD 符号、进口商参考号、重大事故报告说明
5.0.3	2021 年 9 月	增加了 T1/T2 处理和同步预处理。该版本是日语和越南语的初始软件版本。
5.1.0	2022 年 12 月	添加了对 Microsoft Windows 11 的支持，移除了对 Microsoft Windows 7 的支持。添加了自动检索以前的检查。这是巴西葡萄牙语的初始软件版本。
5.1.1	2023 年 10 月	添加了检查复制功能。添加了对多项检查进行匿名处理的支持。suiteDXT 版本 5.1.1 将是在 Server 2012 上支持的该软件的最后一个版本。

# 软件更新

suiteDXT 版本 5.1.1 将是在 Server 2012 上支持的该软件的最后一个版本。

支持将结果批量导出为 Excel 电子表格，请参阅《suiteDXT 使用说明书》。

支持检索和复制检查功能。只能导入或检索已存在于 DXT 数据库中的检查。该功能在从 NeoSoft 中请求时可用。

自动发送功能现在可用。该功能在从 NeoSoft 中请求时可用。

## 匿名处理

可选择多项检查进行匿名处理，患者 ID 将逐检查递增。其他字段现在可用，包括登记号和检查时间。

经过匿名处理的重要 CSV 文件位置将创建一个包含原始检查名称的 Excel 电子表格，以供参考。

# 发布说明

## 检查导入

在导入过程中，不要单击“刷新”按钮。

## 预处理

- 预处理不会覆盖先前分析的系列。
- 对于“流量分析”选项卡，如果检测到超过六个相位增强系列，则将对检测到的最后六个相位增强系列执行预处理。
- 如果同时安装了 32 位和 64 位 Java 时未显示“预处理”配置，请卸载 32 位版本的 Java。

## Windows 10 Enterprise

如果在 Windows 10 Enterprise 上安装后，suiteDXT 在调整大小后无响应，请在 Windows 多任务设置中禁用“捕捉”，然后重新启动 suiteDXT。

## 多用户环境

在 suiteHEART® 软件中启动检查后，将 suiteDXT 设置为全屏显示时，（右上角）的最小化、还原和关闭功能可能无响应。如果发生这种情况，请从屏幕底部的工具栏中选择 suiteHEART®Software，并最小化应用程序以重新获得 suiteDXT 中的功能。为避免该问题，请自动隐藏工具栏或不全屏显示 suiteDXT。

万一弹出窗口没有响应（很少出现），请按键盘上的 Enter 键以重置弹出功能。

# suiteDXT

Väljalaskemärkmed

**NeoSoft, LLC**

**NEO**SOFT

NS-03-043-0012-ET Vers 2  
Copyright 2023 NeoSoft, LLC  
Kõik õigused kaitstud



NeoSoft, LLC  
N27 W23910A Paul Road  
Pewaukee, WI 53072 USA

Telefon: 262-522-6120  
Veebisait: [www.neosoftllc.com](http://www.neosoftllc.com)

Müügiosakond: [orders@neosoftmedical.com](mailto:orders@neosoftmedical.com)  
Hooldus: [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com)

Vastavusega seotud teabe (volitatud esindaja, importija, registreerija andmed) vaatamiseks pärast rakenduse käivitamist klõpsake avakuval „Abi“ või „Lisateave“. Valige suvand „Regulatiivne teave“. Dokument avaneb PDF-lugemis.

Seadme kasutusjuhendi elektrooniline versioon on saadaval PDF-vormingus (.pdf). Kasutusjuhendi vaatamiseks on vajalik PDF-luger. Paber kandjal kasutusjuhendi saamiseks esitage tellimus aadressile [service@neosoftmedical.com](mailto:service@neosoftmedical.com) ja see saadetakse teile tasuta 7 kalendripäeva jooksul.

Kasutusjuhendi avamiseks toimige järgmiselt.

1. Pärast rakenduse käivitamist klõpsake põhikuval „Abi“ või „Lisateave“. Valige „Kasutusjuhend“. Kasutusjuhend avaneb PDF-lugemis.
2. Kui NeoSoftilt saadud algne installipakett on saadaval, avage ZIP-fail ja liikuge kausta „Dokumentatsioon“, seejärel kausta „Kasutusjuhend“ ja topeltklõpsake dokumenti Instructions for Use.pdf teie keeles, mida tähistavad EN - inglise, FR - prantsuse, DE - saksa, EL - kreeka, IT - itaalia, LT - leedu, ES - hispaania, SV - rootsi, TR - türgi, RO - rumeenia, NL - hollandi, ZH-CN - lihtsustatud hiina, PT-PT - Euroopa portugali, HU - ungari, JA - jaapani, VI - vietnami, PT-BR - Brasiilia portugali, ET - eesti keel.
3. Liikuge kausta, kuhu rakendus on installitud. Leidke kaust „Dokumentatsioon“, seejärel kaust „Kasutusjuhend“ ja topeltklõpsake dokumenti Instructions for Use.pdf teie keeles, mida tähistavad EN - inglise, FR - prantsuse, DE - saksa, EL - kreeka, IT - itaalia, LT - leedu, ES - hispaania, SV - rootsi, TR - türgi, RO - rumeenia, NL - hollandi, ZH-CN - lihtsustatud hiina, PT-PT - Euroopa portugali, HU - ungari, JA - jaapani, VI - vietnami, PT-BR - Brasiilia portugali, ET - eesti keel.
4. Kasutusjuhendi elektroonilised koopiad on saadaval ka aadressil [www.neosoftllc.com/neosoft/product\\_manuals/](http://www.neosoftllc.com/neosoft/product_manuals/) vähemalt 15 aastat alates viimasest tootmiskuupäevast.
5. suiteHEART-i/suiteDXT tarkvarakomplekti põhi-UDI-DI – 00850001088039.



## Tarkvara suiteDXT läbivaatamise ajalugu

Tarkvara versioon	Väljalaske kuupäev	Kirjeldus
1.0.0	Juuni 2013	Esmane väljalase
1.0.1	Veebruar 2014	Rakendatud tarkvara litsentsimise valikud
2.0.0	Oktoober 2014	Eemaldatud sõltuvus Microsoft SQL-ist sõltuvus Kasutajaliides värskendatud, et see vastaks suiteHEART'ile Lisatud toetus uuringu eksportimiseks kokkupakitud failina Lisatud tihendatud DICOM-i piltide tugi Rakendus tõlgitud saksa ja prantsuse keelde Lisatud Microsoft Windows 8.1 tugi Kaotatud Windows XP tugi
2.1.0	Jaanuar 2015	Väikesed värskendused ja vigade parandused Lisatud meditsiiniseadmete direktiivi teave
3.0.0	Oktoober 2015	Väikesed värskendused ja vigade parandused
3.0.1	Märts 2016	Lisatud mitme kasutaja võimalus. Väikesed värskendused ja vigade parandused
4.0.0	Oktoober 2016	Lisatud suiteDXT tugi suiteDXT DICOM-i võrguedastusele Täiustatud DICOM-i edastuse jõudlus
4.0.2	Mai 2017	Lisatud eeltöötlus Eemaldatud Microsoft Windows 8.1 tugi
4.0.4	November 2017	Lisatud tugi mitme seeria konfigureerimiseks eeltöötles
4.0.5	November 2017	Väikesed värskendused ja vigade parandused
4.0.6	Mai 2018	Värskendatud tugi eeltöötles konfiguratsiooni jaoks Täiustatud DICOM-i impordi jõudlus
4.0.7	November 2018	Lisatud juurdepääsukontrollid\luba
5.0.0	Juuli 2019	Sisaldab värskendusi, mis on seotud järgmisega: Eeltöötlus
5.0.1	Veebruar 2020	Sisaldab värskendusi, mis on seotud järgmisega: Uuringute eksport ja import
5.0.2	Märts 2021	Lisatud automaatse kustutamise funktsioon, kausta loomine, täiustatud anonüümimissuvandid, väiksemad värskendused ja vigade parandused. See on esimene tarkvaraväljalase Hiina jaoks.
5.0.2	Juuni 2021	Lisatud MD sümbol, importija teave, tõsistest vahejuhtumitest teatamise märged
5.0.3	September 2021	Lisatud on T1/T2 töötlemine ja sünkroonimise eeltöötlus. See on esialgne tarkvaraväljalase Jaapani ja Vietnami jaoks.
5.1.0	Detsember 2022	Lisatud on Microsoft Windows 11 tugi ja eemaldatud Microsoft Windows 7 tugi. Lisatud varasemate uuringute automaatne toomine. See on esimene tarkvaraväljalase Brasiilia portugali keele jaoks.
5.1.1	Oktoober 2023	Lisatud uuringu kopeerimise funktsioon. Lisatud on mitme uuringu anonüümimise tugi. suiteDXT versioon 5.1.1 on viimane Server 2012-s toetatud tarkvara versioon.

# Tarkvaravärskendused

suiteDXT versioon 5.1.1 on viimane Server 2012-s toetatud tarkvara versioon.

Tulemuste hulgieksportimine Exceli arvutustabelina on toetatud, vt suiteDXT kasutusjuhendit.

Toetatakse toomise ja kopeerimise funktsiooni uuringu jaoks. Imporditav või allalaaditav uuring peab DXT andmebaasis juba olema olemas. Funktsioon on saadaval vaid siis, kui on NeoSoftist tellitud.

Nüüd on saadaval automaatse saatmise võimalus. Funktsioon on saadaval vaid siis, kui on NeoSoftist tellitud.

## Anonüümimine

Anonüümimiseks saab valida rohkem kui ühe uuringu, patsiendi ID suureneb uuringu kaupa. Nüüd on saadaval täiendavad väljad, sealhulgas Lisamine ja Uuringu aeg.

Anonüümitud põhilise CSV-faili asukoht loob Exceli arvutustabeli uuringute algsete nimede teabega.

# Väljalaskemärkmed

## Uuringu import

Importimise ajal ärge klõpsake nuppu Värskenda.

## Eeltöötlus

- Eeltöötlus ei kirjuta eelnevalt analüüsitud seeriat üle.
- Kui vooluanalüüsi vahekaartidel on tuvastatud rohkem kui kuus faasikontrastsuse seeriat, viiakse eeltöötlus läbi viimase kuue tuvastatud faasikontrastsuse seeriaga.
- Kui eeltöötluse konfiguratsiooni ei kuvata nii 32- kui ka 64-bitise Java installimisel, desinstallige Java 32-bitine versioon.

## Windows 10 Enterprise

Kui suiteDXT ei reageeri pärast Windows 10 Enterprise'i installimisel suuruse muutmist, keelake Snap Windowsi multitegumtöötamise sätetes ja seejärel taaskäivitage suiteDXT.

## Mitme kasutajaga keskkond

Kui uuring käivitatakse suiteHEART® tarkvaras ja seejärel seatakse suiteDXT täisekraanile, võivad minimeerimise, taastamise ja sulgemise funktsioonid (paremas ülanurgas) mitte reageerida. Kui see juhtub, valige ekraani allosas olevalt tööriistaribalt tarkvara suiteHEART® ja minimeerige rakendus, et taastada suiteDXT funktsioonid. Probleemi vältimiseks peitke tööriistariba automaatselt või ärge kasutage suiteDXT-ga täisekraani.

Harvadel juhtudel, kui hüpikaken ei reageeri, võite vajutada hüpikakna funktsiooni lähtestamiseks klaviatuuril sisestusklahvi.